

EC easy
curette

Curette universale in Titanio

indicata sia per denti naturali che per impianti



Trattamento speciale che non richiede affilatura

Due frecce per punta
indicanti la doppia
zona di taglio.

Tacche millimetriche
per visualizzare la pro-
fondità di penetra-
zione dello strumento.

Rimozione ottimale di
placca e tartaro sopra
e sottogengivale gra-
zie al trattamento di
affilatura.



Pratica ✓

Ideale in caso
di infiammazione
perimplantare ✓

Universale ✓

ENA  **CARE**
Oral


GRUPPO
MICERIUM

Micerium S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 870

Fax +39 0185 7887 970 • www.enacare.it