

dentine colour die spacer white stone

TENDER  **rock**



→ Tender Rock gesso bianco → spaziatore
color dentina → induritore e protettore
per monconi → localizzatore contatti

INTRO KIT

TRUK	Tender Rock kit spaziatori: Colore dentina (UD1, UD2, UD3, UD4) White + Diluente	4 x 20 ml 20 ml + 20 ml
TRK	Tender Rock kit completo: Spaziatore White + Spaziatore Diluente Spaz. color dentina (UD1, UD2, UD3, UD4) Contact + Protect Induritore DUR + Diluente Gesso bianco Tender Rock	20 ml + 20 ml 4 x 20 ml 30 ml + 30 ml 30 ml + 30 ml 100 g



MICERIUM S.p.A.

Via Marconi, 83
16030 Avegno (GE) - Italy
Tel. 0185 7887.870
Fax 0185 7887.970
www.micerium.it
email: micerium@micerium.it

TENDER rock

1



1. GESSO BIANCO

Gesso bianco sintetico extra-duro di classe IV molto preciso, ideato per riprodurre fedelmente i dettagli morfologici della tessitura dentale. Ideale per la tecnica indiretta in composito in quanto offre un buon contrasto cromatico con le masse composito. Indurimento rapido (9 min.) Buste da 100 g



2



2. PROTECT

Protettore elastico autoindurente. Protegge i monconi in gesso dall'acqua e dalla polvere durante la squadratura del modello. Le aree rivestite da Tender Protect sono efficacemente escluse dalla sabbatura. Gli strumenti rivestiti con questa lacca resistono agli acidi. Ideali anche per le superfici di acrilico. La pellicola si rimuove senza residui.



3



3. INDURITORE DUR

Tender Rock Dur indurisce e sigilla il gesso senza creare spessore. Rinforza i margini della preparazione aumentandone la resistenza meccanica. rende la superficie idrorepellente e la protegge dallo sporco. Può essere utilizzato anche per le spalle in ceramica. Diluente disponibile separatamente



4



4. SPAZIATORE COLOR DENTINA

Spaziatori per monconi color dentina per tutti i restauri in ceramica e composito. Il colore naturale di queste lacche riproduce la stessa tonalità del dente naturale e del cemento composito Ena Cem HF: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4). Crea strati uniformi di circa 8-10 microns per applicazione con superfici molto lisce: si alterna ogni strato di color dentina ad uno strato di WHITE. Prima di applicare lo spaziatore utilizzare l'induritore Tender DUR



5



5. CONTACT

Contact-Blue è ideale per individuare i punti frizionanti in manufatti in oro e i pre-contatti in protesi. Si risparmia tempo posizionando in situ corone, ponti, ed altri manufatti. Può essere pennellato accuratamente nelle zone interessate. Asciuga rapidamente e si elimina con acqua. Diluente disponibile separatamente

