








































Elastici Italia

ELASTICI IN LATTICE










Gli elastici sono fabbricati in puro lattice di gomma chirurgico per un'alta elasticità ed inalterabilità ai liquidi del cavo orale e codificati con simboli di città marinare italiane.



ELASTICI INTRAORALI


Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	Ø mm.	Ø inch	Forza
		EIE218	50 Sacchetti da 100 elastici	CEFALÙ		3	1/8	
		EIE2316	50 Sacchetti da 100 elastici	CAMOGLI		4	3/16	Leggera
		EIE214	50 Sacchetti da 100 elastici	ISCHIA		6	1/4	2 Oz 60 gr.
		EIE2516	50 Sacchetti da 100 elastici	OTRANTO		8	5/16	
		EIE418	50 Sacchetti da 100 elastici	TAORMINA		3	1/8	
		EIE4316	50 Sacchetti da 100 elastici	PORTOFINO		4	3/16	
		EIE414	50 Sacchetti da 100 elastici	AMALFI		6	1/4	Media
		EIE4516	50 Sacchetti da 100 elastici	VIESTE		8	5/16	4 Oz 120 gr.
		EIE438	50 Sacchetti da 100 elastici	TROPEA		10	3/8	
		EIE618	50 Sacchetti da 100 elastici	SIRACUSA		3	1/8	
		EIE6316	50 Sacchetti da 100 elastici	GENOVA		4	3/16	Forte
		EIE614	50 Sacchetti da 100 elastici	CAPRI		6	1/4	6 Oz 180 gr.
		EIE6516	50 Sacchetti da 100 elastici	PESCHICI		8	5/16	



















ELASTICI EXTRAFORTI

Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	Ø mm.	Ø inch.	Forza
		EIE14516	20 Sacchetti da 50 elastici	ELBA		8	5/16	
		EIE1438	20 Sacchetti da 50 elastici	VENEZIA		10	3/8	Extraforte 14 Oz 400 gr.
		EIE1412	20 Sacchetti da 50 elastici	ALGHERO		12	1/2	

ELASTICI INTRAORALI NO LATEX


- Ipoallergenico, materiale privo di lattice, elimina le reazioni allergiche
- Fornisce la forza equivalente degli standard elastici



Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	Ø mm.	Ø inch.	Forza
		EIE418NL	30 Sacchetti da 100 elastici	TAORMINA NL		3	1/8	Media
		EIE4316NL	30 Sacchetti da 100 elastici	PORTOFINO NL		4	3/16	4 Oz 120 gr.
		EIE414NL	30 Sacchetti da 100 elastici	AMALFI NL		6	1/4	
		EIE618NL	30 Sacchetti da 100 elastici	SIRACUSA NL		3	1/8	
		EIE6316NL	30 Sacchetti da 100 elastici	GENOVA NL		4	3/16	Forte 6 Oz 180 gr.
		EIE614NL	30 Sacchetti da 100 elastici	CAPRI NL		6	1/4	

PORTA ELASTICI

- Dispenser ideale per consegnare gli elastici al paziente, può anche essere utilizzato per retainers e scudi protettivi
- Colori fosforescenti assortiti
- Può contenere circa 50 elastici, con tira elastici incluso



Descrizione	Q.tà	Codice
Porta elastici colorato	50 pz	EIVPE50

Le legature **ITALIA** sono realizzate con un ottimo materiale che mantiene l'elasticità nel tempo esercitando una forza adeguata per tenere l'arco nello slot e non richiedono frequenti cambiamenti.

- Hanno una elasticità ed uno spessore che consentono di effettuare una legatura doppia senza essere ingombranti
- Hanno la superficie liscia e resistente ai liquidi orali
- Il diametro di ogni anello è di .120" / ø 3 mm.
- Disponibili in 19 colori



Ogni confezione contiene 100 stick da 10 legature cad.

Kit assortito contenente 1800 o 5400 legature di vari colori (grigio escluso)



VANTAGGI







- Grazie alla loro elevata resistenza alla rottura e/o allo strappo, si guadagna tempo prezioso alla poltrona
- Sono facili da collocare e facili da rimuovere grazie alla loro elevata flessibilità e resilienza senza rigidità



KIT COMPLETO


Descrizione	Codice
Kit mini 10 stick x 18 colori	EILMK
Kit completo 30 stick x 18 colori	EILK

Colore	Codice
 Trasparente	EILTR
 Bianco	EILBN
 Perla	EILPR
 Avorio	EILAV
 Argento	EILAG
 Grigio*	EILGR
 Nero	EILNR
 Verde chiaro	EILVC
 Acqua	EILAC
 Celeste	EILCL

Colore	Codice
 Turchese	EILTC
 Blu marina	EILBM
 Viola	EILVL
 Lilla	EILLL
 Rosso fuoco	EILRF
 Fucsia	EILFC
 Rosa Bubblegum	EILRB
 Arancio	EILAR
 Giallo	EILGL

*non compreso nel Kit

Utilizzate per chiudere gli spazi, possono fungere anche da legature. Sono disponibili standard o superelastiche in tre diverse spaziature.

SPAZIATURA	CARATTERISTICHE	
CONTINUA	Maggiore forza di chiusura Utilizzata nell'arcata inferiore	
STRETTA	Forza intermedia Usata sia sull'arcata inferiore che superiore	
LARGA	Forza minore Utilizzata soprattutto nell'arcata superiore	

CATENELLA STANDARD

- Materiale elastomerico di alta qualità e privo di Lattice
- Mantengono a lungo la loro elasticità e colore e hanno un'ottima resistenza
- Spessore 0,66 mm.



CATENELLA THIN






- Fornisce una forza iniziale più leggera
- Più sottile rispetto alle altre catenelle: lo spessore è di 0,46 mm., rispetto a 0,66 mm. per un più facile inserimento

CATENELLA SUPERELASTICA

- Fornisce una forza iniziale più leggera rispetto ad una standard, riducendo il trauma al paziente, ma la mantiene per un periodo di tempo più lungo
- Più sottile rispetto ad una standard: lo spessore è di 0,50 mm., rispetto a 0,66 mm., per un più facile inserimento

			
Colore	Continua	Stretta	Larga
 Trasparente	EICTRC	EICTRS	EICTRL
 Argento	EICAGC	EICAGS	EICAGL
 Grigio	EICGRC	EICGRS	EICGRL
 Royal Blu	EICBLC	EICBLS	
 Perla	EICPRC	EICPRS	EICPRL

Bobina da 4,5 mt.

			
Colore	Continua	Stretta	Larga
 Trasparente	EICTTRC	EICTTRS	EICTTRL
 Argento	EICTAGC	EICTAGS	EICTAGL

Bobina da 4,5 mt.

		
Colore	Continua	Larga
 Trasparente	EICSTRC	EICSTRL
 Grigio	EICSGRC	EICSGRL

Bobina da 2 mt.

Elastomeri



FILO ELASTICO PER LEGATURE

Elastomeri di alta qualità utilizzato per rotazioni e retrazioni

- Disponibile in 3 modelli diversi:
 - filo pieno
 - tubo forato
 - filo ritentivo per semplificarne la legatura

Bobina da 15 mt. o 7,6 mt. in base alla tipologia



Colore	Descrizione	Q.tà	Ø 025"	Ø 030"	
<input type="radio"/>	Trasparente	Filo elastico 15 mt.	1 pz	EIVF25	EIVF30
<input type="radio"/>	Trasparente	Tubo elastico 15 mt.	1 pz	EIVT25	EIVT30
<input type="radio"/>	Trasparente	Filo elastico ritentivo 7,6 mt.	1 pz	EIVR25	

LEGATURE ELASTICHE A BASTONCINO

- Per bloccare l'arco nello slot degli attacchi
- Si agganciano facilmente sotto le alette del bracket
- Comodo dispenser a bastoncino che permette una facile presa con l'utilizzo dello strumento AP773 (pag.108)
- Diametro interno 1,2 mm.



Colore	Q.tà	Codice	
<input type="radio"/>	Trasparente	1000 pz	EIVL



Ruotare lo strumento. La legatura è posizionata, prendere la legatura dal bastoncino e posizionarla dietro le alette gengivali

SEPARATORI PER BANDE

Per separare i denti prima di inserire le bande

- Sono **RADIOPACHI**, ovvero incorporano particelle radiopache che li rendono visibili in bocca ai raggi X
- Esercitano una forza leggera e continua



Descrizione	∅ esterno	∅ interno	Q.tà	Codice
Singoli	5,1 mm.	2,4 mm.	1000 pz	EIVS

TUBO PROTETTIVO

- Per ricoprire i fili metallici e proteggere la mucosa
- Particolarmente consigliato sui sezionali
- Colore trasparente
- Bobina da 3 mt.



Descrizione	∅ interno	Q.tà	Codice
per archi .021 x.025	.027	1 pz	EIVTP27
per Lip Bumper	.045	1 pz	EIVTP45

Legature metalliche

LEGATURE PREFORMATE CORTE

- Diametro 0,25 mm. (.010")
- Tempera morbida
- Alta resistenza
- Disponibile anche estetica


Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.010	Metallica	1000 pz	EIMC
.010	Estetica	100 pz	EIMEC



LEGATURE PREFORMATE LUNGHE

- Tempera morbida
- Alta resistenza
- Disponibile anche estetica

Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.008	Metallica	1000 pz	EIML08
.009	Metallica	1000 pz	EIML09
.010	Metallica	1000 pz	EIML10
.011	Metallica	1000 pz	EIML11
.012	Metallica	1000 pz	EIML12
.012	Estetica	100 pz	EIMEL



FILO PER LEGATURE IN BOBINA

- Tempera morbida
- Alta resistenza

Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.010	Metallica	500 gr.	EIMB10
.011	Metallica	500 gr.	EIMB11



LEGATURE KOBAYASHI

- Con gancio per elastici
- Alta resistenza

Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.012	Corte	100 pz	EIMKC12
.014	Corte	100 pz	EIMKC14
.012	Lunghe	100 pz	EIMKL12
.014	Lunghe	100 pz	EIMKL14

