

Catalogo Generale



Vernazza (Cinque Terre) - Liguria

2021



Innovazione • Qualità • Servizio

esfetica
M
GRUPPO
MICERIUM



Catalogo Generale Gennaio 2021

XV EDIZIONE

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 870
Fax 0185 7887 970
e-mail: micerium@micerium.it
ordini: ordini@micerium.it
www.micerium.it

Plva 01199870104
Cap. Soc. int. Vers. 1.000.000 euro
Cod. Fiscale e nr. iscrizione Reg.Imprese
Ge n° 01199870104 – R.E.A.265808






Gentile Cliente,

Micerium S.p.A. è un'azienda operante nel settore dentale da più di quarant'anni, la cui attività consiste nella progettazione e fabbricazione di dispositivi medici per il settore dentale.

MICERIUM S.p.A. fa riferimento alla qualità come ad un principio fondamentale per la propria attività. Ritiene che il termine "qualità" significhi garantire ai propri clienti prodotti e servizi innovativi che soddisfino o addirittura superino le loro aspettative.



Micerium S.p.A. è certificata secondo gli standard di qualità delle norme ISO 9001, ISO 13485 e DIR 93/42 EEC, Allegato V e Allegato VII (D.L.gs 25 Gennaio 2010, N. 37 integrato con gli aggiornamenti) e di altri requisiti cogenti. Il sistema di gestione qualità viene misurato tramite il grado di soddisfazione dei propri clienti.



QUALITY

Indice



ESTETICA

Compositi Enamel plus	8	Fibre di rinforzo Tender	35
Supercolori e pennelli	18	Resina e composito per provvisori	36
Compositi Flow	19	Trattamento discromie	38
Rifinitura compositi	20	Profilassi	40
Perni canalari Ena Post	26	Igiene Orale	41
Cementi compositi Ena Cem	28		
Adesivi e mordenzanti	30		



CONSERVATIVA

Matrici sezionali, cunei e accessori	44	Strumenti per diga e Perni canalari Ena Post	49
Matrici trasparenti e circolari	47	Perni canalari Para Post	50
Adesivo universale, composito e cemento composito	48	Perni parapulpari	53



APPARECCHI

Lampade per composito, occhiali e visiera protettiva	56	Elettrobisturi e Soluzioni di pulizia	58
Sistema di pulizia per protesi e Sabbiatrice orale	57	Lavatrici ad ultrasuoni	59



LABORATORIO

Strumenti e occhiali	62	Miscelatore sottovuoto, leghe e rivestimenti	70
Preparazione modelli		Compositi	72
Seghetto a mano e elettrico		Composito estetico	
Rifinitore, Pindex, Accu-Trac		Composito per flange	
Monconi sfilabili:		Siliconi e muffole	
DVA e Twin Tray		Resina per provvisori	76
Tender Tray e trattamento monconi		Dischi CAD/CAM	77
Cianocrilato calcinabile e Resine	67	Resina per protesi mobile e ribasatura	80
Cere	68		



ABRASIVI

Abrasivi per ceramica	86	Cilindri e ruote in gomma e mandrini	90
Abrasivi diamantati per zirconio e ceramica	87	Tagliaperni e dischi	91
Gommini in silicone e abrasivi per acrilico	88	Punte montate	92
Gommini montati	89	Frese e dischi diamantati	93
		Fresoni in tungsteno	94

Direzione



Maria Picarelli
Presidente
Responsabile
amministrazione e
personale



Gisella Allemand Miceli
Ammin. delegato
Coordinatore R&D
divisione estetica
Responsabile export



Eugenio Miceli
Ammin. delegato
Responsabile
commerciale
prodotti vari



Ottaviano Miceli
Ammin. delegato
Responsabile
commerciale ortodonzia
& implantologia



**Michèle Allemand
de Frouchtman**
Ammin. delegato
Responsabile
Area Spagna

Customer Service



Valentina Martinotti
Servizio clienti
Dealer Italia



Valentina Bacigalupo
Servizio clienti
Dealer Italia



Francesca Tanghetti
Servizio clienti



Davide Fravega
Servizio clienti



Daniela Castelli
Servizio clienti

Customer Service



Chiara Farinelli
Servizio clienti e
Igiene Orale



Roberta Cossu
Servizio clienti



Diego Conca
Controllo qualità



Sonia Grandi
Controllo qualità



Paola Barberis
HSE Manager

Qualità & Sicurezza

Confezionamento e Magazzino



Marco Gorziglia
Responsabile
confezionamento



Sara Santi
Confezionamento



Claudia Sciallero
Confezionamento



Davide Gambino
Confezionamento



Paola Manesso
Magazzino e
fatturazione

Direzione



Nathalie Ramponi
Responsabile corsi



Enrico Mamoli
C.C.O.



Giuliana Bozzo
Corrispondenza
e archivio



Claudia Masi
Corrispondenza
e ordini fornitori

Assistenti di Direzione

Contabilità



Riccardo Mumenthaler
Contabilità clienti



Laura Medici
Contabilità



Fiorenza Martinotti
Contabilità



Antonella Daus
Contabilità

Grafica & Internet



Gianluca Zeri
Responsabile
Informatico



Giorgia Rea
Responsabile
Grafica



Viviane Tsubaki
Grafica

Fatturazione & Spedizione



Rita Correale
Fatturazione



Alessandro Farinelli
Magazzino e
spedizioni



Diego Marzocchi
Magazzino e
spedizioni



Stefano Puggelli
Magazzino e
spedizioni

Micerium S.p.A. persegue una politica volta ad un continuo miglioramento della qualità, che si concretizza con il coinvolgimento di ciascuna risorsa operante all'interno dell'azienda stessa. La direzione si impegna pertanto a predisporre e gestire le risorse necessarie per soddisfare tali aspettative, coinvolgendo tutte le risorse aziendali interne ed esterne, ivi compresi i rappresentanti ed i fornitori, prefiggendosi l'obiettivo del miglioramento continuo del livello professionale dei propri collaboratori, volto al raggiungimento della soddisfazione del cliente con un'offerta di prodotti e servizi sempre più efficienti ed una conseguente diminuzione dei reclami e delle non conformità.

Tutto il personale si impegna ad operare al meglio, al fine di raggiungere il più elevato standard qualitativo all'interno dell'azienda e a tal fine uno degli obiettivi di Micerium è quello di mantenere alto il livello dell'ambiente di lavoro nel tempo.

Obiettivo di MICERIUM S.p.A. è altresì di proporre al settore odontoiatrico ed odontotecnico prodotti innovativi di alta qualità che si utilizzino con tecniche moderne ed avanzate, e nello stesso tempo semplici e riproducibili. A tal fine un altro obiettivo di Micerium è quello di puntare all'istruzione sia del proprio gruppo di vendita, sia della propria clientela, contribuendo ad organizzare o supportare corsi che consentano un'elevazione del livello professionale di dentisti ed odontotecnici.

Micerium S.p.A.

Maria Picarelli

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Estetica

VENEZIA





Estetica

- 8 Compositi Enamel plus HRi - HFO
- 18 Supercolori e pennelli
- 19 Compositi fluidi
- 20 Rifinitura e lucidatura compositi
- 26 Perni endocanalari Ena Post
- 28 Cementi compositi Ena Cem
- 30 Adesivi e mordenzanti
- 35 Fibre di rinforzo Tender Fiber
- 36 Resina e composito per provvisori
- 38 Trattamento discromie Ena White
- 40 Profilassi
- 41 Igiene Orale

BIS-GMA FREE VERSION
**BPA
FREE**
NON CONTIENE BISFENOL-A

ENAMEL PLUS HR*i* BIO FUNCTION

Nuovo composito con caratteristiche uniche

- > Biocompatibile
- > Abrasione naturale, analoga allo smalto
- > Manipolazione, scolpibilità e lucidabilità ottimale



ENA FLOW SEALANT BIO

Per sigillare denti naturali e margini di restauri in composito

- > Fluorescente per controllo con luce UV
- > Buona resistenza all'abrasione



Composito altamente biocompatibile
con caratteristiche meccaniche e funzionali simili allo smalto naturale

CARATTERISTICHE

- Elevata Biocompatibilità non contiene Co-monomeri né Bis-GMA
- Abrasione analoga a quella dello smalto naturale
- Caratteristiche meccaniche e funzionali identiche all'oro
- Lucidabilità ideale e durevole nel tempo
- Manipolazione ottimale: non si attacca allo strumento
- Eccezionale scolpibilità
- Adatto per tecnica diretta e indiretta nei settori anteriori e posteriori
- Alta radiopacità
- Contiene fluoro

Sono disponibili 3 smalti e 9 dentine:

- BF1 basso valore, BF2 medio valore, BF3 alto valore.
- BD0 - BD0,5 - BD1 - BD2 - BD3 - BD3,5 - BD4 - BD5 - BD6

Totalmente biocompatibile per garantire un'integrazione in completa armonia con il corpo umano senza rilascio di sostanze dannose e in tutta sicurezza. Alta stabilità della matrice resinosa e assenza di nano particelle nelle polveri liberate dai fenomeni di abrasione che potrebbero essere assorbite dall'organismo. Innovativa formula, con citotossicità pari a zero, a base di UDMA e TCDDMDMA priva di Bis-GMA, monomero che può decomporsi in Bisphenol-A (BPA) un composto organico, che, nell'organismo umano, si comporta come gli estrogeni causando danni alla salute.

ABRASIONE

	Profondità (mm)	Volume (mm ³)
Smalto naturale	0.216 (0.070)	0.404 (0.200)
Oro tipo III	0.219 (0.060)	0.328 (0.140)
Composito F* (smalto) fotopolimerizzato con Laborlux**	0.459 (0.068)	1.017 (0.239)
Composito F* (smalto) fotopolimerizzato con lampada studio	0.464 (0.069)	0.972 (0.247)
Enamel plus HRi Bio Function fotopolimerizzato con lampada studio	0.252 (0.059)	0.454 (0.057)
Enamel plus HRi Bio Function fotopolimerizzato con Laborlux**	0.212 (0.052)	0.375 (0.052)

* composito di riferimento prescelto dopo averlo individuato come il migliore tra quelli testati in fase preliminare

** lampada da laboratorio: fotopolimerizza con calore (ca 70°C)


Caso iniziale prima della riabilitazione



Riabilitazione eseguita con tecnica diretta nel settore inferiore e con tecnica indiretta nel settore superiore




Restauri diretti realizzati con dentina e smalto Bio Function




Casi clinici del Dr. Lorenzo Vanini

SUPERFICI DI USURA

dopo 120.000 cicli di usura "two body" in chewing simulator a due assi (Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo)



Gold



Enamel plus HRi Bio Function

Immagini al SEM 50x. L'abrasione di Enamel plus HRi Bio Function è simile a quella dell'oro e quindi a quella dello smalto naturale

DATI FISICI

	MPa
Durezza Vickers	685
Resistenza alla flessione	150
Modulo di elasticità	11.600
Resistenza alla compressione	460

Dati fisici mantenuti fino a 4 mm di profondità con polimerizzazione con lampada a Led (potenza minima 1000 mW)

ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION KIT



CHR12



CHR6BFD



CR3FB



Ref	Descrizione	Q.tà
CHR12	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Cofanetto completo comprendente 12 siringhe da 5 g con supporto 9 dentine: BD0, BD0,5, BD1 (A1), BD2 (A2), BD3 (A3), BD3,5 (A3,5), BD4 (A4), BD5, BD6 3 smalti: BF1, BF2, BF3	12x5 g
CHR6BFD	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Trial Kit comprendente 6 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: BD1 (A1), BD2 (A2), BD3 (A3), BD4 (A4) 2 smalti: BF2, BF3	6x2,5 g
CR3FB	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Trial Kit comprendente 3 siringhe da 2,5 g 3 smalti: BF1, BF2, BF3	3x2,5 g
CHR12T	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Cofanetto completo comprendente 72 tips (12 colori x 6 tips) 9 dentine: BD0, BD0,5, BD1 (A1), BD2 (A2), BD3 (A3), BD3,5 (A3,5), BD4 (A4), BD5, BD6 3 smalti: BF1, BF2, BF3	12x6 pz
CHR6BFDT	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Trial Kit comprendente 36 tips (6 tips x 6 colori) 4 dentine: BD1 (A1), BD2 (A2), BD3 (A3), BD4 (A4) 2 smalti: BF2, BF3	6x6 pz
CSG12	ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION Scala colori interamente in composito; cuneiforme per verificare l'effetto cromatico di diversi spessori	12 colori

DENTINE



- **Dentine** con fluorescenza ed elevata traslucenza calibrata con la dentina naturale
- **Dentine Ultra-light:** BD0 e BD0,5 per denti sbiancati
- **Dentine Ultra-dark:** BD5 e BD6 per zona cervicale e tecnica di stratificazione

SMALTI

**Smalti Bio Function**

- **BF1** basso valore
- **BF2** medio valore
- **BF3** alto valore

ENAMEL PLUS HRi BIO FUNCTION RICAMBI



Ref	Descrizione	Siringhe
CHRBF1	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF1	5 g
CHRBF2	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF2	5 g
CHRBF3	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF3	5 g

CHRBDO	Enamel plus HRi Bio Function dentina BDO	5 g
CHRBDO,5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BDO,5	5 g
CHRBD1	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD1 (A1)	5 g
CHRBD2	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD2 (A2)	5 g
CHRBD3	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD3 (A3)	5 g
CHRBD3,5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD3,5 (A3,5)	5 g
CHRBD4	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD4 (A4)	5 g
CHRBD5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD5	5 g
CHRBD6	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD6	5 g

Ref	Descrizione	Tips
CHRTBF1	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF1	12x0,3g
CHRTBF2	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF2	12x0,3g
CHRTBF3	Enamel plus HRi Bio Function smalto BF3	12x0,3g

CHRTBDO	Enamel plus HRi Bio Function dentina BDO	12x0,3g
CHRTBDO,5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BDO,5	12x0,3g
CHRTBD1	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD1 (A1)	12x0,3g
CHRTBD2	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD2 (A2)	12x0,3g
CHRTBD3	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD3 (A3)	12x0,3g
CHRTBD3,5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD3,5 (A3,5)	12x0,3g
CHRTBD4	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD4 (A4)	12x0,3g
CHRTBD5	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD5	12x0,3g
CHRTBD6	Enamel plus HRi Bio Function dentina BD6	12x0,3g



Smalti Bio Function



Dentine Bio Function



Siringa autoclavabile per tips

Permette di dosare esattamente la quantità desiderata di composito.



COSMTS



SIRINGA PER TIPS

Ref	Descrizione	Q.tà
COSMTS	Dispenser per tips	1 pz


IL PROBLEMA

LA RIFRAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI E CERAMICI...



“Effetto vetro” nelle ricostruzioni in composito con alone grigio sul margine

INDICE DI RIFRAZIONE RELATIVO DELLA LUCE (n)



Indice di rifrazione relativo di alcuni elementi, misurato alle temperature di 20°C ed alla lunghezza d'onda della luce di 589 nm: misurandone il rallentamento, indica la deviazione della luce che attraversa un corpo traslucido (Vanini Mangani Klimovskaia. “Il Restauro Conservativo dei denti anteriori” Acme 2005).

HRi: IL VERO SMALTO



Effetto naturale dello smalto HRi



Applicazione di dentina e opalescente OBN

Lavorando con spessori molto vicini a quelli dello smalto naturale, si ottengono gli stessi effetti presenti nel dente naturale che variano a seconda dello spessore. Lo spessore di 0,6 mm consente di ottenere un'ideale traslucenza.




UE1 basso valore (ambra)

UE2 medio valore


UE3 alto valore (per denti molto bianchi o sbiancati)

... STESSO INDICE DI RIFRAZIONE DELLO SMALTO NATURALE




Margini invisibili, nelle ricostruzioni con **HRi** utilizzando lo stesso spessore dello smalto naturale

INDICI DI RIFRAZIONE



NANOTECNOLOGIA REM



• **Composizione** RIEMPITIVO (80% PESO - 63% VOLUME)

- Nano ossidi di zirconio trattati in superficie ad alto indice di rifrazione (12% in peso)
- Nuovo tipo di riempitivo vetroso ad alto indice di rifrazione (68% in peso)

• **Dati fisici elevati** ideali per ogni tipo di ricostruzione diretta o indiretta:

- Durezza Vickers 700 MPa
- Modulo di elasticità 14.500 MPa
- Resistenza alla flessione 170 MPa
- Resistenza alla compressione 450 MPa
- Elevata Radiopacità 600% Al



Il progetto HRi è stato ideato dal Dr. L. Vanini e sviluppato in collaborazione con il Dr. T. Niem (Patent Pending)

Il progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione dell'Enamel plus HRi è così innovativo da essere stato scelto tra i migliori dieci presentati nella regione di Hessen (Francoforte), nel settore medicale, per essere finanziati dalla Comunità Europea (HA-Project-Nr. 130/07-01).

ENAMEL PLUS HRi

Caratteristiche e casi clinici

VANTAGGI TECNOLOGICI

DENTINE UNIVERSALI



DENTINE

- **Dentine** con fluorescenza ed elevata traslucenza calibrata con la dentina naturale
- **Dentine Ultra-light:** UDO e UDO,5 per denti sbiancati

SMALTI UNIVERSALI PER ANTERIORI




Universali (basso, medio e alto valore)

- **Margine invisibile grazie all'alto indice di rifrazione** no "effetto vetro" che abbassa il valore del restauro
- **Effetto opalescente blu/ambra creato dallo smalto HRi** (Trasparenza 30% fino a 0,8 mm)

Function (basso, medio e alto valore)

- **Bassa abrasività** ideali per posteriori e per laboratorio

SMALTI FUNCTION PER POSTERIORI E LABORATORIO



SMALTI

COLORI ADDIZIONALI PER TECNICA "MASTER"



COLORI ADDIZIONALI

- **Caratterizzazioni ed intensivi** creati dagli smalti intensivi (IM, IWS, IW) e opalescente ambra (OA)
- **Effetto opalescente blu/ambra** aumentato con l'utilizzo della massa opalescente OBN

VANTAGGI OPERATIVI: TECNICA SEMPLICE

TECNICA "SOLO SMALTO"

con una sola massa di smalto universale HRi

TECNICA "BASIC"

con dentine e smalto universale HRi

TECNICA "MASTER"

masse aggiuntive per opalescenze, intensivi e caratterizzazioni



ENAMEL PLUS HRi KIT



CHR15




CHR6

Ref	Descrizione	Q.tà
CHR15	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi comprendente 15 siringhe da 5 g con supporto 9 dentine: UDO, UDO,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 3 smalti intensivi: White (IW), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x5g
CHR11	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi comprendente 11 siringhe da 5 g con supporto 7 dentine: UDO, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 1 smalto intensivo: White Spot (IWVS)	11x5g
CHR6*	Trial Kit ENAMEL PLUS HRi comprendente 6 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 2 smalti universali: UE2, UE3	6x2,5g
CHR5B	"Bleach" Kit ENAMEL PLUS HRi comprendente 5 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UDO, UDO,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 smalto universale: UE3	5x2,5g

*E' possibile sostituire UE3 con UE1 (Codice Kit CHR6B)



Ref	Descrizione	Q.tà
CSG15	Scala colori ENAMEL PLUS HRi interamente in composito; cuneiforme per verificare l'effetto cromatico di diversi spessori	15 colori
HFOMAP2	Blocchetto mappe cromatiche	50 fogli
PLEXI26D	Supporto in plexiglass DARK per 26 siringhe	1 pz
PLEXI9D	Supporto in plexiglass DARK per 9 siringhe	1 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
CHR15T	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 90 tips (6 tips x 15 colori) 9 dentine: UDO, UDO,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 3 smalti intensivi: White (IW), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x6pz
CHR11T	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 66 tips (6 tips x 11 colori) 7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 1 smalto intensivo: White Spot (IWVS)	11x6pz
CHR6T*	Trial Kit ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 36 tips (6 tips x 6 colori) 4 dentine: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4) 2 smalti universali: UE2, UE3	6x6pz
CHR5BT	"Bleach" Kit ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 30 tips (6 tips x 5 colori) 4 dentine: UDO, UDO,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 smalto universale: UE3	5x6pz

*E' possibile sostituire UE3 con UE1 (Codice Kit CHR6BT)



ENAMEL PLUS HRi RICAMBI



Ref	Descrizione	Siringhe
CHREF1	Enamel plus HRi Function smalto EF1	5 g
CHREF2	Enamel plus HRi Function smalto EF2	5 g
CHREF3	Enamel plus HRi Function smalto EF3	5 g
CHRUE1	Enamel plus HRi smalto universale UE1	5 g
CHRUE2	Enamel plus HRi smalto universale UE2	5 g
CHRUE3	Enamel plus HRi smalto universale UE3	5 g
CHRIW	Enamel plus HRi smalto intensivo White	5 g
CHRIM	Enamel plus HRi smalto intensivo Milky	5 g
CHRIWS	Enamel plus HRi smalto intens. White Spot	5 g
CHRUD0	Enamel plus HRi dentina UD0	5 g
CHRUD0,5	Enamel plus HRi dentina UD0,5	5 g
CHRUD1	Enamel plus HRi dentina UD1 (A1)	5 g
CHRUD2	Enamel plus HRi dentina UD2 (A2)	5 g
CHRUD3	Enamel plus HRi dentina UD3 (A3)	5 g
CHRUD3,5	Enamel plus HRi dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHRUD4	Enamel plus HRi dentina UD4 (A4)	5 g
CHRUD5	Enamel plus HRi dentina UD5	5 g
CHRUD6	Enamel plus HRi dentina UD6	5 g
CHFOA	Enamel plus smalto opalescente Ambra	5 g
CHFOBN	Enamel plus smalto opalescente Blu naturale	5 g

Ref	Descrizione	Tips
CHRTEF1	Enamel plus HRi Function smalto EF1	12x0,3 g
CHRTEF2	Enamel plus HRi Function smalto EF2	12x0,3 g
CHRTEF3	Enamel plus HRi Function smalto EF3	12x0,3 g
CHRTUE1	Enamel plus HRi smalto universale UE1	12x0,3 g
CHRTUE2	Enamel plus HRi smalto universale UE2	12x0,3 g
CHRTUE3	Enamel plus HRi smalto universale UE3	12x0,3 g
CHRTIW	Enamel plus HRi smalto intensivo White	12x0,3 g
CHRTIM	Enamel plus HRi smalto intensivo Milky	12x0,3 g
CHRTIWS	Enamel plus HRi smalto intensivo White Spot	12x0,3 g
CHRTUD0	Enamel plus HRi dentina UD0	12x0,3 g
CHRTUD0,5	Enamel plus HRi dentina UD0,5	12x0,3 g
CHRTUD1	Enamel plus HRi dentina UD1 (A1)	12x0,3 g
CHRTUD2	Enamel plus HRi dentina UD2 (A2)	12x0,3 g
CHRTUD3	Enamel plus HRi dentina UD3 (A3)	12x0,3 g
CHRTUD3,5	Enamel plus HRi dentina UD3,5 (A3,5)	12x0,3 g
CHRTUD4	Enamel plus HRi dentina UD4 (A4)	12x0,3 g
CHRTUD5	Enamel plus HRi dentina UD5	12x0,3 g
CHRTUD6	Enamel plus HRi dentina UD6	12x0,3 g
CHFTOA	Enamel plus smalto opalescente Ambra	12x0,3 g
CHFTOBN	Enamel plus sm. opalescente Blu naturale	12x0,3 g

● Smalti Function ● Smalti Universali HRi ○ Intensivi ● Dentine ● Opalescenti



Composito fotopolimerizzabile microibrido radiopaco

Il classico "HFO" per restauri estetici diretti ed indiretti.

- Dentine fluorescenti calibrate sul dente naturale
- Smalti generici di 3 valori per riprodurre il dente anziano (GE1), adulto (GE2), e giovane (GE3)
- Smalti opalescenti ed intensivi per riprodurre opalescenze e caratterizzazioni dello smalto naturale

Ref	Descrizione	Siringhe*
CHFGE1	Enamel plus HFO smalto generico GE1	5 g
CHFGE2	Enamel plus HFO smalto generico GE2	5 g
CHFGE3	Enamel plus HFO smalto generico GE3	5 g
CHFOW	Enamel plus HFO smalto opalescente White	5 g
CHFOG	Enamel plus HFO smalto opalescente Gray	5 g
CHFOA	Enamel plus HFO smalto opalescente Amber	5 g
CHFOBN	Enamel plus HFO opalescente Blu naturale	5 g
CHFIM	Enamel plus HFO smalto intensivo Milky	5 g
CHFIW	Enamel plus HFO smalto intensivo White	5 g
CHFUD1	Enamel plus HFO dentina UD1 (A1)	5 g
CHFUD2	Enamel plus HFO dentina UD2 (A2)	5 g
CHFUD3	Enamel plus HFO dentina UD3 (A3)	5 g
CHFUD3,5	Enamel plus HFO dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHFUD4	Enamel plus HFO dentina UD4 (A4)	5 g
CHFUD5	Enamel plus HFO dentina UD5	5 g
CHFUD6	Enamel plus HFO dentina UD6	5 g
COSHFOB1	Enamel plus HFO Dentina B1	5 g
COSHFOB2	Enamel plus HFO Dentina B2	5 g
COSHFOB3	Enamel plus HFO Dentina B3	5 g
COSHFOB4	Enamel plus HFO Dentina B4	5 g
COSHFOC1	Enamel plus HFO Dentina C1	5 g
COSHFOC2	Enamel plus HFO Dentina C2	5 g
COSHFOC3	Enamel plus HFO Dentina C3	5 g
COSHFOC4	Enamel plus HFO Dentina C4	5 g
COSHFOD3	Enamel plus HFO Dentina D3	5 g

* I colori B...-C...-D3 sono disponibili su richiesta (colori della scala Vita®. Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D)

*Disponibili anche Tips monodose in Kit (Ref. CHF15T) e ricambi da 12 pz (Ref. CHFTGE1, CHFT...)



Ref	Descrizione	Q.tà
CHF15	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HFO comprendente 15 siringhe da 5 g con supporto 7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti generici: GE1, GE2, GE3 3 smalti opalescenti: OBN, OA, OW 2 smalti intensivi: White (IW), Milky (IM)	15x5g
CHF7	Trial Kit ENAMEL PLUS HFO comprendente 7 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5 2 smalti generici: GE2, GE3 1 smalto opalescente: OBN	7x2,5g

ENA HEAT Composite Heating Conditioner

Termocontenitore che porta il materiale ad una temperatura di ca. 39°C, rendendolo più fluido e riducendone lo stress nelle fasi di estrusione dalla siringa o dalle tips e di stratificazione. In questo modo, riducendo il rischio di separazione tra matrice e riempitivo, si migliorano le caratteristiche biomeccaniche del materiale e si elimina la formazione di bolle. È possibile regolare la temperatura a 55°C per rendere il materiale più fluido per la cementazione. Presenta 6 fori per siringhe e 4 per tips. Utilizzabile anche per scaldare ipoclorito e anestetico.

SCALDA SIRINGHE/TIPS



Ref	Descrizione	Q.tà
CHC3	COMPOSITE HEATING CONDITIONER ENA HEAT 110-240V, 50-60 Hz, 500mA Consente di scaldare il materiale a due temperature: 39°C (ideale per modellazione) e 55°C (per cementazione)	1 pz

ENAMEL PLUS STAIN & STRUMENTI

Supercolori fluorescenti in composito

Unici per eseguire caratterizzazioni sia in studio che in laboratorio. Grazie alla loro alta fluorescenza, si integrano perfettamente nel dente naturale. Sono utilizzabili da soli o mescolati con il composito senza alterarne le caratteristiche di fluorescenza.



COSSTAINKIT

PENNELLI MICERIAM PER MODELLAZIONE COMPOSITI



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAINKIT	KIT ENAMEL PLUS SUPERCOLORI Colori intensivi fluorescenti in siringa: bianco, giallo, arancio, blu, marrone, marrone scuro Pennelli (2 tipo C - 2 tipo F - 2 tipo M)	6x2 g 6 pz
COSSTAIN1N	Colore intensivo ricambio bianco	2 g
COSSTAIN3N	Colore intensivo ricambio blu	2 g
COSSTAIN4N	Colore intensivo ricambio marrone	2 g
COSSTAIN5N	Colore intensivo ricambio marrone scuro	2 g
COSSTAIN6N	Colore intensivo ricambio nero	2 g
COSSTAIN7N	Colore intensivo ricambio giallo	2 g
COSSTAIN8N	Colore intensivo ricambio arancio	2 g
COSSTAIN T	Colore intensivo ricambio trasparente	2 g
COSSTAINO1	Piastra per colori con coperchio: per migliorare la lavorazione del composito	1 pz
COSPEN11	Pennello C per supercolori	1 pz
COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi con punta piccola per modellazione composito	5 pz
TPENN	Pennelli in gomma nera rigidi con punta piccola per modellazione composito	5 pz
TPENMC	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 45°/45° per modellazione composito	5 pz 1 pz
TPENMS	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 90°/180° per modellazione composito	5 pz 1 pz
TPENMP	Punte pennello in gomma blu ricambi	5 pz
TLV1	Strumento modellazione composito per anteriori con Spatola fissa Spatola extra flessibile grigia Spatola flessibile bianca	1 pz 1 pz 1 pz
TLV2	Strumento modellazione composito per posteriori	1 pz
TRAW	Spatola flessibile bianca	2 pz
TRAG	Spatola extra flessibile grigia	2 pz

Nuovo "Flow HF"

Materiale da utilizzare come sottofondo nei posteriori per restauri diretti e indiretti (prima della presa d'impronta) e negli anteriori nelle V classi.

- Altamente riempito
- Maggiore viscosità ed elasticità
- Maggiore radiopacità e proprietà fisiche
- Senza bolle



CARATTERISTICHE FISICHE

	RIEMPITIVO %	DUREZZA VICKERS MPa	MODULO DI ELASTICITÀ MPa	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MPa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE MPa	RADIOPACITÀ
Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

Ref	Descrizione	Q.tà
CHR1F	KIT INTRO ENAMEL PLUS HRi FLOW Dentine in siringa: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Punte per Flow ø 1,2 mm Supporto in plexiglass	7x2 g 25 pz 1 pz
CHRFUDO	HRi Flow UDO ricambio+3 tips	2 g
CHRFUDO,5	HRi Flow UDO,5 ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD1	HRi Flow UD1 (A1) ricambio+3 tips	2 g

Ref	Descrizione	Q.tà
CHRFUD2	HRi Flow UD2 (A2) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD3	HRi Flow UD3 (A3) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD3,5	HRi Flow UD3,5 (A3,5) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD4	HRi Flow UD4 (A4) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD5	HRi Flow UD5 (A5) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD6	HRi Flow UD6 (A6) ricambio+3 tips	2 g
CHRF25	Punte per Flow ø 1,2 mm	25 pz
PLEXI11	Supporto in plexiglass x 11 Siringhe Flow	1 pz

Composito fluido a bassa viscosità.



ENAMEL PLUS HFO FLOW

Ref	Descrizione	Q.tà
CHF1F	KIT INTRO ENAMEL PLUS HFO FLOW Dentine in siringa: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Punte per Flow ø 0,8 mm Supporto in plexiglass	7x2 g 25 pz 1 pz
CHFFUD1	HFO Flow UD1 (A1) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD2	HFO Flow UD2 (A2) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3	HFO Flow UD3 (A3) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3,5	HFO Flow UD3,5 (A3,5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD4	HFO Flow UD4 (A4) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD5	HFO Flow UD5 (A5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD6	HFO Flow UD6 (A6) ricambio + 3 tips	2 g
COSHFB3	HFO Flow B3 ricambio + 3 tips	2 g
COSHFB4	HFO Flow B4 ricambio + 3 tips	2 g
CHFF25	Punte per Flow ø 0,8 mm	25 pz

Massa fluida a diffusione calibrata che riproduce lo strato proteico del dente naturale.

- Aumenta la diffusione interna della luce nei restauri diretti e indiretti, riducendo l'abbassamento di valore tipico delle masse vetrose (non necessario con smalti universali HRi)
- Potenzia la fluorescenza del corpo dentinale ridando luminosità ai denti devitalizzati

GLASS CONNECTOR



Ref	Descrizione	Q.tà
COSHFOGFC	Enamel plus HFO Glass Connector + 3 tips	1 g

Shiny



Correzione della geografia di superficie e lucidatura

Step by step del sistema di lucidatura: gommino Shiny14, pasta diamantata Shiny A 3 μ e Shiny B 1 μ con spazzolino.

Per rifinitura e lucidatura di ricostruzioni estetiche dirette in studio, di faccette, intarsi e corone in laboratorio, eseguite in composito.

IL SISTEMA COMPRENDE

- Paste diamantate: SHINY A 3 μ , SHINY B 1 μ
- Pasta all'ossido di alluminio SHINY C
- Air Block SHINY G
- Spazzolini e feltrini SHINY S, SHINY F
- Gommini pre-lucidanti SHINY14 e SHINY33
- Accessori per rifinitura

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

	Durezza Vickers	Deviaz.
Enamel plus HRi microibrido	55	1,2
HRi microibrido (a.b.+p.d.)	+10%	0,8
Microriempito	18-30	4

Trattamento di superficie: durezza Vickers e sua deviazione dai valori medi (a.b.=Air Block • p.d.= Pasta Diamantata).



ENAMEL PLUS SHINY KIT



Pasta Shiny C ossido di alluminio con feltrino; restauro ultimato sotto luce diretta (sinistra) e polarizzata (destra).



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYKIT	FINISHING KIT SHINY	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Air Block SHINY G	7 tips
	Frese Shiny	4 pz
	Spazzolini di capra RA Shiny S/SS	3 pz
	Lacca SHINY	3 ml
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	3 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	16 pz
	Dischi SHINY D...	12 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	5 pz
	Feltrino a ruota SHINY F/SF	5 pz
	Gommino SHINY 14	2 pz
	Mandrino RA	2 pz
	Pennelli monouso	10 pz
	Manico per pennelli	1 pz
COSSHINY+G	KIT SHINY PASTE PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S/SS	3 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	3 pz
	Feltrino a ruota SHINY F/SF	3 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	2 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	4 pz
COSSHINY-Y+G	MINI KIT SHINY PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	0,5 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	0,5 g
	Pasta brillantante SHINY C	4 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S	2 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Feltrino a ruota SHINY F	2 pz
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	1 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	2 pz
	Strisce di carta SHINY M...	2 pz
TSY	KIT RIFINITURA SHINY PER LABORATORIO	
	Pasta SHINY A	0,5 g
	Pasta SHINY B	0,5 g
	Pasta SHINY C	4 g
	Tip Glicerina	1 pz
	Cono di carta con mandrino	1 pz
	Spazzolino di capra Shiny S-HP	1 pz
	Feltrino Shiny F-HP	1 pz
	Fresa Carbide FG	1 pz
	Punta Montata verde HP	1 pz
	Diamantata HP (D717-D725-D727)	3 pz
	Disco diamantato 2 lati 0,15mm D751	1 pz

ENAMEL PLUS SHINY RICAMBI

Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYG7	SHINY G glicerina Air Block in tips da 0,5 ml	7 pz
COSSHINYG	SHINY G glicerina Air Block in siringa	2 ml
COSSHINYG10	SHINY G glicerina Air Block in siringa	10 ml
ESL2	SHINY L Lacca evidenziatrice per micro-macro geografia	3 ml
COSSHINYA	SHINY A 3 micron Pasta diamantata per prelucidare il composito da applicare con Shiny S	2 g
COSSHINYB	SHINY B 1 micron Pasta diamantata per lucidare il composito da applicare con Shiny S	2 g
COSSHINYC	SHINY C ossido di alluminio Pasta per brillantare il composito da applicare con Shiny F	35 g
COSSHINYS	SHINY S spazzolino di capra a ruota RA	12 pz
COSSHINYSHP	SHINY S spazzolino di capra a ruota HP	12 pz
CSS	SHINY SS spazzolino di capra a ruota mini per posteriori	12 pz
COSSHINYF	SHINY F feltrino a ruota spessore 2 mm da utilizzare con COSSHINY6	30 pz
COSSHINYFD	SHINY FD feltrino a disco interprossimale 0,5 mm	100 pz
CSF	SHINY SF feltrino in cotone RA (17x10 mm)	12 pz
COSSHINYFHP	SHINY FHP feltrino in cotone HP	12 pz
COSSHINY13	SHINY gommini pomice prelucidatura	12 pz
COSSHINY33	SHINY gommini marroni	12 pz
CS014	SHINY14 Gommini diamantati per prelucidare composito	6 pz
CS015	SHINY15 Gommini diamantati grigi one step per lucidare composito	3 pz
CS041	SHINY41 Spazzolini impregnati per posteriori a punta	6 pz
CS042	SHINY42 Spazzolini impregnati per posteriori a mini coppetta	6 pz
CS043	SHINY43 Spazzolini impregnati per posteriori a coppetta media	6 pz



ENAMEL PLUS SHINY RICAMBI

estetica



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYCON	Conetti di carta per HP	25 pz
COSSHINYCONM	Mandrino per conetti di carta Shiny	1 pz
COSSHINY6	SHINY Mandrino per feltrini a ruota	6 pz
COSSHINYFM	SHINY Mandrino per dischi	1 pz
COSSHINYDF	SHINY DISCS grana finissima marrone	100 pz
COSSHINYDX	SHINY DISCS grana fine blu	100 pz
COSSHINYDM	SHINY DISCS grana media verde	100 pz
COSSHINYDC	SHINY DISCS grana grossa avorio	100 pz
COSSHINYSF	SHINY STRIPS grana fine (blu) finissima (marrone)	100 pz
COSSHINYDFS	SHINY STRIPS grana fine-finissima sottile	100 pz
COSSHINYSM	SHINY STRIPS grana media (verde) grossa (avorio)	100 pz
COSSHINYSMS	SHINY STRIPS grana media-grossa sottile	100 pz
COSSHINY1	Manico per pennelli	1 pz
COSSHINY50	Pennelli di ricambio	50 pz
COSSHINY25	Punte ø 0,9 mm per Glicerina e Flow	25 pz
CS050-2R	Strisce diamantate 120 mm x 2 mm grana fine rossa	5 pz
CS050-2Y	Strisce diamantate 120 mm x 2 mm grana extra-fine gialla	5 pz
CS050-4R	Strisce diamantate 120 mm x 4 mm grana fine rossa	5 pz
CS050-4Y	Strisce diamantate 120 mm x 4 mm grana extra-fine gialla	5 pz




RIFINITURA & LUCIDATURA

ENAMEL PLUS SHINY


ENA SHINY KIT FRESE DR. VANINI

KIT FRESE PER ANTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI




Ref	Descrizione	Q.tà
CS1LV	Kit preparazione rifinitura e lucidatura per anteriori in composito diretti	
	Frese Diamantate Shiny FG	12 pz
	Frese Tungsteno a palla Shiny RA	2 pz
	Fresa Tungsteno 30 lame FG	1 pz
	Punta montata in Carborundum RA (CS21)	1 pz
	Gommini Shiny marrone e diamantata grigia RA	2 pz
	Spazzolino di capra RA	1 pz
	Feltrino a ruota RA	1 pz
	SHINY G glicerina Air Block	1 tip
	Paste per lucidatura Shiny A, B, C, G	

KIT FRESE PER POSTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI E INDIRETTI




Ref	Descrizione	Q.tà
CS2LV	Kit preparazione rifinitura e lucidatura per posteriori in composito diretti e indiretti	
	Frese Diamantate Shiny FG	16 pz
	Frese Tungsteno a palla Shiny RA	2 pz
	Gommini Shiny marrone e diamantato grigio RA	2 pz
	Spazzolino di capra RA	1 pz
	Feltrino a ruota RA	1 pz
	SHINY G glicerina Air Block	1 tip
	Paste per lucidatura Shiny A, B, C, G	

KIT FRESE PER METAL FREE IN COMPOSITO E CERAMICA



Ref	Descrizione	Q.tà
CS3LV	Kit preparazione rifinitura per faccette e corone metal free in composito e ceramica	
	Frese Diamantate Shiny FG	12 pz
	Gommino Shiny marrone RA	1 pz

KIT FRESE PER CORONE IN METALLO 50°-90°



Ref	Descrizione	Q.tà
CS4LV	Kit preparazione rifinitura per corone in metallo 50° e 90°	
	Frese Diamantate Shiny FG	18 pz
	Gommino Shiny marrone RA	1 pz


CONTENUTO KIT

Grana Diamantata: Fine		Grana Diamantata: Medium		Forma	Q.tà	CONTENUTO KIT			
X-Fine		Coarse				CS1LV	CS2LV	CS3LV	CS4LV
CS368514025		CS368524025			3 pz	●	● ○	● ○	
CS390504016					3 pz		●		
CS801514012		CS801524012			3 pz	● ○		● ○	
CS801514014		CS801524014			3 pz	● ○			
CS801514016		CS801524016			3 pz			● ○	
CS811504040		CS811534040			3 pz		● ●		
CS811514037		CS811524037			3 pz				● ○
CS839514012		CS839524012			3 pz	● ○			
CS839514014		CS839524014			3 pz	● ○			
CS839514016		CS839524016			3 pz				● ○
CS847514016		CS847524016			3 pz				● ○
CS847R514016		CS847R524016			3 pz			● ○	
CS848514012		CS848524012			3 pz			● ○	
CS848514018		CS848524018			3 pz				● ○
CS849514012		CS849524012			3 pz		● ○		
CS849514016		CS849524016			3 pz		● ○		
CS850514016		CS850524016			3 pz			● ○	
CS850514018		CS850524018			3 pz				● ○
CS853514008					3 pz	●	●		
CS855514014		CS855524014			3 pz		● ○		
CS856504018		CS856534016			3 pz		● ●		
CS859504014		CS859534012			3 pz		● ●		
CS861514012		CS861524012			3 pz	● ○			
CS878514012		CS878524012			3 pz				● ○
CS878514016		CS878524016			3 pz				● ○
CS879514012		CS879524012			3 pz				● ○
CS879514016		CS879524016			3 pz				● ○
Tungsteno		CS1S014			3 pz	●	●		
Tungsteno		CS1S018			3 pz	●	●		
Tungsteno		CS9904			3 pz	●			
Gommini, spazzolini, feltrini e punte montate in carborundum						● ○ ●	● ○ ●	●	●

● 15 μ ● 40 μ ○ 80-100 μ ● 130 μ ● Tungsteno ○ Carborundum ● Shiny14 ○ Shiny15 ● Shiny33 ○ ShinyS ○ ShinyF

MICROSCOPIA

Prof. Vassilios Katsias



SEZIONI




Dente ricostruito
Conicità al 10%




Dente ricostruito
Conicità al 2%

Ena Post

FOTO UV



Conicità al 10%



Conicità al 2%



Perfetta integrazione estetica e funzionale con i perni in fibra di vetro e composito

Restauro eseguito dal Dr. Lorenzo Vanini



VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Estetico: fluorescente e cromatico (color dentina)
- Funzionale: stessa elasticità della dentina
- Perfettamente integrato nel dente, nel cemento e nel materiale di restauro
- L'unico perno con fibre silanizzate ed immerse nella stessa resina utilizzata nei restauri (Enamel plus HRi)
- Perfetta silanizzazione e integrazione delle fibre nella resina senza sbavature
- Visibile solo ai raggi X
- Anelli colorati per facile identificazione



Ref	Descrizione	Q.tà
CP0200	KIT PERNI ENDOCANALARI ESTETICI ENA POST CONICITÀ 2%: Perni in fibra Ena Post ø 0,8 - 1,25 mm Perni in fibra Ena Post ø 1,0 - 1,45 mm Perni in fibra Ena Post ø 1,2 - 1,65 mm Perni in fibra Ena Post ø 1,4 - 1,88 mm Frese Ena Post 1 x misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP0208	Perni in fibra Ena Post anello bianco ø 0,8 - 1,25 mm	10 pz
CP0210	Perni in fibra Ena Post anello giallo ø 1,0 - 1,45 mm	10 pz
CP0212	Perni in fibra Ena Post anello blu ø 1,2 - 1,65 mm	10 pz
CP0214	Perni in fibra Ena Post anello nero ø 1,4 - 1,88 mm	10 pz
CP0208-30	Perni in fibra Ena Post anello bianco ø 0,8 - 1,25 mm	30 pz
CP0210-30	Perni in fibra Ena Post anello giallo ø 1,0 - 1,45 mm	30 pz
CP0212-30	Perni in fibra Ena Post anello blu ø 1,2 - 1,65 mm	30 pz
CP0214-30	Perni in fibra Ena Post anello nero ø 1,4 - 1,88 mm	30 pz
CPF0208	Fresa Ena Post anello bianco ø 0,8 - 1,25 mm	1 pz
CPF0210	Fresa Ena Post anello giallo ø 1,0 - 1,45 mm	1 pz
CPF0212	Fresa Ena Post anello blu ø 1,2 - 1,65 mm	1 pz
CPF0214	Fresa Ena Post anello nero ø 1,4 - 1,88 mm	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
CP1000	KIT PERNI ENDOCANALARI ESTETICI ENA POST CONICITÀ 10%: Perni in fibra Ena Post ø 0,5 - 1,6 mm Perni in fibra Ena Post ø 0,7 - 1,8 mm Perni in fibra Ena Post ø 0,9 - 2,0 mm Perni in fibra Ena Post ø 1,1 - 2,2 mm Frese Ena Post 1 x misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP1005	Perni in fibra Ena Post anello bianco ø 0,5 - 1,6 mm	10 pz
CP1007	Perni in fibra Ena Post anello verde ø 0,7 - 1,8 mm	10 pz
CP1009	Perni in fibra Ena Post anello rosso ø 0,9 - 2,0 mm	10 pz
CP1011	Perni in fibra Ena Post anello blu ø 1,1 - 2,2 mm	10 pz
CP1005-30	Perni in fibra Ena Post anello bianco ø 0,5 - 1,6 mm	30 pz
CP1007-30	Perni in fibra Ena Post anello verde ø 0,7 - 1,8 mm	30 pz
CP1009-30	Perni in fibra Ena Post anello rosso ø 0,9 - 2,0 mm	30 pz
CP1011-30	Perni in fibra Ena Post anello blu ø 1,1 - 2,2 mm	30 pz
CPF1005	Fresa Ena Post (1 tacca - bianco) ø 0,5 - 1,6 mm	1 pz
CPF1007	Fresa Ena Post (2 tacche - verde) ø 0,7 - 1,8 mm	1 pz
CPF1009	Fresa Ena Post (3 tacche - rosso) ø 0,9 - 2,0 mm	1 pz
CPF1011	Fresa Ena Post (4 tacche - blu) ø 1,1 - 2,2 mm	1 pz



Ena Cem^{HF}






Perfetta biocompatibilità
con Ena Post (conicità 2%)
ed Ena Cem^{HF}...

...rispetto a cementazione
con tecnica tradizionale

ANALISI AL MICROSCOPIO

Le immagini al microscopio mostrano l'omogeneità dell'Ena Cem^{HF} a differenza del cemento fluido duale che presenta bolle d'aria.



VANTAGGI OPERATIVI

- Altamente riempito (77% in peso)
- Stesse caratteristiche fisiche Enamel plus HRi
- Nessuna bolla (a differenza dei Flow)
- Minimo spessore <50µm
- Fluorescente e radiopaco


VANTAGGI TECNICI

- Cementazioni ponti e corone
- Cementazione perni e ricostruzione monconi
- Cementazione faccette e intarsi in composito e ceramica



Dispenser per facilitare l'applicazione del cemento

CPCD



Perfetto sigillo del canale (Ena Post 10%)
con Ena Cem^{HF}



CARATTERISTICHE FISICHE

PRODOTTO	SPESSORE μm (FORZA 35N)	DUREZZA VICKERS MPa	MODULO DI ELASTICITÀ MPa	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MPa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE MPa	RADIOCAPITÀ
Ena Cem ^{HF}	45	670	12850	116	342	210% Al
Cemento Flow Duale/Fotop.	28/55	270	5471	88	216	30% Al
Composito alta viscosità	> 500	600/700	8000/11000	140	400	

Ref	Descrizione	Ena Cem HF	Q.tà
CPCK	ENA CEM HF ALTAMENTE RIEMPITO Cemento duale Kit introduttivo: Ena Cem HF colori UD1-UD2-UD3-UD4 Ena Bond Bonding Ena Bond catalizzatore Ena Etch Etching Gel 37% Punte automiscelanti e terminali intraorali Applicatori orange (usare con siringa per tips)		4x3 g 2 ml 2 ml 2 ml
CPCUD1	Ena Cem HF UD1 siringa automiscelante		8 g
CPCUD2	Ena Cem HF UD2 siringa automiscelante		8 g
CPCUD3	Ena Cem HF UD3 siringa automiscelante		8 g
CPCUD4	Ena Cem HF UD4 siringa automiscelante		8 g
CPCUD5	Ena Cem HF UD5 siringa automiscelante		8 g
CPCTIPN	Punte Automiscelanti Ena Cem		50 pz
CPCTIPL	Punte bianche intraorali Ena Cem		25 pz
CPCTIPS	Punte automiscelanti Ena Cem con ago intercanalare		50 pz
COSM3A	Applicatori orange (da usare con siringa per tips)		50 pz
CPCD	Dispenser con impugnatura anatomica per cemento Ena Cem HF		1 pz

Ref	Descrizione	Ena Cem TRY-IN	Q.tà
CPCTK	KIT ENA CEM TRY-IN Ena Cem TRY-IN colore UD1 Ena Cem TRY-IN colore UD2 Ena Cem TRY-IN colore UD3 Ena Cem TRY-IN colore UD4 Punte per applicazione CHFF25		2 g 2 g 2 g 2 g 25 pz
CPCTUD1	Ena Cem TRYIN colore UD1		2 g
CPCTUD2	Ena Cem TRYIN colore UD2		2 g
CPCTUD3	Ena Cem TRYIN colore UD3		2 g
CPCTUD4	Ena Cem TRYIN colore UD4		2 g


Ref	Descrizione	Ena Cem Low Viscosity	Q.tà
CPC	ENA CEM LOW VISCOSITY cemento duale bassa viscosità		8 g

ENA CEM^Z

Cemento per zirconia

Cemento autopolimerizzabile con primer speciale per cementare elementi protesici in zirconia su monconi in zirconia e titanio

SHARE BOND STRENGTH



Dati fisici

Durezza Vickers 229 MPa
Modulo di elasticità 7085 MPa
Resistenza alla flessione 107 MPa
Resistenza alla compressione 229 MPa

Ref	Descrizione	Ena Cem Z	Q.tà
CPCZK	ENA CEM Z per ZIRCONIA Kit introduttivo Cemento autopolimerizzabile Primer		8 g 5 ml
CPCZ	Ena Cem Z cemento autopolimerizzabile		8 g
CPCZP	Ena Cem Z Primer		5 ml


ENA BOND ADESIVO ETCH & RINSE

EnaBond one-bottle



Adesivo di V generazione One-Bottle

Ena Bond viene utilizzato con la tecnica Etch & Rinse ed applicato in almeno due strati dopo la mordenzatura con Ena Etch.



Analisi al microscopio a scansione dell'adesivo Ena Bond one bottle a 2300x-3000x.

Il particolare evidenzia la notevole penetrazione del sistema smalto-dentinale nei tubuli dentinali. (Prof. Vasilios Kaitsas).

SFORZO MASSIMO AL CARICO DI ROTTURA*



* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo e Dr. Tonino Traini, con comparazione con altri tre sistemi adesivi (vedi grafico)



CATALIZZATORE

CARATTERISTICHE

- Estetica & ritenzione
- Fluorescente come il dente naturale
- Valori di adesione superiori alla media del mercato: 30 MPa
- Composizione speciale a base di etanolo
- Catalizzatore duale consente utilizzo con compositi duali
- Senza BIS-GMA

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM300	ENA BOND ADESIVO ONE-BOTTLE Bonding Ena-Bond fotopolimerizzabile Acido ortofosforico 37% senza silicio Accessori	5 ml 2 ml
COSM300A	Bonding Ena Bond fotopolimerizzabile	5 ml
COSM300D	Catalizzatore Ena Bond rende duale l'adesivo	5 ml
COSM3B	Basetta per mescolazione	20 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM101B	ENA ETCH Acido ortofosforico 37% senza silicio siringa "bulk" utilizzabile con siringa ricaricabile da 2ml	1x25 ml 2x2 ml
COSM101	Acido ortofosforico 37% senza silicio	2x2 ml
COSM3S	Ena Bond applicatori: small ivory	50 pz
COSM3M	Ena Bond applicatori: medium blue	50 pz



COSM101B

ENA BOND ADESIVO ETCH & RINSE

estetica

Adesivo di IV generazione Two-Bottle

Utilizzando Ena Bond come Primer (previa mordenzatura con Ena Etch) ed Ena Seal come secondo strato di resina adesiva non caricata, si ottengono ottimi risultati di adesione ed un perfetto sigillo, trasformando Ena Bond in un sistema adesivo Two-Bottle.

CARATTERISTICHE

- Ottimi valori di adesione*
- 24 MPa su dentina

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo, con comparazione con altri due sistemi adesivi self-etching con Primer

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM300K	ENA BOND ADESIVO TWO-BOTTLE	
	Ena-Bond Bonding "Primer" fotopolimerizzabile	5 ml
	Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile	5 ml
	Acido ortofosforico 37% senza silicio	2 ml
	Accessori	



Ena Bond

two-bottle

Sigillante fotopolimerizzabile a bassa viscosità

- Resina adesiva in abbinamento con Ena Bond
- Condizionatore di pennelli per l'applicazione del composito (non utilizzare con nuovi smalti universali HRi)
- Sigillatura di superfici in composito
- Sigillatura di margini di restauri in composito



Nuova formula



Ref	Descrizione	Q.tà
COSZ100	ENA SEAL SEALANT - Ena Bond System	
	Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile	5 ml
	Acido ortofosforico 37% senza silicio	2 ml
	Accessori	
COSZ10	Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile	5 ml

ENA SEAL

Soluzione per lavaggi di cavità a base di Clorexidina 2%

Formulata per migliorare l'adesione nel lungo termine, la detersione e reidratazione delle cavità dentinali

- Contrasta l'aging del legame adesivo inibendo le metallo-proteasi responsabili della degradazione del collagene.
- Esegue un'azione antimicrobica in pochi secondi, riducendo il rischio di carie secondarie causate dai batteri residui e dalle loro endotossine.
- Aiuta ad eliminare la sensibilità post operatoria migliorando il comfort del paziente.
- Mantiene il collagene all'interno dei tubuli dentinali in modo ideale, così da permettere un'ottima interazione con l'adesivo, migliorando la forza adesiva.



Ref	Descrizione	Q.tà
COSM300CX	ENA BOND CX	
	Soluzione per lavaggi di cavità a base di Clorexidina 2%	10 ml

ENA BOND CX

ENA BOND • ENA SEAL • ENA BOND CX

ENA FLOW SEALANT "BIO"



Applicazione



Controllo sotto luce UV



Caso del Dr. Francesco Simoni



Pit & Fissure Sealant Sigillante fotopolimerizzabile fluido Fluorescente per controllo con luce UV

Buona resistenza all'abrasione

- Sigillatura di superfici di denti naturali
- Sigillatura di margini di restauri in composito
- Senza BIS-GMA e Bisphenol-A

Ref	Descrizione	Q.tà
EHFS	ENA FLOW SEALANT SIGILLANTE Pit & Fissure Sealant Puntali monouso 0,8 mm	2 g 3 pz

LAMPADA PER POLIMERIZZAZIONE

Un tocco per servirti della potenza della luce

- Altissima potenza: fino a 2.400 mw
- Led con 2 frequenze diverse (tra 390 e 480 nm con picchi di 405 e 460 nm), per una polimerizzazione perfetta anche in presenza di iniziatori diversi
- 6 programmi di polimerizzazione, e 2 per rilevazione di carie e placca
- Nessun spegnimento durante l'utilizzo: il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo
- Radiometro integrato: intensità di facile controllo con display O-led
- Batteria a cartucce. Design innovativo e semplicità nella sostituzione




Ref	Descrizione	Q.tà
CLED2	Lampada al LED Micerium 10 W LED - 240 V	1 pz

- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Rilevazione placca 250 mW/cm²
- >> Rilevazione carie 350 mW/cm²

ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING

estetica



Smalto mordenzato e dentina trattati con Ena Bond SE al microscopio a scansione (SEM)

La microscopia mostra la superficie dello smalto ed i "resin-tags" che mettono in evidenza la penetrazione di Ena Bond SE nei tubuli dentinali.

Università Tor Vergata di Roma (Prof. Francesco Mangani).


Ena Bond SE

CARATTERISTICHE

- Valori di adesione* superiori alla media del mercato:
 - 24 MPa su dentina
 - 17 MPa su smalto non mordenzato
 - 20 MPa su smalto mordenzato
- Composizione speciale in soluzione acquosa



MICRO TENSILE BOND STRENGTH (MPa)*



- Ena Bond SE
- Adesivo SE "K"
- Adesivo SE "M"

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo, con comparazione con altri due sistemi adesivi self-etching con Primer (vedi grafico)

Ref	Descrizione	Q.tà
CFOTK	ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizzabile	5 ml
	Acido ortofosforico 37% senza silicio	2 ml
	Accessori	

Ref	Descrizione	Q.tà
CFOT	ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizzabile	5 ml
CFOTP	Ena Bond SE Primer	5 ml
CFOTS	Ena Bond SE Bonding fotopolimerizzabile	5 ml

SISTEMA ADESIVO

ENA BOND SE


TENDER REPAIR

Riparazioni di ceramiche senza acido

- Maggior biocompatibilità
- Senza rischi per i tessuti
- Maggior adesione anche su metallo



Ref	Descrizione	Q.tà
COSRIP1	TENDER REPAIR KIT ceramica e metallo	
	Tender Bond metal ceramic primer	2,5 ml
	Tender paste Opaque Light per metallo	3 g
	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g
	Enamel plus M brush	1 pz
COSRIP2	TENDER REPAIR KIT ceramica	
	Tender Bond metal ceramic primer	2,5 ml
	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g
	Enamel plus M brush	1 pz
ETBOND	Tender metal primer ceramic	5 ml
ETOL	Tender paste Opaque Light per metallo	3 g
ETOCLEAR	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g



ENA ETCH REPAIR

Riparazioni di ceramiche

con acido fluoridrico e silano



Ref	Descrizione	Q.tà
COSM661	KIT RIPARAZIONE CERAMICA MICERIUM	
	Lacca Protettrice	3 ml
	Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica	3 ml
	Silano	3 ml
COSZ15	Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica	3 ml
COSZ25	Silano Porcelain Primer	3 ml
ESL2	Lacca protettrice Shiny L	3 ml
COSM3T	Punte per siringhe acidi	25 pz

TENDER FIBER

QUATTRO

Fibre di vetro preimpregnate

immerse in resina fotopolimerizzabile fluorescente, la stessa utilizzata per Enamel plus HRi ed Ena Post.



Fibre di rinforzo Tender Fiber QUATTRO per ponti in composito tipo Maryland o su intarsi (Documentazione iconografica Sig. Daniele Rondoni)



Fibre di rinforzo Tender Fiber QUATTRO per composito e resina su impianti (Documentazione iconografica Dr. Tiziano Testori)

VANTAGGI TECNOLOGICI

Fibre silanizzate e non solo impregnate;
riempitivo da 0,012 µm:


- Singole fibre di vetro da 14 µm unidirezionali
- Resistenza molto elevata all'acido ed alle sostanze alcaline
- Maggiore resistenza del prodotto finito
- Maggiore connessione chimica tra le fibre
- Aumento delle caratteristiche fisiche

VANTAGGI OPERATIVI

- Applicazioni orali senza metallo
- Strutture ultraconservative facili da riparare
- Utilizzabile con tutti i materiali compositi e acrilici
- Non è richiesto alcun investimento addizionale.
- Pronte all'uso, veloci da applicare, riducono i costi del trattamento, senza rischio di sfilacciamento, né durante la lavorazione, né una volta applicate
- Migliore reazione chimica con i materiali adesivi e da restauro e maggiore estetica

Confezione speciale:

- Silicone trasparente porta fibra da utilizzare per una facile applicazione: misura, taglia, applica, polimerizza e controlla



DUE



Splintaggi di denti parodontosici eseguiti con Tender Fiber DUE (Documentazione iconografica Dr. Luca Pinoli)

Fibre in polietilene

ad altissimo peso molecolare, trattate in superficie per ottenere un buon legame con le resine. Utilizzate per aumentare le proprietà fisiche e riparare: apparecchi ortodontici, protesi removibili in resina e provvisori di breve durata.

ZERO



Fibre di rinforzo in polietilene Tender Fiber ZERO utilizzate per rinforzare una protesi mobile (Documentazione iconografica Sig. Daniele Rondoni)



Ref	Descrizione	Q.tà
TF21	TENDER FIBER DUE Fibra di vetro per splintaggi Lunghezza 12 cm - ø 1,3 mm. (3.200 fibre)	1 pz
TF41	TENDER FIBER QUATTRO Fibra di vetro per rinforzo protesi in resina e composito. Lugh. 12 cm - ø 1,7 mm. (6.400 fibre)	1 pz


Ref	Descrizione	Q.tà
TF01	TENDER FIBER ZERO - ECONOMICHE Fibre in polietilene non impregnate: rinforzo apparecchi ortodontici e protesi totali e parziali e provvisori in resina	17 mt

Temp

per confezioni
consultare
Sezione
Laboratorio
pag.76



Colori fluorescenti



Resina per ponti e corone, provvisori estetici

L'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e la traslucenza delle masse smalto consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi ed il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

KIT MOCK UP

Per faccette provvisorie



PROVISORI IN 5 MINUTI:

- impronta con silicone e tray trasparenti 45 sec.
- indurimento impronta 1 min. 30 sec.
- preparazione faccette
- applicazione Flow HRi in mascherina 30 sec.
- fotopolimerizzazione 60 sec.
- polimerizzazione finale con Ena Seal 60 sec.

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic Silicone trasparente per dentista	2x50 ml
	Punte automiscelanti	8 pz
	Portaimpronte trasparente x anteriori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x inferiori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x superiori	2 pz
	Enamel plus HRi Flow	3x2 g
	Punte per Flow ø 1,2 mm	3 pz
	Ena Seal	2,5 ml

Ref	Descrizione	Q.tà
TS1	Silicone trasparente per dentista	50 ml
TS1-5	Silicone trasparente per dentista	5x50 ml
TSPA	Portaimpronte trasparente per anteriori	25 pz
TSPL	Portaimpronte trasparente per inferiori	25 pz
TSPS	Portaimpronte trasparente per superiori	25 pz



ENA SOFT è un materiale elastico per restauri temporanei, ha il vantaggio di poter essere facilmente rimosso in un unico pezzo senza danneggiare la preparazione.

ENA SOFT è adatto anche per provvisori a lungo termine in quanto mantiene perfettamente la forma del dente.

VANTAGGI TECNICI & OPERATIVI

- Semplice da applicare: non appiccica
- Facile da rimuovere, in un unico pezzo
- Perfetto per intarsi
- Otturazioni forti e durevoli nel tempo
- Rimovibile facilmente da viti chiusura impianti (NB: Ena Soft Flow non adatto per impianti)
- Senza BIS-GMA



Disponibile anche ENA SOFT FLOW, per una facile applicazione, specifico per otturazioni provvisorie.




Ref	Descrizione	Q.tà
EHTS2	Ena Soft colore dentina	5 g
EHTSF	Ena Soft Flow colore dentina	3 g

ENA SOFT



Applicazione



Rimozione



Chiusura di viti di impianti



Otturazioni provvisorie di inlay e onlay

Ena White



Ena White

Sistema per trattamento discromie patogene e iatrogene

Dente vitale trattato con Ena White Power perossido di idrogeno al 35%

ENA WHITE POWER

- Perossido d'idrogeno 35% per trattamento professionale rapido alla poltrona in 1 seduta
- Siringa bicomponente consente di attivare solo la quantità necessaria per l'applicazione
- Ph neutro 7.3, non intacca lo smalto
- Utilizzabile con diga in gomma o con la diga in pasta fotopolimerizzabile Ena White Dam



ENA WHITE REGULAR

- Perossido d'idrogeno 12% professionale
- Trattamento di denti non vitali con tecnica "walking bleaching"
- Trattamento sicuro ed efficace per denti vitali sensibili



ENA WHITE LIGHT

- Perossido d'idrogeno 6%
- Sbiancamento professionale cosmetico domiciliare e mantenimento semplice e sicuro
- Confezione con etichetta personalizzata
- Piacevole freschezza: gusto menta!





COSMR3L

COSMR3M

COSMR3S

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM035K	ENA WHITE COMPLETE KIT Ena White Power 35% Ena White Regular 12% Ena White Home Light 6% Ena Dam diga in pasta Ena White Block-out Ena White Desensibilizzante Fogli termoplastici per Mascherine Scatolette porta mascherine Apribocca con fermalingua (medium)	5 g 2 ml 3 ml 1,5 g 3 ml 1,2 ml 2 pz 2 pz 1 pz
COSM035E	ENA WHITE POWER KIT Perossido di idrogeno 35% in gel Ena Dam pasta	5 g 1,5 g
COSM035	ENA WHITE POWER RICAMBI Perossido di idrogeno 35% in gel	2 x 5 g
COSM035T	Ena White punte automiscelanti	50 pz
COSM012	ENA WHITE REGULAR ENDO RICAMBI Perossido di idrogeno 12% in gel	2 x 2 ml
COSM015	ENA WHITE LIGHT HOME per sbiancamento cosmetico domiciliare Perossido di idrogeno 6% in gel	4 x 3 ml
COSM015B	ENA WHITE LIGHT HOME per sbiancamento cosmetico domiciliare Perossido di idrogeno 6% in gel Scatolina colorata porta-mascherina	2 x 3 ml 1 pz
COSM03B	ENA DAM diga in pasta	4 g
COSM05S	ENA WHITE Desensibilizzante	2x1,2 ml
COSM05B	ENA WHITE block-out	3 ml
COSMT10	Fogli termoplastici per Mascherine	10 pz
COSMR3	Apribocca con fermalingua misure assortite	3 pz
COSMR3S	Apribocca con fermalingua small	3 pz
COSMR3M	Apribocca con fermalingua medium	3 pz
COSMR3L	Apribocca con fermalingua large	3 pz



ENA ORAL CARE

SMART PROPHY PASTE, SPAZZOLINI E GOMMINI PER PROFILASSI

Pasta per profilassi disponibile con 3 indici di abrasività differenti, confezionata in siringhe con punte monouso per un'applicazione accurata. Nuova pasta senza fluoruro per pazienti con impianti.



Ref	Descrizione	Q.tà
SDI3B	SMART PROPHY PASTE in tubo blu per tartaro (250 RDA)	60 ml
SDI3V	SMART PROPHY PASTE in tubo verde per placca spessa (170 RDA)	60 ml
SDI3R	SMART PROPHY PASTE in tubo rosa per placca fine (120 RDA)	60 ml
ECP30B	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori blu per tartaro (250 RDA)	6x3 ml
ECP30V	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori verde per placca spessa (170 RDA)	6x3 ml
ECP30R	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori rosa per placca fine (120 RDA)	6x3 ml
ECP30K	SP SMART PROPHY KIT Pasta per profilassi in siringa con applicatori orali	
	Prophy paste blu 250 RDA	3 ml
	Prophy paste verde 170 RDA	3 ml
	Prophy paste rosa 120 RDA	3 ml
	Applicatori orali 1,8 mm	25 pz
	Spazzolini per profilassi assortiti	4 pz
	Gommini per profilassi assortiti	2 pz

Spazzolini a coppetta con setole flessibili in nylon e gommini per profilassi, da usare da soli o con pasta per profilassi



Ref	Descrizione	Q.tà
ECP01 ECP01B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon morbido Rosa Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP02 ECP02B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon naturale Bianco Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP03 ECP03B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon duro Blu Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP04L ECP04LB	SMART PROPHY Spazzolini Small naturale Bianco Spazzolini RA (long 23,5 mm) Spazzolini RA (long 23,5 mm)	12 pz 100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
ECP31 ECP31B	SMART PROPHY Gommini medio viola Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP41 ECP41B	SMART PROPHY MINI Gommini RA Soft Pink Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP42 ECP42B	SMART PROPHY MINI Gommini medio viola Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP43 ECP43B	SMART PROPHY MINI Gommini RA duro Blu Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz

EASY CURETTE

Curette universale affilatura a lunga durata

Tacche millimetriche e due frecce per punta indicanti la doppia zona di taglio



Ref	Descrizione	Q.tà
ECC01T	Curette universale in titanio ideale anche intorno a impianti	1 pz

Kit Kiss Me

Il Kit che illumina il tuo sorriso... anche fuori di casa. Nell'ambiente di lavoro, nel tempo libero, per sentirti sempre sicuro di te, tieni sempre con te il Kit KISS ME a portata di mano!



Ref	Descrizione	Q.tà
ECKMK	KIT KISS ME	
	Spray Kiss Me	1 pz
	Digital Brush	5 pz
	3E Interdental Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale PTFE ECIF1	1 pz
ECKMT	KIT KISS ME	
	Dentifricio	1 pz
	Digital Brush	5 pz
	3E Interdental Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale PTFE ECIF1	1 pz

DIGITAL BRUSH GARZA MONOUSO

Straordinaria semplicità per l'igiene orale anche fuori di casa

- Con Clorexidina: ideale per pulizia post operatoria o quando non si può usare lo spazzolino
- Con Soluzione fisiologica: per l'igiene di denti e gengive sin dalla nascita

Ref	Descrizione	Q.tà
ECDB1	DB Digital Brush con clorexidina 0,12%	10 pz
ECDB1B	DB Digital Brush con clorexidina 0,12%	50 pz
ECDB1D	DB Digital Brush con clorexidina 0,12% confezione con dispenser	100 pz
ECDB2	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	10 pz
ECDB2B	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	50 pz
ECDB2D	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica confezione con dispenser	100 pz

3E INTERDENTAL BRUSH

- Setole con design innovativo brevettato clessidra che si adatta all'anatomia dei denti nelle zone interprossimali e consente la rimozione ottimale di placca e residui di cibo
- Setole in Nylon a memoria ritentiva
- Manico ergonomico
- Cappuccio di protezione
- Anima in acciaio Inox rivestita di teflon antigraffio (ideale anche in presenza di impianti)

Ref	Descrizione	Q.tà
ECE30S*	Scovolino verde Small ø da 1,2 a 4 mm L. 10 mm	30 pz
ECE30M*	Scovolino rosso Medium ø da 1,6 a 5 mm L. 14 mm	30 pz
ECE30L*	Scovolino giallo Large ø da 2,0 a 6 mm L. 16 mm	30 pz
ECE120	Scovolini assortiti verde/rosso/giallo	120 pz

*Disponibili anche in confezioni da 3/6/120 pezzi

IF INTERDENTAL FLOSS

Filo interdentale a nastro (tape) in PTFE ultra resistente

Elegante confezione formato "carta di credito" con specchietto, per una perfetta pulizia anche fuori di casa

Ref	Descrizione	Q.tà
ECIF1*	IF FILO INTERDENTALE Bianco cerato Carta di credito con specchietto	10 mt
ECIFW	IF FILO INTERDENTALE Bianco cerato. Conf. blister	50 mt

*Disponibile anche personalizzato (Ref. ECIFP)

KISS ME SPRAY

- Pratico collutorio che svolge un'azione efficace contro l'alitosi neutralizzando i batteri che provocano l'alito cattivo
- Al fresco sapore di menta, tascabile, senza gas, alcool e saccarina

Ref	Descrizione	Q.tà
ECKM1	KISS ME Spray Orale	20 ml

ENAMEL PLUS DENTIFRICIO MULTIFUNZIONE

Bassa abrasività (25 RDA). Protegge i denti naturali e la lucentezza dei restauri in composito.

- Gusto delicato
- Non irrita le gengive
- Rinforza lo smalto
- Desensibilizzante
- Leggermente sbiancante



Ref	Descrizione	Q.tà
ECEP	Dentifricio tubo senza scatola in espositore da 24 pezzi	75 ml
ECEPB	Dentifricio tubo con scatola	75 ml

Conservativa

PISA





Conservativa

- 44 Matrici sezionali, cunei ed accessori Ena Matrix
- 47 Matrici trasparenti, metalliche e circolari
- 48 Adesivo universale Primebond7,
composito Capo Bulk Fill Plus e
Cemento composito Ena Cem HF
- 49 Strumenti per diga e Perni endocanalari Ena Post
- 50 Perni endocanalari Para Post
- 53 Perni parapulpari

ENA MATRIX

Ena Matrix
più facile di una matrice tradizionale più
precisa di una matrice sezionale



EMK3N



EMK1N

Ref	Descrizione	Q.tà
EMK3N	TRIAL KIT ENA MATRIX	
	Matrici con creste marginali 3,5mm	10 pz
	Matrici con creste marginali 4,5mm	10 pz
	Matrici con creste marginali 5,5mm	10 pz
	Matrici con creste marginali 6,5mm	10 pz
	Cunei di legno Small	10 pz
	Cunei di legno Medium	10 pz
	Cunei di legno Large	10 pz
	Pinza con perno per matrici e cunei	1 pz
	Pinza per applicazione anelli	1 pz
	Anello per molari	1 pz
EMK1N	KIT COMPLETO ENA MATRIX	
	Matrici con creste marginali 3,5mm	25 pz
	Matrici con creste marginali 4,5mm	25 pz
	Matrici con creste marginali 5,5mm	25 pz
	Matrici con creste marginali 6,5mm	25 pz
	Cunei di legno Small	25 pz
	Cunei di legno Medium	25 pz
	Cunei di legno Large	25 pz
	Pinza con perno per matrici e cunei	1 pz
	Pinza per applicazione anelli	1 pz
	Anello per molari	1 pz
Anello per premolari	1 pz	
EMP1	Pinza con perno per matrici e cunei	1 pz
EMP2	Pinza per applicazione anelli	1 pz



Caso eseguito con Enamel plus HRi Bio Function dal Dr. Francesco Simoni

ANELLO

- Interamente in nickel titanio per una eccezionale resistenza.
- Memoria elastica che garantisce grande durata e contatti sempre precisi.
- Alette in plastica autoclavabili rinforzate con fibre di vetro per una ritenzione eccezionale
- Migliore adattamento alla superficie del dente per creare una cavità di forma ideale che fa risparmiare tempo nella rifinitura.
- Disponibile nelle misure "Standard" per molari e "Stretto" per premolari e bambini, per assicurare una forza di separazione ottimale anche in denti più piccoli.

MATRICI anatomiche

- Forma anatomica verticale con creste marginali per ridurre i tempi di rifinitura. Si bruniscono perfettamente.
- Alette con foro che consentono, con l'apposita pinzetta, il posizionamento e la rimozione senza problemi.

Ref	Descrizione	Q.tà
EMAM	Anello in NiTi "Standard" nero per molari	1 pz
EMAP	Anello in NiTi "Stretto" rosso per premolari	1 pz
EM35	Matrici con creste marginali 3,5 mm	100 pz
EM45	Matrici con creste marginali 4,5 mm	100 pz
EM55	Matrici con creste marginali 5,5 mm	100 pz
EM65	Matrici con creste marginali 6,5 mm	100 pz
EM35V3	Matrici con creste marginali 3,5 mm	50 pz
EM45V3	Matrici con creste marginali 4,5 mm	50 pz
EM55V3	Matrici con creste marginali 5,5 mm	50 pz
EM65V3	Matrici con creste marginali 6,5 mm	50 pz


ENA MATRIX PER DIASTEMA

Disponibili in 3 misure:

EMT1 (mesiale superiore) chiusura del diastema mesiale fino a 1 mm

EMT2 (distale superiore) chiusura del diastema distale fino a 1 mm

EMT3 (piccoli incisivi) chiusura dello spazio tra gli incisivi inferiori fino a 1 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
EMT	KIT MATRICI PER DIASTEMA Matrici trasparenti per diastema sup. mesiale Matrici trasparenti per diastema sup. distale Matrici trasparenti per diastema inferiore	5 pz 5 pz 5 pz
EMT1	Matrici trasparenti per diastema sup. mesiale	25 pz
EMT2	Matrici trasparenti per diastema sup. distale	25 pz
EMT3	Matrici trasparenti per diastema inferiore	25 pz

ENA MATRIX

Matrici sezionali "THIN" 35 micron
Ideali quando ci sono problemi di spazio



EMKC



EMC35

EMC45

EMC55

EMC65

Strumenti



EMAS



Cunei di legno



EMWW



EMWWXS

EMWWS

EMWWM

EMWWL

Cunei di legno Barman's



Ref	Descrizione	Q.tà
EMKC	KIT MATRICI SEZIONALI 35 MICRON	
	Matrici sezionali 35 micron Small	25 pz
	Matrici sezionali 35 micron Medium	25 pz
	Matrici sezionali 35 micron Large	25 pz
	Matrici sezionali 35 micron Subgingival	25 pz
	Cunei di legno Extra small (orange)	25 pz
	Cunei di legno Small (white)	25 pz
	Cunei di legno Medium (yellow)	25 pz
Cunei di legno Large (pink)	25 pz	

EMC35	Matrici sezionali 35 micron Small	50 pz
-------	-----------------------------------	-------

EMC45	Matrici sezionali 35 micron Medium	50 pz
-------	------------------------------------	-------

EMC55	Matrici sezionali 35 micron Large	50 pz
-------	-----------------------------------	-------

EMC65	Matrici sezionali 35 micron Subgingival	50 pz
-------	---	-------

Ref	Descrizione	Q.tà
EMAS	Anello in acciaio con alette a "V"	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
EMWW	KIT CUNEI DI LEGNO	
	Cunei di legno Extra small (orange)	100 pz
	Cunei di legno Small (white)	100 pz
	Cunei di legno Medium (yellow)	100 pz
	Cunei di legno Large (pink)	100 pz

EMWWXS	Cunei di legno Extra small (orange)	100 pz
--------	-------------------------------------	--------

EMWWS	Cunei di legno Small (white)	100 pz
-------	------------------------------	--------

EMWWM	Cunei di legno Medium (yellow)	100 pz
-------	--------------------------------	--------

EMWWL	Cunei di legno Large (pink)	100 pz
-------	-----------------------------	--------

Ref	Descrizione	Q.tà
BOSW5	Cunei di legno Barman's wedges assortiti	200 pz
BOSW5S	Cunei di legno Barman's wedges piccoli	200 pz

Matrici trasparenti e metalliche in rotolo



Ref	Descrizione	Q.tà
EMRT08	Matrici trasparenti (h 8 mm - spessore 0,050 mm)	10 m
EMRT10	Matrici trasparenti (h 10 mm - spessore 0,050 mm)	10 m
EMRM53	Matrici metalliche (h 5 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM55	Matrici metalliche (h 5 mm - spessore 0,050 mm)	3 m
EMRM63	Matrici metalliche (h 6 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM65	Matrici metalliche (h 6 mm - spessore 0,050 mm)	3 m
EMRM73	Matrici metalliche (h 7 mm - spessore 0,035mm)	3 m
EMRM75	Matrici metalliche (h 7 mm - spessore 0,050 mm)	3 m

PRO MATRIX

Pro Matrix unica nella sua semplicità

Matrice circolare utilizzabile per restauri con qualsiasi materiale

- Senza necessità di strumenti ed accessori
- Meccanismo ad alta tensione e precisione
- Completamente monouso
- Due misure: 4,5 mm per premolari e 6 mm per molari. Si applica in pochi secondi

Vantaggi aggiuntivi delle Pro Matrix Curve

- Matrici pre-sagomate anatomiche per riprodurre la forma del dente

Ref	Descrizione	Q.tà
E19000	MATRICI CIRCOLARI PRO-MATRIX Matrici monouso Narrow verde 4,5 mm per premolari e decidui	50 pz
E19005	MATRICI CIRCOLARI PRO-MATRIX Matrici monouso Wide blu 6 mm per molari	50 pz
E19001	MATRICI CIRCOLARI PRO-MATRIX Anatomiche Curve Matrici monouso Narrow giallo 4,5 mm per premolari e decidui	50 pz
E19006	MATRICI CIRCOLARI PRO-MATRIX Anatomiche Curve Matrici monouso Wide arancio 6 mm per molari	50 pz



PRIMEBOND7

3 in 1:

Etching, Primer e Bonding in un solo passaggio!

PrimeBond7 è un adesivo di VII generazione automordenzante, monocomponente e fotopolimerizzabile che consente di ottenere in un solo passaggio un'adesione affidabile e sicura tra dente naturale e composito. Si può utilizzare anche per restauri indiretti in composito e ceramica (inlay, onlay, faccette o riparazioni) in combinazione con un cemento fotopolimerizzabile e duale.

E' anche possibile effettuare riparazione di restauri in composito. L'adesivo può essere utilizzato con tecnica self-etching o con la tecnica di mordenzatura selettiva.



Ref	Descrizione	Q.tà
SD232007	PRIMEBOND7 adesivo di VII generazione automordenzante, monocomponente	5 ml

CAPO BULK FILL PLUS

Capo Bulk Fill è un composito fotopolimerizzabile per posteriori pensato per otturazioni dirette con tecnica Bulk Fill. Questa tecnica, semplice e veloce, è adatta per strati fino a 4 mm di spessore. Questo materiale fluido ad alta viscosità si adatta perfettamente al fondo e alle pareti della cavità.


Vantaggi

- Sicuro da utilizzare grazie alla minima contrazione, molto inferiore rispetto a quelle della concorrenza
- Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 77%)
- Non necessita di strati aggiuntivi per coprire la cavità = risparmio di tempo
- Alta radiopacità (210% Al) garantisce diagnosi affidabili tra otturazione e dente naturale
- Biocompatibile: privo di bisfenolo A, HEMA e TEG-DMA
- Colore dentina universale
- Incredibile scorrevolezza
- Facile da lucidare



Ref	Descrizione	Q.tà
SD232059	CAPO BULK FILL PLUS Composito Bulk Fill in siringa Punte	2 g 10 pz

ENA CEM^{HF}



Perfetto sigillo del canale (Ena Post 10%) con Ena Cem^{HF}

ANALISI AL MICROSCOPIO

Le immagini al microscopio mostrano l'omogeneità dell'Ena Cem^{HF} a differenza del cemento fluido duale che presenta bolle d'aria.

VANTAGGI OPERATIVI & TECNICI

- Altamente riempito (77% in peso)
- Stesse caratteristiche fisiche Enamel plus HRi
- Nessuna bolla (a differenza dei Flow)
- Minimo spessore <50µm
- Fluorescente e radiopaco
- Cementazioni ponti e corone
- Cementazione perni e ricostruzione monconi
- Cementazione faccette e intarsi in composito e ceramica


Strumenti per diga sviluppati dal Dr. Lorenzo Vanini



EMKU



EMP6



EMP5



EMP7



Documentazione iconografica Dr. Francesco Simoni

Ref	Descrizione	Q.tà
EMKU	KIT ENA MATRIX STRUMENTI PER DIGA Frame per diga small - medium - large Foradiga Pinze per uncini Interdental Floss Uncini per diga	3 pz 1 pz 1 pz 1 pz 5 pz
EMU	KIT ENA MATRIX UNCINI PER DIGA Uncini assortiti	5 pz
EMU02	Ena Matrix uncino N. 2 per posteriori	1 pz 
EMU22	Ena Matrix uncino N. 22 per posteriori	1 pz 
EMU41	Ena Matrix uncino N. 41 per anteriori	1 pz 
EMU51	Ena Matrix uncino N. 51 per anteriori	1 pz 
EMU61	Ena Matrix uncino N. 61 per anteriori	1 pz 
EMP5	Ena Matrix Frame per diga small - medium - large	3 pz
EMP5S	Ena Matrix Frame per diga small	1 pz
EMP5M	Ena Matrix Frame per diga medium	1 pz
EMP5L	Ena Matrix Frame per diga large	1 pz
EMP6	Ena Matrix Foradiga	1 pz
EMP7	Ena Matrix Pinze per uncini	1 pz


ENA POST

VANTAGGI OPERATIVI & TECNICI

- Estetico: fluorescente e cromatico (color dentina)
- Funzionale: stessa elasticità della dentina
- Perfettamente integrato nel dente, nel cemento e nel materiale di restauro
- L'unico perno con fibre silanizzate ed immerse nella stessa resina utilizzata nei restauri (Enamel plus HRi)
- Perfetta silanizzazione
- Visibile solo ai raggi X

per confezioni vedere sezione Estetica pag. 27

FOTO UV



Conicità al 2%



Conicità al 10%

SEZIONI



Dente ricostruito Conicità al 2%



Dente ricostruito Conicità al 10%

PARAPOST FIBER

FIBER LUX PERNI IN FIBRA TRASLUCENTI

Ref	Descrizione	Q.tà
PF-170	PARAPOST FIBER LUX KIT COMPLETO	
	Perni ParaPost FiberLux misura 3 • 0,9 mm	2 pz
	Perni ParaPost FiberLux misura 4 • 1,0 mm	3 pz
	Perni ParaPost FiberLux misura 4,5 • 1,14 mm	3 pz
	Perni ParaPost FiberLux misura 5 • 1,25 mm	3 pz
	Perni ParaPost FiberLux misura 5,5 • 1,40 mm	2 pz
	Perni ParaPost FiberLux misura 6 • 1,50 mm	2 pz
	Frese ParaPost (1 per misura)	6 pz
	Chiave a mano per fresa (L590)	1 pz
PF-171-3	Perni ParaPost Fiber Mis.3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-171-4	Perni ParaPost Fiber Mis.4 (giallo) 1,0 mm	5 pz
PF-171-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-171-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-171-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-171-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz



FIBER WHITE PERNI IN FIBRA BIANCHI

Ref	Descrizione	Q.tà
PF-160	PARAPOST FIBER BIANCHI KIT COMPLETO	
	Perni ParaPost misura 4.5 - 1,14 mm	3 pz
	Perni ParaPost Fiber misura 5 - 1,25 mm	3 pz
	Perni ParaPost Fiber misura 5.5 - 1,40 mm	2 pz
	Perni ParaPost Fiber misura 6 - 1,50 mm	2 pz
	Frese ParaPost (1 per misura)	4 pz
	Chiave a mano per fresa (L590)	1 pz
PF-161-3	Perni ParaPost Fiber Mis.3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-161-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-161-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-161-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-161-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz



PARAPOST XT

PERNI XT IN TITANIO

Perno filettato in lega di titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per costruzioni di monconi che richiedano eXtra ritenzione ed eXtra sicurezza.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P680T		PARAPOST XT TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XT mis. 3 marrone 0,9mm	3 pz
		Perni ParaPost XT mis. 4 giallo 1,0mm	5 pz
		Perni ParaPost XT mis. 4,5 blu 1,14mm	5 pz
		Perni ParaPost XT mis. 5 rosso 1,25mm	5 pz
		Perni ParaPost XT mis. 5,5 viola 1,40mm	4 pz
		Perni ParaPost XT mis. 6 nero 1,50mm	2 pz
		Frese ParaPost a tre spire (1 per misura)	6 pz
		Chiave a mano per fresa (L590)	1 pz
		Chiave per avvitamento (per misure 3-4-4,5)	1 pz
		Chiave per avvitamento (per misure 5-5,5-6)	1 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
P68-3	Perni ParaPost XT Mis. 3 • marrone 0,9mm	5 pz
P68-4	Perni ParaPost XT Mis. 4 • giallo 1,0mm	5 pz
P68-45	Perni ParaPost XT Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
P68-5	Perni ParaPost XT Mis. 5 • rosso 1,25mm	5 pz
P68-55	Perni ParaPost XT Mis. 5,5 • viola 1,40mm	5 pz
P68-6	Perni ParaPost XT Mis. 6 • nero 1,50mm	5 pz

FRESE & ACCESSORI XT

Ref	Descrizione	Q.tà
P6230	Frese ParaPost 3 spire Mis.3 • marrone 0,9mm	3 pz
P6240	Frese ParaPost 3 spire Mis. 4 • giallo 1,0mm	3 pz
P6245	Frese ParaPost 3 spire Mis. 4,5 • blu 1,14mm	3 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
P6250	Frese ParaPost 3 spire Mis. 5 • rosso 1,25mm	3 pz
P6255	Frese ParaPost 3 spire Mis. 5,5 • viola 1,40mm	3 pz
P6260	Frese ParaPost 3 spire Mis. 6 • nero 1,50mm	3 pz

PERNI XH IN TITANIO

Perno passivo in lega di titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per monconi monoradicolari in composito o vetro ionomerico.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P880T		PARAPOST XH TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XH mis. 3 • marrone 0,9mm	4 pz
		Perni ParaPost XH mis. 4 • giallo 1,0mm	5 pz
		Perni ParaPost XH mis. 4,5 • blu 1,14mm	5 pz
		Perni ParaPost XH mis. 5 • rosso 1,25mm	5 pz
		Perni ParaPost XH mis. 5,5 • viola 1,40mm	2 pz
		Perni ParaPost XH mis. 6 • nero 1,50 mm	2 pz
		Perni ParaPost XH in titanio mis. 7 • verde 1,75mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire (1 per misura)	7 pz
		Chiave a mano universale	1 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
EP88-3	Perni ParaPost XH Mis. 3 • marrone 0,9mm	12 pz
EP88-4	Perni ParaPost XH Mis. 4 • giallo 1,0mm	12 pz
EP88-45	Perni ParaPost XH Mis. 4,5 • blu 1,14mm	12 pz
EP88-5	Perni ParaPost XH Mis. 5 • rosso 1,25mm	12 pz
EP88-55	Perni ParaPost XH Mis. 5,5 • viola 1,40mm	12 pz
EP88-6	Perni ParaPost XH Mis. 6 • nero 1,50mm	12 pz
EP88-7	Perni ParaPost XH Mis. 3 • verde 1,75mm	12 pz

KIT PERNI XP IN TITANIO & ACCIAIO

Perno passivo in lega di titanio o in acciaio inossidabile. Perno passivo, cementato, cilindrico a testa piatta per ricostruzioni di perni moncone multiradicolari.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P780T		PARAPOST XP TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XP mis. 3 • marrone 0,9mm	4 pz
		Perni ParaPost XP mis. 4 • giallo 1,0mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 4,5 • blu 1,14mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 5 • rosso 1,25mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 5,5 • viola 1,40mm	2 pz
		Perni ParaPost XP mis. 6 • nero 1,50mm	2 pz
		Perni ParaPost XP mis. 7 • verde 1,75mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz
		Chiave a mano Universale	1 pz



Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P780		PARAPOST XP ACCIAIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XP mis. 3 • marrone 0,9mm	4 pz
		Perni ParaPost XP mis. 4 • giallo 1,0mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 4,5 • blu 1,14mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 5 • rosso 1,25mm	5 pz
		Perni ParaPost XP mis. 5,5 • viola 1,40mm	2 pz
		Perni ParaPost XP mis. 6 • nero 1,50mm	2 pz
		Perni ParaPost XP mis. 7 • verde 1,75mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz
		Chiave a mano Universale	1 pz



RICAMBI PERNI XP TITANIO

Ref	Descrizione	Q.tà
EP784-3	Perni ParaPost XP Mis. 3 • marrone 0,9 mm	12 pz
EP784-4	Perni ParaPost XP Mis. 4 • giallo 1,0 mm	12 pz
EP784-45	Perni ParaPost XP Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	12 pz
EP784-5	Perni ParaPost XP Mis. 5 • rosso 1,25 mm	12 pz
EP784-55	Perni ParaPost XP Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	12 pz
EP784-6	Perni ParaPost XP Mis. 6 • nero 1,50 mm	12 pz
EP784-7	Perni ParaPost XP Mis. 3 • verde 1,75 mm	12 pz

RICAMBI PERNI XP ACCIAIO

Ref	Descrizione	Q.tà
EP744-3	Perni ParaPost XP Mis. 3 • marrone 0,9 mm	12 pz
EP744-4	Perni ParaPost XP Mis. 4 • giallo 1,0 mm	12 pz
EP744-45	Perni ParaPost XP Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	12 pz
EP744-5	Perni ParaPost XP Mis. 5 • rosso 1,25 mm	12 pz
EP744-55	Perni ParaPost XP Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	12 pz
EP744-6	Perni ParaPost XP Mis. 6 • nero 1,50 mm	12 pz
EP744-7	Perni ParaPost XP Mis. 3 • verde 1,75 mm	12 pz

FRESE & ACCESSORI XH-XP-FIBER

Ref	Descrizione	Q.tà
P42-3	Frese ParaPost 2 spire Mis. 3 • marrone 0,9 mm	3 pz
P42-4	Frese ParaPost 2 spire Mis. 4 • giallo 1,0 mm	3 pz
P42-45	Frese ParaPost 2 spire Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	3 pz
P42-5	Frese ParaPost 2 spire Mis. 5 • rosso 1,25 mm	3 pz
P42-55	Frese ParaPost 2 spire Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	3 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
P42-6	Frese ParaPost 2 spire Mis. 6 • nero 1,50 mm	3 pz
P42-7	Frese ParaPost 2 spire Mis. 7 • verde 1,75 mm	3 pz
P42A	Frese ParaPost 2 spire assortite	6 pz
L590	Chiave a mano per fresa	5 pz

PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA

PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA RICAMBI

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P781		PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provisorio Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz



Perni calcinabili prefabbricati, passivi per tecnica di fusione diretta ed indiretta. Ideali per situazioni cliniche che richiedano ritenzioni addizionali, con fusione in un blocco unico con lega a scelta.

PERNI XP TECNICA INDIRECTA RICAMBI

Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
P743-3	Perni ParaPost Impronta Mis.3 • marrone 0,9 mm	20 pz	P751-3B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	25 pz
P743-4	Perni ParaPost Impronta Mis.4 • giallo 1,0 mm	20 pz	P751-4B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	25 pz
P743-45	Perni ParaPost Impronta Mis.4,5 • blu 1,14 mm	20 pz	P751-45B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	25 pz
P743-5	Perni ParaPost Impronta Mis.5 • rosso 1,25 mm	20 pz	P751-5B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	25 pz
P743-55	Perni ParaPost Impronta Mis.5,5 • viola 1,40 mm	20 pz	P751-55B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	25 pz
P743-6	Perni ParaPost Impronta Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz	P751-6B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	25 pz
P743-7	Perni ParaPost Impronta Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz	P751-7B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	25 pz
P746-3	Perni ParaPost Provisorio Mis.3 • marrone 0,9 mm	20 pz	P752-3	Perno Sovrafusione 1300° Mis.3 • marrone 0,9 mm	1 pz
P746-4	Perni ParaPost Provisorio Mis.4 • giallo 1,0 mm	20 pz	P752-4	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4 • giallo 1,0 mm	1 pz
P746-45	Perni ParaPost Provisorio Mis.4,5 • blu 1,14 mm	20 pz	P752-45	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4,5 • blu 1,14 mm	1 pz
P746-5	Perni ParaPost Provisorio Mis.5 • rosso 1,25 mm	20 pz	P752-5	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5 • rosso 1,25 mm	1 pz
P746-55	Perni ParaPost Provisorio Mis.5,5 • viola 1,40 mm	20 pz	P752-55	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5,5 • viola 1,40 mm	1 pz
P746-6	Perni ParaPost Provisorio Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz	P752-6	Perno Sovrafusione 1300° Mis.6 • nero 1,50 mm	1 pz
P746-7	Perni ParaPost Provisorio Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz	P752-7	Perno Sovrafusione 1300° Mis.7 • verde 1,75 mm	1 pz
P751-3	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	10 pz	TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZ. ROSSA CALCINABILE PER PERNI MONCONE FUSI polvere 100g + liquido 100 ml	2 pz
P751-4	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	10 pz	DURL94	Perni calcinabili	60 pz
P751-45	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	10 pz			
P751-5	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	10 pz			
P751-55	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	10 pz			
P751-6	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	10 pz			
P751-7	Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	10 pz			



PERNI MAX IN TITANIO & PERNI BONDENT IN ACCIAIO BAGNATO IN ORO

Ref	Descrizione	Q.tà
M61	Perni Max .017 ø 0,425 mm	25 pz
	Frese azzurre Max (M91)	2 pz
	Chiave a mano	1 pz
M71	Perni Max .021 ø 0,525 mm	25 pz
	Frese Viola Max (M92)	2 pz
	Chiave a mano	1 pz
M91	Frese azzurre Max .017 • 0,425 mm	5 pz
M92	Frese viola Max .021 • 0,525 mm	5 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
DB20SL	Perni 2,5mm testa gialla	10 pz
	Perni 2,5mm testa blu	10 pz
	Frese calibrate	2 pz
	Chiave + fresa a palla	2 pz
DB50L	Perno lunghezza 2,5 mm, mandrino bronzo testa gialla	50 pz
DB50S	Perno lunghezza 2,0 mm, mandrino bronzo testa blu	50 pz
DB91	Frese Bronzo 0,425 mm	6 pz

PERNI TMS MANUALI

Ref	Descrizione	Q.tà
T111	MINUTA ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-10) Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	20 pz 1 pz 1 pz
T112	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T107	MINIKIN ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	20 pz 1 pz 1 pz
T108	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T04	MINIM ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-5) Fresa 0,525 mm x 4 mm Kodex argento (K93)	20 pz 1 pz 1 pz
T05	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T10	MINIM DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-5) Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	20 pz 1 pz 1 pz
T11	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T01	REGULAR ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,675 mm x 5 mm Kodex oro (K97)	20 pz 1 pz 1 pz
T02	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T07	REGULAR DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	20 pz 1 pz 1 pz
T08	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz

PERNI TMS LINK - LINK PLUS CON MANDRINO

Ref	Descrizione	Q.tà
L501	MINUTA ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	20 pz 1 pz 1 pz
L502	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L511	MINIKIN ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	20 pz 1 pz 1 pz
L512	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L721X	MINIM ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	24 pz 1 pz 1 pz
L722X	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L731X	MINIM DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Frese 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	24 pz 1 pz 2 pz
L732X	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L741X	REGULAR ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	24 pz 1 pz 1 pz
L742X	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L751X	REGULAR DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Frese 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	24 pz 1 pz 2 pz
L752X	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz

I classici "TMS WHALEDENT" in acciaio bagnato in oro. Disponibili nella versione manuale o in quella con mandrino "Link" - "Link Plus".

FRESE KODEX

Ref	Descrizione	Q.tà
K89	Frese (0,350 x 1,3 mm) rosa	6 pz
K90	Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino corto rosso	6 pz
K91	Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino lungo rosso	6 pz
K92	Frese (0,525 x 2,0 mm) argento	6 pz
K93	Frese (0,525 x 4,0 mm) argento	6 pz
K96	Frese (0,675 x 2,0 mm) oro	6 pz
K97	Frese (0,675 x 5,0 mm) oro	6 pz

CHIAVI

Ref	Descrizione	Q.tà
L590	Chiave a mano universale per Link Plus, Bondent e Max	1 pz
B59-3	Chiave a mano per TMS Regular Regular Two in One, Minikin, autorompente	1 pz
B59-5	Chiave a mano per TMS Minim Minim Two in One	1 pz
B59-10	1 Chiave a mano per TMS Minuta	1 pz

Apparecchi

S.MARCO
VENEZIA





Apparecchi

- 56 Lampade per composito, occhiali e visiera protettiva
- 57 Sistema di pulizia per protesi e Sabbiatrice orale
- 58 Elettrobisturi e Soluzioni di pulizia
- 59 Lavatrici ad ultrasuoni

LAMPADA PER POLIMERIZZAZIONE

Un tocco per servirti della potenza della luce

- Altissima potenza: fino a 2.400 mw
- Led con 2 frequenze diverse (tra 390 e 480 nm con picchi di 405 e 460 nm), per una polimerizzazione perfetta anche in presenza di iniziatori diversi
- 6 programmi di polimerizzazione, e 2 per rilevazione di carie e placca
- Nessun spegnimento durante l'utilizzo: il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo
- Radiometro integrato: intensità di facile controllo con display O-led
- Batteria a cartucce. Design innovativo e semplicità nella sostituzione



Ref	Descrizione	Q.tà
CLED2	Lampada al LED Micerium 10 W LED - 240 V	1 pz

- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Rilevazione placca 250 mW/cm²
- >> Rilevazione carie 350 mW/cm²

OCCHIALI PROTETTIVI

Dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi in plastica trasparenti ed arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali protettivi in plastica trasparente Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10A	Occhiali protettivi in plastica arancioni per lampada fotopolimerizzatrice Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10M	Occhiali di sicurezza (lente 2 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz
WD9-SCUDO	Visiera protettiva monouso (mis. 320x220 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz



LAMPADE PER LABORATORIO

Lampade Polimerizzatrici Micerium

Ref	Descrizione	Q.tà
LABORLUX3	Lampada fotopolimerizzatrice 300 Watt con timer e piatto girevole fotopolimerizza tutti i materiali, 310-500 nm	1 pz
LABORLUXL-L	Lampada ricambio 300 Watt per LABORLUX/3	1 pz
LAMPADAPLUST	Lampada fotopolimerizzatrice con timer per intarsi e faccette in composito, 320-500 nm 4 mini-neon alogene x 9W e 1 lampadina alogena x 50W	1 pz
LAMPADA	Lampada a raggi UVA per Perform Soft, portaimpronte individuali, supercolori in resina 4 mini-neon UVA x 9W, 320-400 nm	1 pz
LAMPADINE	Mini-neon di ricambio a raggi UVA 9W	1 pz
LAMPAPLUS	Mini-neon di ricambio a luce alogena 9W	1 pz
LAMPA-8	Lampadina alogena 50W	1 pz



SISTEMA DI PULIZIA PER PROTESI

MicroClean

Sistema di pulizia per bite e protesi rimovibili, sia meccanico che chimico tutto in uno. Pulizia estremamente efficace ma delicata grazie alla speciale forma arrotondata degli aghi pulenti e del liquido universale. A differenza dalla pulizia ad ultrasuoni rende anche lucide le protesi senza utilizzo di gomme lucidanti.

Ref	Descrizione	Q.tà
SD676410	MicroClean 220V dimensioni: 20x20x20 cm peso: 3 kg aghi e liquido universale	1 pz
SD678865	Aghi lunghi	150 g
SD678866	Aghi corti	150 g
SD678855	Liquido arancione universale	500 ml
SD678857	Liquido verde acido	500 ml



DENTOPREP SABBIATRICE ORALE

Completamente in acciaio

Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.

APPLICAZIONI EXTRAORALI

- Corone metallo-ceramiche
- Perni
- Inlay e onlay
- Ponti Maryland
- Rimozioni di cementi prima di ricementare

APPLICAZIONI INTRAORALI

- Riparazioni di ceramica e composito
- Pulizia di superficie
- Sterilizzabile fino a 135°C, contenitore compreso connettori per collegamento rapido a turbina

RØNVIG

Ref	Descrizione	Q.tà
RON1900	Dento-Prep Sabbiatrice orale da studio	1 pz
RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Connettore Dentoprep 6 mm	1 pz
RON1930	Connettore Dentoprep Midwest	1 pz
RON1935	Connettore Dentoprep Sirona	1 pz
RON1936	Connettore Dentoprep W e H	1 pz
RON1937	Connettore Dentoprep Kavo	1 pz
RON1938	Connettore Dentoprep Bien Air	1 pz
RON1939	Connettore Dentoprep N NSK	1 pz
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante per sabbiatrice con interno illuminato	1 pz



DENTOPREP DUST CABINET

Aspiratore per sabbiatrice
Ideale per utilizzare la sabbiatrice in studio fuori dal cavo orale. Dotato di illuminazione e di filtro per la sabbia facilmente pulibile

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 18 x 31,5 x 22,5 cm
Peso	4,130 Kg


PERFECT

Sistema di elettrochirurgia per un preciso ed efficiente contorno della gengiva

Aiuta a trattare la gengiva con maggiore efficienza, più precisione, minor sanguinamento.

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 22,2 x 15,9 x 10,8 cm
Peso	2,4 Kg
Tensione	230 Volt - 105 Watt
Potenza di uscita	55W +10% taglio, 33W +10% coag
Frequenza oper. nominale	3,68 MHz
Frequenza modulaz. coag	120 Hz (quadrata)



Ref	Descrizione	Q.tà
S8230CE	ELETTROBISTURI PERFECT TCS2 Cordone di raccordo illuminato orientabile a 180° S6009A Manipoli con elettrodo sterilizzabili Elettrodo di dispersione in piastra Pedaliera	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz
S6010A	Set Completo da S6011 a 6018	8 pz
S7010A	Set Intro S6011, 6012, 6015	3 pz
S6011A	Elettrodo a palla	2 pz
S6012A	Elettrodo a Coltello dritto 45°	2 pz
S6013A	Elettrodo a Coltello conico 45°	2 pz
S6014A	Elettrodo a Cappio tondo	2 pz
S6015A	Elettrodo a Cappio lungo curvo	2 pz
S6016A	Elettrodo a Cappio lungo dritto	2 pz
S6017A	Elettrodo a Diamante	2 pz
S6018A	Elettrodo a profondità limit. 90°	2 pz

Disponibili accessori e ricambi anche per modelli precedenti

SOLUZIONI DI PULIZIA BIOSONIC WHALEDENT

Flaconi MeterDose™

Per un dosaggio preciso della soluzione, premere la bottiglia facendo fluire la quantità desiderata nel dispenser, inclinare e versare.

VANTAGGI OPERATIVI

- Nessuno Spreco
- Nessuna Fuoriuscita
- Niente Sporcizia
- Facilità di utilizzo
- Convenienza



Ref	Descrizione	Q.tà
UC30	Liquido Universale Super Concentrato ○ Elimina sangue, detriti, saliva, pulizia generale. ● Strumenti, corone, ponti, punte per detartraggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi). ● 473 ml. = 29 l.	1 pz
UC31	Soluzione antiossidante Super Concentrato ○ Azione pulente con protezione anticorrosione nel bagno ad ultrasuoni. ● Strumenti, corone, ponti, frese, protesi e punte di ablazione ad ultrasuoni. ● Monodose 20x25 ml	1 pz
UC32	Liquido Enzimatico ○ Sgretola proteine (sangue essiccato, saliva, tessuti, detriti anche se induriti sugli strumenti dalla glutaraldeide). Pulizia generale. ● Strumenti, corone, ponti, punte per drenaggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi). ● 236 ml. = 29 l.	1 pz
UC34	Polvere per gesso ○ Gessi e materiali refrattari non fosfatici. ● Protesi totali, parziali, fusioni, articolatori e mufole non di alluminio. ● 840 g = 11,4 l.	1 pz
UC39	Liquido per cementi ○ Cementi definitivi e provvisori con e senza eugenolo. Includi cementi zincofosfati, poliacrilati e la maggior parte dei composti. ● Corone, ponti, veneers, strumenti. ● 473 ml. = 32 usi	1 pz

○ Contaminazione ● Oggetto ● Contenuto

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC300

Capacità di pulizia e versatilità ottimale dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza.

VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con cestelli portastrumenti di grandi dimensioni o di medie dimensioni per pulizia a ciclo continuo
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti e protesi
- Utilizzabile con qualsiasi sistema di cassette di sterilizzazione: Hu-Friedy*, Thompson*, ZIRC, Whaledent UC70

*non sono marchi commerciali distribuiti da Micerium

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 31,1 x 48,2 x 30,5 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x lunghezza x larghezza) 22,9 x 35,6 x 17,1 cm
Capacità Vasca	14.4 Litri
Riempimento	11.0 Litri
Assorbimento	300 Watt
Frequenza operativa	40 KHz

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC150

La media dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza e versatilità aerosol

VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con il cestello porta strumenti di notevoli dimensioni o con due bicchieri contemporaneamente
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti nel cestello e piccoli oggetti nel bicchiere
- Coperchio per eliminare rumorosità e aerosol
- Cestello a flusso trasversale per una pulizia degli strumenti migliorata e pratiche impugnature di estrazione

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 24,4 (+12,7 display) x 34,5 x 27,6 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x lunghezza x larghezza) 17,8 x 28,7 x 16 cm
Capacità Vasca	6,6 Litri
Riempimento	5,7 Litri
Assorbimento	160 Watt (senza riscaldamento) 560 Watt (con riscaldamento)
Frequenza operativa	45-47,5 KHz



UC300



UC311+UC330+UC53



UC311

Ref	Descrizione	Q.tà
UC300	LAVATRICE AD ULTRASUONI cap. 14,4 litri con scarico e timer fornita con coperchio	1 pz
UC310	Cestello grande 	1 pz
UC311	Cestello piccolo	1 pz
UC320	Portacassette sterilizzazione Hu-Friedy/Thompson	1 pz
UC321	Portacassette di sterilizzazione Zirc	1 pz
UC330	Coperchio di posizione per due bicchieri	1 pz
UC53	Bicchiere 600 ml con coperchio	1 pz



Cestello in dotazione + UC53S

UC150

UC53

UC53S

Ref	Descrizione	Q.tà
UC150	LAVATRICE AD ULTRASUONI fornita con display e cestello con riscaldamento opzionale	1 pz
UC155S	KIT ACCESSORI COMPLETO Cestello in acciaio inox Bicchieri (600 ml) con coperchio Supporti per bicchiere	1 pz 2 pz 2 pz
UC53S	Supporto per un bicchiere 	1 pz
UC53	Bicchiere in borosilicato con coperchio e supporto (può essere utilizzato con UC100, UC1, UC2, UC300)	1 pz

Laboratorio

IN
NE
L
O
E





Laboratorio

- 62 **Strumenti e occhiali**
Preparazione modelli
Seghetto a mano e elettrico
Rifinitore
Pindex
Accu-Trac
Monconi sfilabili:
DVA Model System e Twin Tray
Tender Tray e trattamento monconi
- 67 **Cianoacrilato calcinabile e Resine**
- 68 **Cere**
- 70 **Miscelatore sottovuoto, leghe e rivestimenti**
- 72 **Compositi**
Composito estetico
Composito per flange
Siliconi e muffole
- 76 **Resina per provvisori**
- 77 **Dischi CAD/CAM**
- 80 **Resina per protesi mobile e ribasatura**

STRUMENTI

Pennelli Micerium

In setola e con punta in gomma



Strumenti Micerium per modellazione



Pinzette Mosquito e Spessimetri in acciaio inox



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAIN01	Piastra per colori con coperchio	1 pz
COSPEN11	Pennello C per colori	1 pz
COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi assortiti	5 pz
TPENN	Pennelli in gomma nera rigidi assortiti	5 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
TDRK1	KIT STRUMENTI MODELLAZIONE Strumenti con terminale in acciaio inox Punte ultra flessibili avvitabili assortite	3 pz 3 pz
TRAG	Punta ultra flessibile forma A	2 pz
TRBG	Punta ultra flessibile forma B	2 pz
TRCG	Punta ultra flessibile forma C	2 pz
TDRK2	Kit strumenti modellazione PKT + Lecron	6 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
WD1	Pinzetta emostatica Mosquito inox dritta	1 pz
WD2	Pinzetta emostatica Mosquito inox curva	1 pz
WD3	Spessimetro satinato in acciaio inox per metallo	1 pz
SDI4	Spessimetro satinato in acciaio inox per cera	1 pz

OCCHIALI PROTETTIVI

Dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi in plastica trasparente ed arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali protettivi in plastica trasparente Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10A	Occhiali protettivi in plastica arancioni per lampada fotopolimerizzatrice Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10M	Occhiali di sicurezza (lente 2 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz



SEGHETTO A MANO

Anatomico con archetto inclinato

Consente una miglior visione della zona da tagliare. Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi. Inclinazione orientabile anche per mancini.



Ref	Descrizione	Q.tà
TX001	SEGHETTO A MANO TENDER TRAY	1 pz
	Lame 0,18 mm blu (montata)	1 pz
	Lame 0,25 mm oro	1 pz
TX018	Lame 0,18 mm blu	12 pz
TX025	Lame 0,25 mm oro	12 pz
TX018B	Lame 0,18 mm blu	100 pz
TX025B	Lame 0,25 mm oro	100 pz


Ref	Descrizione	Q.tà
PX200	SEGHETTO A MANO PINDEX	1 pz
	Lame 0,18 mm blu	12 pz
	Lame 0,25 mm oro	12 pz
PX201	Lame 0,18 mm blu	12 pz
PX202	Lame 0,25 mm oro	12 pz
PX301	Lame 0,18 mm blu	100 pz
PX302	Lame 0,25 mm oro	100 pz

SEGHETTO ELETTRICO PX901A

Sezionamento di precisione più facile,
più veloce e sicuro

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz
Assorbimento	100 watt
Base	20 x 42 cm
Altezza	34 cm
Peso	10 Kg
Diametro Lama	8 cm (foro 1,6 cm)
Spessore Lama	0,2 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
PX901A	SEGHETTO ELETTRICO PER MONCONI con morsa orientabile e supporto per perni	1 pz
ASX1000	Aspiratore esterno per seghetto e rifinitore	1 pz
PX903	Supporto per Accutrac	1 pz
PX904	Lama dentellata per seghetto elettrico	1 pz
PX905	Supporto per Tricodent	1 pz
PX905A	Supporto per Model Tray	1 pz
PX906	Morsa orientabile (base per supporti)	1 pz
PX907	Supporto per Dowel Pins, Pindex ed altri sistemi con perni	1 pz

RIFINITORE RUTEX PX801-CE

Per eccellere nella rifinitura dei modelli

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz, 370 watt
Base	30 x 21 cm
Altezza	30 cm
Peso	10 Kg
Potenza motore	1/2 CV
Attacco utensile	ø 0,6 cm

Ref	Descrizione	Q.tà
PX801-CE	RIFINITORE PER MODELLI RUTEX CON FRESA CILINDRICA e supporto rialzato per split-cast	1 pz
PX805CE	Fresa Rutex cilindrica 10x20 mm	1 pz
PX807CE	Fresa Rutex conica	1 pz
PX808CE	Fresa Rutex a palla	1 pz
PX809CE	Fresa Rutex cono rovescio	1 pz



PINDEX

Foragessi con puntatore laser

Sistema di monconi sfilabili di precisione

Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
P113LCE	FORAGESSI PINDEX CON PUNTATORE LASER		1 pz 2 pz 1 pz 1 pz 50 pz 50 pz 25 pz 50 pz 100 pz 50 pz 3 pz
	Cacciaviti per sostituire la fresa		
	Chiave a brugola		
	Alesatore a mano		
	Perni lunghi con guaina bianca		
	Perni corti con guaina grigia		
	Perni doppi con guaina metallica		
	Perni tripli con guaina in plastica		
	Perni autoarticolanti con guaina		
	Perni di articolazione		
	Stampi gomma:base+completo+parziale		
			
PX119	Punte elicoidali ø 3 mm		3 pz
PX120	Alesatore a mano		1 pz
PX102	Perni medi con guaina nera		100 pz
PX112M	Perni medi con guaina nera		500 pz
PX112D	Perni medi con guaina nera		2000 pz
PX116	Perni lunghi con guaina nera		100 pz
PX114M	Perni lunghi con guaina nera		500 pz
PX114D	Perni lunghi con guaina nera		2000 pz
PX117	Perni corti con guaina grigia		100 pz
PX115M	Perni corti con guaina grigia		500 pz
PX115D	Perni corti con guaina grigia		2000 pz

Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
PX145	Perni autoarticolanti con guaina		100 pz
PX144M	Perni autoarticolanti con guaina		500 pz
PX145S	Guaine per perni autoarticolanti		1000 pz
PX146	Stampi gomma completo+parziali		3 pz 1 pz
	Base nera per stampo (PX149)		
PX147	Stampo di gomma arcata completa		1 pz
PX148	Stampi di gomma parziali		2 pz
Tender Pin			
TX090S	Dowel Pins		100 pz
TX090M	Perni in ottone con spillo		500 pz
TX092S	Dowel Pins		100 pz
TX092M	Perni in ottone senza spillo		500 pz
TX053S	Perni doppi con guaina metallica		100 pz
TX053M	Perni doppi con guaina metallica		500 pz
TX053D	Perni doppi con guaina metallica		2000 pz
TX063S	Perni singoli con guaina		100 pz
TX063M	Perni singoli con guaina		500 pz
TX063D	Perni singoli con guaina		2000 pz
TX012S	Perni medi con guaina bianca		100 pz
TX012M	Perni medi con guaina bianca		500 pz
TX012D	Perni medi con guaina bianca		2000 pz
TX014S	Perni lunghi con guaina bianca		100 pz
TX014M	Perni lunghi con guaina bianca		500 pz
TX014D	Perni lunghi con guaina bianca		2000 pz
TX015S	Perni corti con guaina bianca		100 pz
TX015M	Perni corti con guaina bianca		500 pz
TX015D	Perni corti con guaina bianca		2000 pz

ACCU-TRAC

Sistema di precisione per monconi sfilabili

Dotato di braccini di bloccaggio rimovibili, di ritenzioni adeguate, di un magnete incorporato per la messa in articolatore, di accessori per colata e estrazione dei modelli. Le scatolette Accu-trans consentono l'invio dei lavori al dentista o la loro archiviazione.



Ref	Descrizione	Q.tà
AT10	COFANETTO COMPLETO ACCU-TRAC WHALEDENT	
	Basette Accu-trac	10 pz
	Basi estraимodelli	5 pz
	Spaziatori verdi per messa in articolatore	5 pz
	Scatolette Accu-trans	5 pz
	Contro-magneti	25 pz
ATR20	CONFEZIONE RICAMBI	
	Basette Accu-trac	20 pz
ATR1	Basetta Accu-trac (ordine min. 3 pz)	1 pz
ATA20	Braccini completi (destri+sinistri)	20 pz
ATK25	Contro-magneti	25 pz
ATS20	Spaziatori verdi per messa in articolatore	20 pz
ATS1	Spaziatore verde per messa in articolatore	1 pz
ATE12	Basi estraимodelli	12 pz
ATE1	Base estraимodelli	1 pz
ATN50	Scatolette Accu-trans	50 pz
ATN1	Scatoletta Accu-trans (ordine min. 6 pz)	1 pz

DVA MODEL SYSTEM

Sistema per monconi sfilabili DVA con basi in plastica

- Elimina seconde colate, rifiniture, polvere e collanti
- Riduce le squadrature, consentendo un controllo dell'espansione del gesso
- Migliora estetica, stabilità monconi e accuratezza
- Abbassa i costi della riproduzione in refrattario



Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1PLUS	SISTEMA DVA KIT INTRODUTTIVO	
	Perni DVA	1000 pz
	Basette preformate in plastica	100 pz
	Muffole di allineamento	3 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
	Base estraимodelli con martelletto	1 pz
	Supporto per separazione dei monconi	1 pz
	Base di trasferimento rossa	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magnete	10 pz
	Silicone di fissaggio	500 g
DVA3SUPER	SISTEMA DVA KIT ECONOMICO	
	Perni DVA	100 pz
	Basette preformate in plastica	20 pz
	Muffola da allineamento	1 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magnete	10 pz
	Silicone di fissaggio	1 pz
DVA5	FORAGESSI DVA 230 V per eseguire forature su basi in plastica e plexiglass con puntatore ed altezza regolabile	1 pz
DVADRILL	Fresa DVA ø 3,175 mm	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1000P	Perni DVA	1000 pz
DVA100P	Perni DVA	100 pz
DVA100T	Basette preformate in plastica	100 pz
DVA20T	Basette preformate in plastica	20 pz
DVAALFIPLUS	Muffola da allineamento disponibile in diversi colori	1 pz
DVASILP1	Silicone di fissaggio	500 g
DVAMAGN	Magneti per messa in articolazione	10 pz
DVADISCS	Dischi per magnete	100 pz
DVARP	Posizionatore per perni in gomma	1 pz
DVAPEN	Pennarello	1 pz
DVATRIMK	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
DVAPL	Base estraимodelli	1 pz
DVAMALL	Martelletto	1 pz
DVASH	Supporto per eseguire separazione dei monconi	1 pz
DVAHRF	Base di trasferimento rossa	1 pz
DVADUPLAS	Muffola di duplicazione monconi in rivestimento	1 pz
DVA10A	Perni in ceramica ad alta fusione	10 pz

TWIN TRAY

Basette autoarticolanti per arcate totali o parziali

Il sistema per monconi sfilabili autoarticolante DVA TWIN TRAY consiste in due basette identiche, totali o parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla.

Il sistema DVA TWIN TRAY è ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi.



3 Passaggi semplici e veloci

1 Colata



2 Separazione



3



* isolante solo per totali; parziali già preisolati

Ref	Descrizione	Q.tà
DVTT100K	KIT INTRODUTTIVO TWIN TRAY ARCATA COMPLETA	
	Twin tray totali completi di cerniera plastica	100 pz
	Isolante spray* 10 ml	10 ml
	Base di allineamento e fissaggio (+ silicone)	1 pz
	Base estraимodelli con estrattore ad arco	1 pz
	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTT20K	MINIKIT TWIN TRAY ARCATA COMPLETA	
	Twin tray totali completi di cerniera plastica	20 pz
	Base estraимodelli con estrattore ad arco	1 pz
	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTT100F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	100 pz
DVTT20F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	20 pz
DVTTALF	Base di allineamento e fissaggio (+ silicone)	1 pz
DVTTTSF	Base estraимodelli con estrattore ad arco per totali	1 pz
DVTTSP	Isolante spray Twin Tray *10 ml	10 ml
DVATT100Q	TWIN TRAY PARZIALI completi di cerniera plastica	100 pz
DVATT20Q	Twin Tray parziali completi di cerniera plastica	20 pz
DVATTTSQ	Base estraимodelli per parziali	1 pz
DVTTMA-1	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTTPI-1	Inserito Twin Tray in gomma	1 pz

TENDER TRAY "Magnetic"

Rapido economico e...
"magneticamente" accurato

È un sistema di precisione per monconi sfilabili in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 200°C. Basetta antiriflesso adatta per scansioni, disponibile in tre versioni più una quarta per l'antagonista, integrabile con la muffola Tender Flask

Tender Tray 1 con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici" ad altissima precisione anche su incisivi inferiori.

Tender Tray 2 con ritenzioni a perno totalmente in plastica.

Tender Tray 3 con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti.

Disponibili basette portalavori per consegna al dentista.



TX10

TX20

TX30



TX15

Ref	Descrizione	Q.tà
TX1	KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY "Magnetic" Basette Tender Tray 1 Basette Tender Tray 2 Linguetta in gomma per colata modello Box in gomma per colata modello Strumento estraимodelli / allineatore Magnetini per messa in articolatore Magnetini per monconi Basetta portalavori	2 pz 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 2 pz 10 pz 2 pz
TX10	RICAMBI TENDER TRAY 1 "Magnetic" Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico	10 pz
TX20	RICAMBI TENDER TRAY 2 Basette con ritenzioni a perno "economiche"	10 pz
TX30	RICAMBI TENDER TRAY 3 "Magnetic" per impianti Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico	10 pz
TX15	Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2	24 pz
TX35	Basetta portalavori per Tender Tray 3	24 pz

TRATTAMENTO MONCONI

Isolante speciale

Isolante speciale senza olio con relativo sigillante, universale per:

- cera
- ceramica
- composito

Isolante gesso resina DVASEZAP



Sigillante per modelli



Isolante per cera, ceramica e composito

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAEXP	VERY SPECIAL SEPARATOR KIT COMPLETO Isolanti in penna con dispenser (TEMPSEP) Sigillante in penna con dispenser (TEMPSEAL)	3 pz 3 pz
TEMPSEAL	Sigillante in penna TEMPSEAL Micerium	1 pz
TEMPSEP	Isolante in penna TEMPSEP Micerium	1 pz
DVASEZAP	Isolante DVA per acrilico bianco	473 ml

CIANOACRILATO PROVVISORIO



TAC GEL DVA per fissaggio su modello di intarsi e brackets per tecnica indiretta

Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura. Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e intarsi e brackets si staccano.

Ref	Descrizione	Q.tà
DVATAGEL	Tac Gel siringa con dispenser	10 g

Cianoacrilato rosso con induritore spray

Cianoacrilato completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitandone la distorsione, per posizionamento di perni, riparazione di monconi, incollaggi su articolatori.



Fissaggio di precisione di attacchi da saldare



Connessione di segmenti di ponte da saldare




Unione di elementi in cera per evitare distorsioni



Chiusura di sottosquadri



Chiusura di bolle



Stabilizzazione di monconi

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAIHR	KIT CIANOACRILATO CALCINABILE ROSSO Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x12 g 60 ml 1 pz
DVARHR	Siringa cianoacrilato rosso	12 g
DVARA	Acceleratore spray	60 ml
DVATWIST	Dispenser a vite per siringa	1 pz
DVAROTIPS	Beccucci di ricambio Rocket	10 pz
TX90K	KIT CIANOACRILATO TRASPARENTE LIGHT Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x12 g 60 ml 1 pz
TX90R	Siringa cianoacrilato trasparente light	12 g

RESINA CALCINABILE AUTOPOLIMERIZZABILE

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette


Questa resina é utilizzabile sia in studio che in laboratorio, con tecnica del pennello o di mescolazione. É ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili.



Perni moncone




Corone doppie



Fresaggi (e ponti Maryland)

VANTAGGI OPERATIVI

- Calcinabile: brucia senza residui
- Bassissima retrazione: <1%



Ref	Descrizione	Q.tà
TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZABILE ROSSA CALCINABILE Polvere 100 g + Liquido 100 ml	2 pz
TR100P	Temp Red Polvere ricambio	100 g
TR100L	Temp Red Liquido	100 ml
DURL94	Perni calcinabili	60 pz

CERE FLEX MICERIUM PER PROTESI FISSA E MOBILE

CERE DI ALTA QUALITÀ PER FUSIONE E MODELLAZIONE



Ref	Descrizione	Q.tà
F54G ●	FLEX-E-Z VERDE autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55G ●	FLEX-E-Z VERDE	1 lb
F54B ●	FLEX-E-Z BLU autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55B ●	FLEX-E-Z BLU	1 lb
F54W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	4 oz
F55W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	1 lb
F54V ○	FLEX-E-Z IVORY (beige) per modellazione estetica	4 oz
F54P ●	FLEX PURPLE VIOLA senza alcuna retrazione, extradura ideale per margini e per spessori fini	4 oz
F55P ●	FLEX-E-Z PURPLE VIOLA	1 lb
F55ZB ●	CERA PER PONTI E CORONE regular blu	1 lb

CERE PER PROTESI MOBILE SENZA RETRAZIONE NÈ ALTERAZIONI DOVUTE AL CALORE



Ref	Descrizione	Q.tà
F95H	CERA IN FOGLI ROSA HARD ideale per il sistema PERFORM INKOVAC resiste senza alterazioni fino a 55°C molto dura, ma elastica e modellabile, miscela di fini cere vergini formulata scientificamente	5 lb
F85H	CERA IN FOGLI ROSA HARD 10 fogli	200 g
F95A	CERA IN FOGLI ROSA ALL SEASON ideale per tutte le stagioni	5 lb


CERE CALIBRATE PER SCHELETRATI



Ref	Descrizione	Q.tà
da F02A a F08A	CERA CALIBRATA ADESIVA CLEAR disponibile nei seguenti spessori in mm: 0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A), 0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A)	32 fogli
da NCASTINGW03 a NCASTINGW08	CERA CALIBRATA LISCI A VERDE disponibile nelle misure: 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm	32 fogli

CERE FLEX MICERIUM CALIBRATE E DI UTILITÀ

CERE DI UTILITÀ



Ref	Descrizione	Q.tà
F67Y	CERA COLLANTE GIALLA fornita in comodi stick da 12 cm formula speciale ad indurimento rapido rigida per un distacco netto senza residui	100 g
F66P	CERA PER MASTICONI ROSA concava per un più rapido adattamento alla cresta; formula speciale per garantire la massima accuratezza nella riproduzione del morso	1 lb
F65R	CERA DI IMMERSIONE ROSA fondibile per eseguire delle cappette grazie alla memoria elastica resiste alle distorsioni	1 lb
F66R	CERA PER BOXARE IN STRISCE ROSA molto sottile (1 mm) ed efficace per boxare le impronte da colare in gesso o poliuretano; i fogli aderiscono perfettamente alla superficie senza necessità di scaldarli	1 lb
F67R	CERA PER BOXARE IN STICK ROSA ideale per ricostruzioni e riparazioni di piccole imperfezioni dei modelli; utilizzabile anche in combinazione con la cera in strisce per boxaggi, sotto il bordo periferico del- l'impronta	1 lb

BUNSEN E SCALDACERA

Bunsen a induzione e apparecchio scaldacera ibrido con Bunsen ad induzione e spatola elettrica



Ref	Descrizione	Q.tà
F200	Apparecchio scaldacera con Bunsen ad induzione e spatola elettrica	1 pz
F300	Bunsen ad induzione	1 pz

CERA DI BLOCCAGGIO IN STICK DVA

Sistema speciale di cera adesiva per modelli da utilizzare con pistola elettrica



Ref	Descrizione	Q.tà
DVAHTW5	HOT STIKZ cera in cilindri	5 lb
DVAHTW05	HOT STIKZ cera in cilindri	1 lb
DVAHTG	Pistola per cera HOT STIKZ 200V	1 pz

MISCELATORE SOTTOVUOTO VACUMIX WD700

Piccolo e potente

I miscelatori della serie WD700 uniscono la semplicità d'uso alle ottime prestazioni. Sono adatti per miscelare IN ASSENZA DI ARIA ogni tipo di gesso, rivestimento e silicone. Hanno un moto riduttore molto silenzioso e potente, la pompa del vuoto che funziona a secco e il timer elettronico molto preciso. I miscelatori possono essere posizionati indifferentemente sul tavolo o fissati a parete con relativi supporti. La macchina viene fornita di serie con una tazza da 500cc. Sono disponibili, come optional, anche tazze da: 200, 1000, 2000 cc. e una per alginato da 200 cc. Disponibile su richiesta modello con velocità regolabile WD700A.



INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	230V - 140 watt
Motore	12N/M
Velocità	400 RPM
Pompa vuoto	- 0,8 bar, 10 lt per min.
Base	22x16 cm (30x28 cm supporto da banco)
Altezza	30 cm (61,5 cm supporto da banco)
Peso	8,5 Kg (10 Kg supporto da banco)

Ref	Descrizione	Q.tà
WD700	MISCELATORE SOTTOVUOTO 400 RPM 0,8 BAR anche per scheletrati, dotato di tazza da 500 cc supporto da banco e staffa da muro	1 pz
WD711	Tazza di mescolazione 200 cc con filtro	1 pz
WD712	Tazza di mescolazione 500 cc con filtro	1 pz
WD713	Tazza di mescolazione 1000 cc con filtro	1 pz
WD714	Tazza di mescolazione 2000 cc con filtro	1 pz
WD711A	Tazza di mescolazione 200 cc per alginato	1 pz

LEGHE E RIVESTIMENTI PER PONTI E CORONE

NS Metal50 DD Metal33

CARATTERISTICHE	COMPOSIZIONE	
	NS Metal50	DD Metal33
Nichel	-	74%
Cromo	27%	13%
Molibdeno	6%	5%
Cobalto	61,6%	-
Tungsteno	5%	-
Durezza Vickers	350	295
Allungamento %	10,3	8
Limite sollecit. (Mpa)	475	820
Temperatura fusione	1421°C	1371°C
Coeff. espansione	14,1x10 ⁻⁶	13,2x10 ⁻⁶

- NS Per ceramica senza nichel antiallergica
- DD Per ceramica ideale per Maryland



Ref	Descrizione	Q.tà
METAL50	Cromocobalto NS per ceramica Disponibili anche confezioni da 100 g	1 Kg
METAL333	Cromo nichel DD per ponti e corone in porcellana e per tecnica Maryland Disponibili anche confezioni da 100 g e 500 g	1 Kg

Ref	Descrizione	Q.tà
METAL9BIS	Flux per saldatura per cromo nichel	1 cf.
NNIRAVESTFIRE	Rivestimento Microfire rapido a grana finissima per leghe preziose e non preziose 100 buste 90 g con liquido	9 Kg 1,5 lt
NNIRAVESTL	Liquido per rivestimento Microfire	1 lt
N61617	Saldatura Laser Mate (0,25 mm x 4,27 m)	1 pz
N61619	Saldatura Laser Mate (0,36 mm x 4,27 m)	1 pz

LEGHE SENZA NICHEL E RIVESTIMENTI PER SCHELETRATI NIRANIUM



COMPOSIZIONE

	NN	NH
	NN	NNH
Cobalto	65%	62%
Cobalto e Vanadio	-	-
Cromo	27,5%	30%
Molibdeno	5,5%	6%

CARATTERISTICHE

Durezza Vickers	430	444
Allungamento %	9	3
Limite sollecit. (Mpa)	848	611
Temperatura fusione	1510°C	1454°C



Elasticità, durezza, brillantezza e prestigio



Durezza ed elasticità equilibrate



Ref	Descrizione	Q.tà
NNN	NN lega cromo cobalto molibdeno, senza Nichel, per lavori esclusivi	1 Kg
NNH (METAL1)	NH lega al cromo cobalto senza Nichel Special Hard con maggior contenuto di carbonio. Per lavori più rigidi	1 Kg
METAL32	Rivestimento fosfatico per scheletrati a grana fine Emerald Green c/liquido	25 Kg
METAL32L	Liquido rivestimento Emerald Green	1 lt
METAL17	Rivestimento etilsilicato Quick Set 3 liquidi + polvere 2x22,5 kg	
METAL17P	Rivestimento Quick Set solo polvere	22,5 Kg
METAL14	Saldatura regular per cromocobalto	25 g
METAL9	Flux per saldatura di cromocobalto	1 cf.

Ref	Descrizione	Q.tà
METAL16	Soluzione elettrolitica NES	4 lt
METAL21	Tempera a caldo in fiocchi model dip NMD	5 lb
METAL21BIS	Tempera a freddo N COLD DIP	4 lt
METAL22	Pasta per cromo NHS	1 lb
METAL23	Adesivo per preformati NNS	387 g
METAL24	Rivestimento protettivo NPRECOAT	250 g
METAL25	Muffola per duplicazione NMUF	1 pz
NNIRALOID (METAL34)	Niraloid Gelatina per tutti i rivestimenti concentrata	4 kg
NORG120 (METAL26)	Organa 1 Gelatina per rivestimento etilsilicato	20 Kg

ENAMEL PLUS-TENDER

**La naturalezza del dente,
la tecnica e l'estetica della ceramica**

Composito nano-ibrido utilizzabile sia in studio che in laboratorio con una massa intermedia ad alta elasticità, un opaco duale ed un bonding che garantisce un'adesione unica.

TENDER: Massa dentina ad alta elasticità

HRi: massa smalto ad alta resistenza

LA COMBINAZIONE VINCENTE

**COME LA CERAMICA,
MEGLIO DELLA CERAMICA ...**

E' possibile reintervenire in qualsiasi momento anche in studio con lo stesso materiale utilizzato in laboratorio. Enamel plus HRi può essere utilizzato sia per la cementazione, eseguendo in tal modo contemporaneamente una ribasatura del manufatto, sia come sottofondo, prima della presa d'impronta (disponibile anche "flow"). Consente quindi maggiori possibilità nelle soluzioni implantari ed è ideale per la protesi combinata.



Fratture complesse (Dr. Lorenzo Vanini)



Cementazione ed eventuale reinterventi eseguiti sempre con lo stesso materiale



Preparazione: si può utilizzare "HFO Flow" come sottofondo.



Gli intarsi in composito cementati con "HFO OW" (Dr. Lorenzo Vanini)



Ricostruzione in composito su impianti: Tender opaque



Tecnica di stampaggio con muffola: Dentine



Tecnica di stampaggio con muffola: Smalto



Lavoro ultimato del Sig. D. Rondoni



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDER1H	KIT INTRODUTTIVO ENAMEL PLUS TENDER	
	Tender: T2, T3, T4, T5, MW, MO, MY	7x2,5 g
	Dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5	4x2,5 g
	Smalti universali HRi: UE1, UE2, UE3	3x2,5 g
	Smalto intensivo: Intensive White Spot (IWS)	1x2,5 g
	Smalto opalescente: OBN	1x2,5 g
	Opachi in pasta: light, clear	2x3 g
	Tender bonding metal primer	1x2,5 ml
	Ritenzioni Temp Chips: standard, micro	2x10 g
	Adesivo Temp Chips	1x20 ml
TENDER7H	KIT ENAMEL PLUS TENDER INTARSI	
	Tender: T4-TMO	2x2,5 g
	Dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4)	3x2,5 g
	Smalto universale HRi: UE2	1x2,5 g
	Enamel plus Stain Flow: BROWN2	1x2 g


ENAMEL PLUS-TENDER



RICAMBI TENDER

Ref	Descrizione	Q.tà
ETT2	TENDERT2 (A1, A2)	5 g
ETT3	TENDERT3 (A3)	5 g
ETT3,5	TENDERT3,5 (A3,5)	5 g
ETT4	TENDERT4 (A4)	5 g
ETT5	TENDERT5	5 g
ETMW	TENDERMW modificatore white (bianco)	5 g
ETMY	TENDERMY modificatore yellow (giallo)	5 g
ETMO	TENDERMO modificatore orange (arancio)	5 g
COSSTAINT	Massa fluida trasparente	2 g
PLEXI26	Supporto in plexiglass trasparente 26 fori	1 pz
PLEXI26D	Supporto in plexiglass Dark 26 fori	1 pz
PLEXI9	Supporto in plexiglass trasparente 9 fori	1 pz

Nota: le masse Tender possono essere usate anche per i colori B, C e D scala Vita®



Ref	Descrizione	Q.tà
ETBOND	Ena Tender Bond metal primer	5 ml
ETOCLEAR	Opaco in pasta neutro per primo strato	3 g
ETOL	Opaco in pasta light (UD1, UD2, UD3)	3 g
ETOD	Opaco in pasta dark (UD3,5, UD4)	3 g
TEMPF	Temp bonding fluid x correzione e riparazione resina-composito, composito-composito	10 ml
TORS10	Ritenzione Temp Chips Standard Micerium	10 g
TORM10	Ritenzione Temp Chips Micro Micerium	10 g
TORA	Temp Chips Adesivo per ritenzioni Micerium	20 ml
TEMPSEAL	Sigillante in penna Temp Seal Micerium	1 pz
TEMPSEP	Isolante in penna Temp Sep Micerium	1 pz
TEMPSILV	Polvere argento per controllo tessitura	30 g
COSSCALATS	Scala colori Tender, Pink, Stain 21 colori	1 pz



SUPERCOLORI ENAMEL PLUS FLOW

Supercolori fotopolimerizzabili in composito fluido ideali per caratterizzare:

- protesi fissa e combinata in composito
- provvisori in resina e composito
- protesi mobile

Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAINK9	KIT ENAMEL PLUS FLOW SUPERCOLORI WHITE, BLUE, BROWN, BROWN2, BLACK, YELLOW, ORANGE, RED, VIOLET 2 pennelli (1 tipo C - 1 tipo F)	9x2 g 2 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAIN1N	Colore intensivo ricambio bianco (WHITE)	2 g
COSSTAIN3N	Colore intensivo ricambio blu (BLUE)	2 g
COSSTAIN4N	Colore intensivo ricambio marrone (BROWN)	2 g
COSSTAIN5N	Colore intensivo ricambio marrone scuro (BROWN2)	2 g
COSSTAIN6N	Colore intensivo ricambio nero (BLACK)	2 g
COSSTAIN7N	Colore intensivo ricambio giallo (YELLOW)	2 g
COSSTAIN8N	Colore intensivo ricambio arancio (ORANGE)	2 g
COSSTAINR	Colore intensivo ricambio rosso (RED)	2 g
COSSTAINV	Colore intensivo ricambio viola (VIOLET)	2 g

COMPOSITO, SUPERCOLORI E RESINA PER FLANGE, PER PROTESI COMBINATA E MOBILE



Scheletrato



Applicazione opaco rosa



Applicazione opaco composito



Protesi combinata in composito e resina Tender Acryl

COMPOSITO TENDER PINK

Composito fotopolimerizzabile rosa per flange
Opaco rosa per scheletrati



Ref	Descrizione	Q.tà
ETPKIT	TENDER PINK KIT Composito fotopolimerizzabile rosa Pink Orange, Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent Pink paste opaque Enamel plus Stain Flow: RED, BLUE, WHITE	4x2,5 g 1 g 3x2 g
ETPK	TENDER PINK KIT Composito fotopolimerizzabile rosa Pink Orange, Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent Pink paste opaque	4x2,5 g 1 g
ETP	TENDERP Pink Orange	5 g
ETPL	TENDERPL Pink Light	5 g
ETPD	TENDERPD Pink Dark	5 g
ETPT	TENDERPT Pink Transparent	5 g
ETOP	Opaco in pasta rosa fotopolimerizzabile per schermare scheletrati	3 g
ETFP	TENDERFP Pink Orange Flow	2 g

RESINA TENDER ACRYL

Resina autopolimerizzabile per protesi mobile e combinata con basso residuo di monomero e caratteristiche cromatiche naturali.

- Stabile nel colore
- Alti valori meccanici
- Elevata compattezza
- Dimezza tempi lucidatura
- Alta precisione di adattamento
- Bassissimo residuo di monomero



Ref	Descrizione	Q.tà
TAL1	Tender Acryl liquido	1000 ml
TAL5	Tender Acryl liquido	500 ml
TAP01	Tender Acryl Pink opaco polvere	1 Kg
TAP05	Tender Acryl Pink opaco polvere	500 g
TAPT1	Tender Acryl Pink trasparente polvere	1 Kg
TAPT5	Tender Acryl Pink trasparente polvere	500 g
TAPF	Tender Acryl Pink Fibrille	5 g

SILICONI TEMP SILIC

Siliconi speciali per mascherine, ideali anche per muffole trasparenti



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMK	KIT SILICONI PER MUFFOLA TENDER FLASK Silicone 90 shore A+B+ritardante Silicone trasparente in cartuccia 50 shore Isolante siliconico per muffola spray	300 g 50 ml 200 ml
TEMPSMR3	Silicone per mascherine e muffola 90 shore Pasta A grigio, Pasta B marrone + ritardante	1,5 Kg + 1,5 Kg
TEMPSMR10	Silicone per mascherine e muffola 90 shore Pasta A grigio, Pasta B marrone + ritardante	5 Kg + 5 Kg
TEMPSM10	Ritardante per silicone per utilizzo in muffola	10 ml
TEMPSMT	Silicone per mascherine trasparenti in cartuccia 50 shore, lavorazione 1'30"-2'30", indurimento 15-20 min	50 ml
TEMPSMT5	Silicone trasparente in cartuccia 50 shore	5x50 ml
TEMPSI	Isolante siliconico per muffola spray	200 ml
TDPUN25	Punte automiscelanti	25 pz

TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

Muffola in Plexiglass per stampaggio

Ponti estesi, Combinata, Parziali, Perio-overdenture

- Facile: modellazione in cera anzichè in composito
- Veloce: tempo di lavorazione 70% in meno
- Accurato: migliore superficie
- Misure: 10,5 x 8,6 cm x max 5,5 cm
- 2 inserti per ridurre i consumi di siliconi
- 1 base universale
- 2 coperchi con diverse altezze



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDERFLASK	TENDER FLASK MUFFOLA IN PLEXIGLASS per composito, completa di: base in plexiglass coperchi in plexiglass inserti in plexiglass	1 pz 2 pz 2 pz



2 cm. per inferiori superiori senza palato



2,5 cm. per superiori con palato in metallo

Tender Flask In-press muffola multifunzionale per iniezione o stampaggio

Toronto bridge, Protesi totale, Dime chirurgiche, Provisori, Bite, Duplicazione modelli, Corone ponti in composito

Base: 10,4 x 10,6 cm x h 7,5 cm

Muffola con coperchi di diversi materiali:

- trasparente per composito disponibile in due altezze
- in fibra di vetro per acrilico con controstampo in silicone
- in alluminio per acrilico con controstampo in gesso



Verticolatori per resina e composito



Ref	Descrizione	Q.tà
TXF1	TENDER FLASK IN-PRESS COMPLETA Base in alluminio Colonnelle in acciaio inox standard Coperchio in alluminio lucidato Coperchio nero in fibra di vetro Coperchio policarbonato trasparente standard Colonnelle in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magnete incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piattello di compressione Estrattori per gesso Tappini chiusura fori parte superiore Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz 1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 1 pz 2 pz 6 pz 100 pz
TXF2	TENDER FLASK SMALL per composito Base in alluminio Colonnelle in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magnete incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piattello di compressione Estrattori per gesso Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 2 pz 100 pz
TXF5C	VERTICOLATORE per composito coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5B	VERTICOLATORE per resina/ceramica coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5CC	Coperchio Verticolatore per composito	1 pz
TXF5BC	Coperchio Verticolatore per resina/ceramica	1 pz
TXF5FG	Spaziatori e fermi per verticolatori	12+3 pz
TXF12	TENDER TRAY 4 MAGNETIC Base liscia per muffola e split cast	5 pz
TXF22	Contromagneti per Tender Tray 4	5 pz
TXF41	Sfere di riempimento	100 pz
TXF1B	Base muffola in alluminio (stampo per split cast)	1 pz



h 6 cm

ENAMEL PLUS TEMP

Materiale molto interessante per l'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Polimerizzazione sul banco o in bocca
- Residuo di monomero inferiore a 0,8%
- Non supera i 57°C
- Alta precisione di inserimento
- Facile da riparare
- Non contiene amine terziarie né cadmio
- Miscela cremosa
- Durezza VICKERS 140 MPa
- Modulo di elasticità: 2300 N/mm²



Resina per ponti e corone, provvisori estetici di II generazione

TECNICA STUDIO



Impronta prima della preparazione



Colata dentina nell'impronta



Provvisorio cementato e lucidato

TECNICA LABORATORIO



Mascherina e colata dentina



Inserimento supercolori e massa clear



Colata smalto White e lucidatura finale



Nuove masse fluorescente per provvisori estetici con maggiore luminosità ed eccellente integrazione

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMP3	RESINA PER PROVVISORI KIT COMPLETO	
	Dentine Enamel plus Temp: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5	6x50 g
	Smalti Enamel plus Temp: WHITE, CLEAR, GREY, BLUE	4x50 g
	Smalti universali Enamel plus Temp: UE1, UE2, UE3	3x50 g
	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	1x50 g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	1x100 ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp per mascherine	1x25 ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp per muffola	1x25 ml
	Liquido fotopolimerizzabile Enamel plus Temp	1x10 ml
	TEMP1N	RESINA PER PROVVISORI KIT INTRODUTTIVO
Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)		4x50 g
Smalti Enamel plus Temp: UE2, Blue		2x50 g
Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp		1x100 ml
TEMP10N	RESINA PER PROVVISORI TRIAL KIT	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x10 g
	Smalto Enamel plus Temp UE2	1x10 g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	1x25 ml



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPUD0	Enamel plus Temp dentina UD0	100 g
TEMPUD1	Enamel plus Temp dentina UD1 (A1)	100 g
TEMPUD2	Enamel plus Temp dentina UD2 (A2)	100 g
TEMPUD3	Enamel plus Temp dentina UD3 (A3)	100 g
TEMPUD3,5	Enamel plus Temp dentina UD3,5 (A3,5)	100 g
TEMPUD4	Enamel plus Temp dentina UD4 (A4)	100 g
TEMPUD5	Enamel plus Temp dentina UD5	100 g
TEMPB1	Enamel plus Temp dentina B1	100 g
TEMPB2	Enamel plus Temp dentina B2 (62)	100 g
TEMPB3	Enamel plus Temp dentina B3 (65)	100 g
TEMPB4	Enamel plus Temp dentina B4	100 g
TEMPC2	Enamel plus Temp dentina C2	100 g
TEMPD3	Enamel plus Temp dentina D3	100 g
TEMPUE1	Enamel plus Temp smalto universale UE1	100 g
TEMPUE2	Enamel plus Temp smalto universale UE2	100 g
TEMPUE3	Enamel plus Temp smalto universale UE3	100 g
TEMPS3	Enamel plus Temp smalto WHITE	100 g
TEMPOB	Enamel plus Temp smalto BLUE	100 g
TEMPT	Enamel plus Temp smalto CLEAR	100 g
TEMPGR	Enamel plus Temp smalto GREY	100 g
TEMPDOL	Enamel plus Temp Dentopaq Light	100 g
TEMPDOD	Enamel plus Temp Dentopaq Dark	100 g
TEMPMO	Enamel plus Temp Orange Modifier	100 g
TEMPMY	Enamel plus Temp Yellow Modifier	100 g
TEMPP	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	100 g
TEML	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	100 ml
TEMP1-L	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	1000 ml

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMLH	Enamel plus Temp liquido a caldo	100 ml
TEMLPRESS	Enamel plus Temp liquido a caldo per muffola	100 ml
TEMLC	Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile	10 ml
TEMPISO	Isolante gesso resina Micerium	50 ml
COSSHINYSHIP	Spazzolini di capra HP Micerium	12 pz
TEMPPOL	Liquido lucidante per resina	1 oz
TEMP99	Pasta lucidante Temp Stick Micerium	100 g



Tizian Blank PMMA 98 mm
Dischi in Resina per CAD/CAM

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220062	Tizian Blank PMMA - 15 mm A1	1 pz
SD220064	Tizian Blank PMMA - 20 mm A1	1 pz
SD220063	Tizian Blank PMMA - 15 mm A2	1 pz
SD220065	Tizian Blank PMMA - 20 mm A2	1 pz
SD220066	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3	1 pz
SD220074	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3,5	1 pz
SD220067	Tizian Blank PMMA - 20 mm B1	1 pz
SD220089	Tizian Blank PMMA - 25 mm rosa	1 pz
SD220078	Tizian Blank PMMA - 30 mm rosa	1 pz
SD220068	Tizian Blank PMMA - 15 mm trasparente	1 pz
SD220069	Tizian Blank PMMA - 20 mm trasparente	1 pz
SD220079	Tizian Blank PMMA - 25 mm trasparente	1 pz

DISCHI CAD/CAM

Tizian Blank 5.0 Multistrato 4Y

Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm

Estetica & Resistenza per ogni tipo di restauro

Proprietà fisiche

Traslucenza: 45%

Temperatura di sinterizzazione: 1450°C

Resistenza alla flessione: > 1150 MPa

Durezza Vickers: 1250 MPa



Ref	Descrizione	Q.tà
SD220920	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Dark	1 pz
SD220921	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Dark	1 pz
SD220922	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Dark	1 pz
SD220923	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Dark	1 pz
SD220924	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Light	1 pz
SD220925	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Light	1 pz
SD220926	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Light	1 pz
SD220927	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Light	1 pz
SD220928	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Dark	1 pz
SD220929	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Dark	1 pz
SD220930	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Dark	1 pz
SD220931	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Dark	1 pz
SD220932	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Light	1 pz
SD220933	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Light	1 pz
SD220934	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Light	1 pz
SD220935	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Light	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220936	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Dark	1 pz
SD220937	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Dark	1 pz
SD220938	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Dark	1 pz
SD220939	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Dark	1 pz
SD220940	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Light	1 pz
SD220941	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Light	1 pz
SD220942	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Light	1 pz
SD220943	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Light	1 pz
SD220944	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - D Light	1 pz
SD220945	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - D Light	1 pz
SD220946	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - D Light	1 pz
SD220947	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - D Light	1 pz
SD220948	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - Bleach	1 pz
SD220949	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - Bleach	1 pz
SD220950	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - Bleach	1 pz
SD220951	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - Bleach	1 pz

Tizian Blank 5.0 Monocromatici White

Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm

Stesse proprietà fisiche dei Multistrato

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220954	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - White	1 pz
SD220955	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 16 mm - White	1 pz
SD220956	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - White	1 pz
SD220957	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - White	1 pz
SD220958	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - White	1 pz

Indicazioni

I dischi in zirconia Tizian Blank 5.0 Multistrato ad alta traslucenza possono essere usati per fabbricare monolitici, completamente anatomici, e ponti e corone parzialmente o completamente ceramizzati (fino a 16 elementi) e sovrastrutture individualizzate anteriori e posteriori su denti naturali e impianti.

La sua caratteristica unica è il perfetto bilanciamento tra alta traslucenza e alta resistenza alla flessione. Questo significa che il materiale può essere raccomandato senza riserve per un'ampia gamma di indicazioni sia estetiche che funzionali.

Materiale

- Zirconia tipo II classe V in base a EN ISO 6872
- Resistenza alla flessione > 1150 MPa
- Alta traslucenza 45%
- Spessori sottili di 0,4 mm per corone singole negli anteriori e 0,6 mm nei posteriori
- Margini e contorni precisi grazie al materiale compatto
- Ceramizzabili con qualsiasi ceramica mappata nel CTE $10 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ di ZrO_2
- Fedeltà del colore col variare dei lotti
- Colorazione omogenea
- Il colore può essere riprodotto tutte le volte
- Biocompatibile

BLOCCHETTI CAD/CAM

Tizian Block 5.0

Blocchetto Multistrato 5Y

Altissima Trasparenza 49%, Zirconia



Proprietà fisiche

Trasparenza: 49%

Temperatura di sinterizzazione: 1450°C

Resistenza alla flessione: > 650 MPa

Durezza Vickers: 1250 MPa



Tizian Block 5.0

Disponibile in blocchetti

(40 mm x 19 mm x 15.5 mm)

nelle tinte: A light, A dark, B light

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220959	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Light	3 pz
SD220960	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Dark	3 pz
SD220961	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - B Light	3 pz

DISCHI CAD/CAM

Tizian Blank 5.0 Monocromatico 3Y,
Zirconia, Trasparenza 40%, 98 mm

Proprietà fisiche

Trasparenza: 40%

Temperatura di sinterizzazione: 1450°C

Resistenza alla flessione: > 1150 MPa

Durezza Vickers: 1250 MPa



Ref	Descrizione	Q.tà
SD221000	Tizian 5.0 - 14 mm - White	1 pz
SD221003	Tizian 5.0 - 14 mm - A1	1 pz
SD221006	Tizian 5.0 - 14 mm - A2	1 pz
SD221009	Tizian 5.0 - 14 mm - A3	1 pz
SD221012	Tizian 5.0 - 14 mm - A3,5	1 pz
SD221015	Tizian 5.0 - 14 mm - B2	1 pz
SD221018	Tizian 5.0 - 14 mm - C2	1 pz
SD221021	Tizian 5.0 - 14 mm - D3	1 pz
SD221001	Tizian 5.0 - 20 mm - White	1 pz
SD221002	Tizian 5.0 - 25 mm - White	1 pz
SD221004	Tizian 5.0 - 20 mm - A1	1 pz
SD221007	Tizian 5.0 - 20 mm - A2	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
SD221010	Tizian 5.0 - 20 mm - A3	1 pz
SD221013	Tizian 5.0 - 20 mm - A3,5	1 pz
SD221016	Tizian 5.0 - 20 mm - B2	1 pz
SD221019	Tizian 5.0 - 20 mm - C2	1 pz
SD221022	Tizian 5.0 - 20 mm - D3	1 pz
SD221005	Tizian 5.0 - 25 mm - A1	1 pz
SD221008	Tizian 5.0 - 25 mm - A2	1 pz
SD221011	Tizian 5.0 - 25 mm - A3	1 pz
SD221014	Tizian 5.0 - 25 mm - A3,5	1 pz
SD221017	Tizian 5.0 - 25 mm - B2	1 pz
SD221020	Tizian 5.0 - 25 mm - C2	1 pz
SD221023	Tizian 5.0 - 25 mm - D3	1 pz

RESINA ACRILICA A FREDDO

FuturaGen: Il top di gamma

Resina a freddo autopolimerizzabile per protesi mobile, a base di metilmetacrilato, con proprietà fisiche eccellenti, che costituisce un nuovo parametro di riferimento.

- Polvere finissima
- Resina infrangibile
- Vasta gamma di colori
- Residuo di monomero minimo (<3%)
- Resistenza impressionante - ideale per splintaggi occlusali
- Perfetta lucidabilità
- Superficie estremamente liscia per ridurre la formazione della placca
- Perfetta per individualizzare le protesi con i Colori Intensivi Futura o con vene aggiuntive
- Un'eccellente precisione grazie ad una minima retrazione: ideale per impianti e per sistemi di colata con muffola

Caratteristiche del prodotto

- Tempo di lavorazione: 6 min. (LF 7,5 min.)
- Rapporto di miscelazione: iniezione 14:6 (peso) colata fino a 10:7 (peso)
- Polimerizzazione: iniezione 20 min. pentola a pressione 45°C 2-4 bar 15 min.



Ref	Descrizione	Q.tà
SD650910	FuturaGen polvere rosa-trasparente	500 g
SD650912	FuturaGen polvere rosa-opaco	500 g
SD650913	FuturaGen polvere rosa	500 g
SD650920	FuturaGen polvere rosa-trasparente	1 Kg
SD650922	FuturaGen polvere rosa-opaco	1 Kg
SD650923	FuturaGen polvere rosa	1 Kg
SD650928	FuturaGen polvere rosa trasp. venata V5*	1 Kg
SD650926	FuturaGen polvere rosa C*	1 Kg
SD689111	Venature per FuturaGen da mescolare con 1 kg di resina	1,6 g
SD650961	FuturaGen liquido	500 ml
SD650962	FuturaGen liquido	1 lt
SD650964	FuturaGen liquido LF	500 ml
SD650965	FuturaGen liquido LF	1 lt

(Colori speciali in polvere su richiesta: arancione, rosa K, rosa C, rosa S, rosa IV, V5*)
(*solo in confezione da 1 kg)

Proprietà fisiche

Durezza Vickers: 14 MPa

Resistenza alla flessione: 95 N/mm²

E-module: 2873 MPa

Assorbimento dell'acqua: 23,3 µ/mm³

Solubilità in acqua: 1,1 µ/mm³

Ref	Descrizione	Q.tà
SD659140	Liquido HS Cross Agente adesivo altamente attivo per migliorare l'adesione fra denti e resine acriliche.	50 ml
SD659121	FuturaSep Plus Agente isolante a base alginica. Separa efficacemente la resina acrilica dal gesso	1 l



Tecnica di iniezione



Riparazioni



Protesi combinata su scheletrati



Protesi complete



Ribasature

RESINA ACRILICA A FREDDO

FuturaPress LT: la classica

Ideale per protesi combinate su scheletrati poiché non cola dopo essere stata applicata. Con il suo semplice procedimento di applicazione ha dimostrato da molti anni la sua validità. E' possibile realizzare fino a tre selle in un'unica applicazione.

- Biocompatibilità
- Ottime proprietà fisiche
- Alta stabilità del colore
- Minima contrazione
- Eccellente precisione e resistenza alla frattura
- Facili da utilizzare

Caratteristiche del prodotto

Tempo di lavorazione: ca. 7 min.

Rapporto di miscelazione: 10:7 (peso)

- Polimerizzazione:
pentola a pressione
45°C 2-4 bar 15 min.



Scheletrato con selle in acrilico

Ref	Descrizione	Q.tà
SD650110	FuturaPress LT polvere, rosa-trasparente	500 g
SD650111	FuturaPress LT polvere rosa-trasparente venato	500 g
SD650112	FuturaPress LT polvere rosa-opaco	500 g
SD650113	FuturaPress LT polvere rosa	500 g
SD650114	FuturaPress LT polvere rosa venato	500 g
SD650115	FuturaPress LT polvere trasparente	500 g
SD650120	FuturaPress LT polvere rosa-trasparente	1 Kg
SD650121	FuturaPress LT rosa-trasparente venato	1 Kg
SD650122	FuturaPress LT polvere rosa-opaco	1 Kg
SD650123	FuturaPress LT polvere rosa	1 Kg
SD650124	FuturaPress LT polvere rosa venato	1 Kg
SD650125	FuturaPress LT polvere trasparente	1 Kg
SD650161	FuturaPress LT liquido	500 ml
SD650162	FuturaPress LT liquido	1 lt

(Colori speciali in polvere su richiesta: rosa K, rosa IV*, V5*)
(*solo in confezione da 1 kg)



Riparazioni

Protesi combinata su scheletrati

Ribasature

Proprietà fisiche

Durezza Vickers: 16 MPa

Resistenza alla flessione: 85 N/mm²

E-module: 2594 MPa

Assorbimento dell'acqua: 25,7 µ/mm³

Solubilità in acqua: 0,6 µ/mm³

MicroClean

Sistema di pulizia per bite e protesi rimovibili, sia meccanico che chimico tutto in uno. Pulizia estremamente efficace ma delicata grazie alla speciale forma arrotondata degli aghi pulenti e del liquido universale. A differenza dalla pulizia ad ultrasuoni rende anche lucide le protesi senza utilizzo di gomme lucidanti.

Ref	Descrizione	Q.tà
SD676410	MicroClean 220V dimensioni: 20x20x20 cm peso: 3 kg aghi e liquido universale	1 pz

SISTEMA DI PULIZIA PER PROTESI



Ref	Descrizione	Q.tà
SD678865	Aghi lunghi	150 g
SD678866	Aghi corti	150 g
SD678855	Liquido arancione universale	500 ml
SD678857	Liquido verde acido	500 ml


PERFORM INKOVAC

Sistema a pressione e vuoto per protesi mobili di precisione

Duplicazione in idrocolloide per perfetta riproduzione della modellazione in cera. Resina a basso residuo di monomero, di particolare fluidità per consentire la tecnica di colata. Muffole con valvola di vuoto e resina speciale a colata, consentono protesi con base precisa e senza rialzi di occlusione.



Hedent




Ref	Descrizione Apparecchi	Q.tà
DD1	Unità per duplicare Perform	3 lt
DPI	Polimerizzatrice Perform per 3 muffole	
DVC1	Unità controllo vuoto Perform con pompa a pressione incorporata	
DAFC1	Connettore per vuoto perform	1 pz
DAAK1	KIT ACCESSORI INKOVAC Iniettore d'aria, formatore ghiaccio, chiave valvola Spatola per rifinire il gesso Strumenti per forare i canali da 8mm e 5 mm Guarnizioni con anello elastico Imbuti per versare la resina Filtri in carta Manometro per il controllo del vuoto Fogli spaziatori da 0,1 e 0,2 mm Fresa per ritenzioni Pinza per denti Colla per denti Coppa per mescolazione con mestolo e misurini	1 pz 2 pz 5 pz 5 pz 50 pz 1 pz 10 pz 1 pz 1 pz 10 g
DAJAK1	Kit accessori per tecnica di compensazione	
DAF1	Muffola di precisione con camera del vuoto	1 pz
DAFK1	Muffola Perform per compensazione	1 pz
DACU1	Fresa Perform	1 pz
DASV1	Setaccio per denti Perform	1 pz

Ref	Descrizione Materiali	Q.tà
DMAC21	Resina Perform rosa	500 g
DMAC22	Resina Perform rosa venata	500 g
DMAC23	Resina Perform rosa chiaro	500 g
DMAC24	Resina Perform rosa opaco	500 g
DMAC25	Resina Perform trasparente	500 g
DMAC31	Resina Perform rosa	1 Kg
DMAC32	Resina Perform rosa venata	1 Kg
DMAC33	Resina Perform rosa chiaro	1 Kg
DMAC34	Resina Perform rosa opaco	1 Kg
DMAC35	Resina Perform trasparente	1 Kg
DMAC51	Resina Perform rosa	5 Kg
DMAC52	Resina Perform rosa venata	5 Kg
DMAC53	Resina Perform rosa	5 Kg
DMDU3	Idrocolloide Perform Concentrato	3 Kg
DML1	Liquido monomero Perform	500 ml
DML2	Liquido monomero Perform	1 lt
DMSM1	Separatore per gesso	1 lt
DMSM2	Isolante alginico	1 lt

Perform Soft resina per ribasature fotopolimerizzabile

La soluzione a tutti i problemi legati a:

- perdite di tempo e costi in laboratorio
- distacco di ribasature soffici
- indurimento, porosità, infiltrazione di batteri
- difficoltà nella ribasatura





CARATTERISTICHE UNICHE

- In pasta, con liquido per facilitare la modellazione, si fotopolimerizza in 15 min.
- Ritenzione meccanica e chimica
- Antibatterica



Ref	Descrizione	Q.tà
DSA5	COFANETTO INTRODUTTIVO PERFORM SOFT Pasta soffice fotopolimerizzabile Massa liquida Adesivo speciale a granuli Adesivo speciale per riparazioni Liquido per pulire i pennelli Separatore speciale	20 g 20 ml 15 g 20 ml 20 ml 100 ml
DSPA1	Pasta soffice fotopolimerizzabile	20 g
DSPA2	Pasta soffice fotopolimerizzabile	50 g
DSSPR1	Massa liquida	20 ml
DSADP2	Adesivo speciale a granuli	15 g
DSAD1	Adesivo speciale per riparazioni	20 ml
DSBC2	Liquido per pulire i pennelli	20 ml
DRS3	Separatore speciale	100 ml



PORTAIMPRONTE INDIVIDUALI



IDROY



IDROB

Ref	Descrizione	Q.tà
IDROY	IDROPLAST materiale termoplastico per portaimpronte individuale in palline	1 lb
IDROB	IDROPLAST materiale termoplastico per bordaggi in stick	20 pz
IDROM	IDROPLAST Model Block per boxare	1 pz

Abrasivi

MILANO





Abrasivi

- 86 Abrasivi in silicone per ceramica
- 87 Abrasivi diamantati per zirconio e ceramica
- 88 Gommini in silicone ed abrasivi per acrilico
- 89 Gommini montati da studio e laboratorio
- 90 Cilindri e ruote in gomma e mandrini
- 91 Tagliaperni e dischi
- 92 Punte montate
- 93 Frese e dischi diamantati
- 94 Fresoni in tungsteno Eurogoldies







DEDECO: LEADER NEL CAMPO DEGLI ABRASIVI

La linea comprende fresoni in titanio e tungsteno, diamantate, dischi, punte montate ed una gamma completa di gommini per rifinitura e lucidatura. Micerium offre accanto alla gamma della Dedeco, a completamento della linea, alcuni abrasivi con il proprio marchio (quelli preceduti da "D" o "Z" nella sezione del presente catalogo).

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA DEDECO

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per coloree.









GOMMINI DIAMANTATI PER CERAMICA*

Ref	Ruotine 1 pz	Ref	Lenticolari 1 pz
1101	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	1102	 (ø 22 mm)
1121	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	1122	 (ø 22 mm)
1141	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	1142	 (ø 22 mm)

- Verde: Sgrossatura
- Blu: Lucidatura
- Giallo: Finitura a specchio

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA

Ref	Ruotine	Ref	Lenticolari	Ref	Cilindri
7503*	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 12 pz	7509	 (ø 22.2 mm) 12 pz	7511*	 12 pz
7504	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 100 pz	7510	 (ø 22.2 mm) 100 pz	7512*	 100 pz
7553*	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 12 pz	7559*	 (ø 22.2 mm) 12 pz	7561*	 12 pz
7554	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 100 pz	7560	 (ø 22.2 mm) 100 pz	7562*	 100 pz
7603*	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 12 pz	7609*	 (ø 22.2 mm) 12 pz	7611*	 12 pz
7604	 (ø 22.2 • h.3,1 mm) 100 pz	7610	 (ø 22.2 mm) 100 pz	7612*	 100 pz

● Bianco: Coarse per rifinire
 ● Rosa: Medi per lucidare
 ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

*disponibili solo su richiesta

ZIRCOSHINY

Abrasivi e gommini diamantati per zirconio & ceramica

abrasivi

PASTA DIAMANTATA PER CERAMICA & COMPOSITO

Ref	Descrizione	Q.tà
ESA20	Pasta per composito Ena Shiny A 3µm	20 g
ESB20	Pasta per composito Ena Shiny B 1µm	20 g
ZRZ20	Pasta per Zirconio e Ceramica Shiny Z	20 g
ZRSHP	Spazzolino HP per pasta Shiny Z	12 pz



GOMMINI DIAMANTATI PER ZIRCONIO & CERAMICA

Ref	Ruotine Zirco	Ref	Ruotine Zirco
ZR014 1 pz	 (ø 22 x h. 3,1mm)	ZR013 1 pz	 (ø 22 mm)
ZR025 1 pz	 (ø 22 x h. 3,1mm)	ZR024 1 pz	 (ø 22 mm)

● Rosa: Medi per lucidare ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

PUNTE ABRASIVE DIAMANTATE PER ZIRCONIO

Ref	Grinder Ruota HP	Ref	Grinder Punta HP	Ref	Grinder Punta HP
ZRG01 1 pz	 2,5 mm ø 12,0	ZRG02 1 pz	 11 mm ø 4,0	ZRG03 1 pz	 13 mm ø 5,0

● Verde: Rifinitura zirconio

DISCO DIAMANTATO PER ZIRCONIO

Ref	ISO 807 104	Disco	1 pz
ZR915CF	355 524 190		
	ø 19 mm x 0,16 mm		

Ref	Contenuto	Q.tà
ZR1000	Kit Rifinitura e Lucidatura Zirconio contenente:	
	Punta abrasiva diamantata verde ZRG02	1 pz
	Ruota abrasiva diamantata verde ZRG01	1 pz
	Ruotina siliconica bianca D7504	1 pz
	Lenticolare siliconico bianco D7510	1 pz
	Ruotina diamantata Rosa ZR014	1 pz
	Lenticolare diamantato Rosa ZR013	1 pz
	Ruotina diamantata Grigia ZR025	1 pz
	Lenticolare diamantato Grigio ZR024	1 pz











ABRASIVI DIAMANTATI PER ZIRCONIO & CERAMICA

ZIRCOSHINY

GOMMINI IN SILICONE

GOMMINI UNIVERSALI

Ref	Routine
7203* 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)
7204* 100 pz	
7253* 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)
7254* 100 pz	
6561* 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)
6562* 100 pz	

Ref	Lenticolare
7209 12 pz	 (ø 22 mm)
7210* 100 pz	
7259 12 pz	 (ø 22 mm)
7260* 100 pz	
6563* 12 pz	 (ø 22 mm)
6564* 100 pz	

Ref	Cilindri
7213* 12 pz	
7214* 100 pz	(ø 24 • h. 6,3 mm)
7263* 12 pz	
7264* 100 pz	(ø 24 • h. 6,3 mm)

Ref	Pins
7216* 100 pz	 (ø 2 • h. 20 mm)
7266* 100 pz	 (ø 2 • h. 20 mm)

● Blu: fine ● Rosa: Extra Fine ● Giallo: Lucidatura Finale

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Colore	Ref	Forma A	Ref	Forma C	Ref	Forma D	Ref	Forma E	Ref	Forma F	Ref KIT
●	7731*		7733*		7734*		7735*		7736*		7730*
●	7741*		7743*		7744		7745		7746*		7740*
●	7721*		7723*		7724*		7725*		7726*		7720*

● **Blu coarse:** autoraffreddanti per rifinire le protesi mobili ● **Giallo fine:** per lucidatura finale protesi mobili
 ● **Azzurro medium:** autoraffreddanti per lisciare e lucidare le protesi mobili

NOTA: forme A, C, F disponibili solo su richiesta

*disponibili solo su richiesta

FRESONI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Colore	Ref	Forma A	Ref	Forma C	Ref	Forma D	Ref	Forma E	Ref	Forma F	Ref KIT
○	5101*		5102*		5104*		5105*		5106*		5100*
●	6101		6102		6104*		6105		6106*		6100*

○ **Bianchi zirconio:** Permettono uno sgrassamento rapido a freddo degli acrilici e creano una superficie liscia di facile lucidatura.
 ● **Rossi coarse:** Per una sgrassatura rapidissima a freddo, senza sbavature di acrilici e acrilici molli. Mandrino HP.

*disponibili solo su richiesta

MIDGETS

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per coloree

HP MANIPOLO DRITTO

Colore	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4860*		4861		4862*		4863*	
	4360*		4361*		4362*		4363*	
	4560*		4561*		4562		4563*	
	4660*		4661*		4662*		4663*	
			4761*		4366*		4367*	
	4760*		4762*	4763*				
								

* disponibili solo su richiesta

-  Marrone: lunga durata per prelucidare tutti i metalli
-  Nero: molto abrasivo per amalgama e oro
-  Verde: tradizionale per una veloce lucidatura di amalgama e oro
-  Blu: per la finale glasatura dei metalli
-  Rosso: per profilassi
-  Bianco: ultrafine per un'altissima lucidatura di composito smalto e oro
-  Grigio: per una istantanea glasatura della porcellana

GOMMINI PER LUCIDATURA

RUOTINE SQUARE EDGE

Colore	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	5030*		5010	
	-		5000	
	5021		5001	
	5024		5004	
	5027*		5007	
	5029*		5009	
	-		-	
	-	(\varnothing 15 • h. 1,5mm)	7030*	(\varnothing 22 • h. 3,1mm)

LENTICOLARI KNIFE EDGE

Colore	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	4982		4983	
	4941*		4940	
	4951		4950	
	4961		4960	
	4971*		4970	
	4981		4980	
	-		-	
	-	(15,8mm)	-	(\varnothing 22,2 mm)

*disponibili solo su richiesta

RUOTINE INTERPROSSIMALI INTERPROXIMAL

Colore	Ref	Modello 25 pz	Ref	Modello 25 pz
	4988*		4989	
	4995*		4990	
	-		4991*	
	4997		4992*	
	4998*		4993	
	-		4994*	
	-		-	
	-	(\varnothing 15 • h. 0,8mm)	-	(\varnothing 22 • h. 1,0 mm)

CILINDRI CLASP

Colore	Ref	Modello 100 pz
	4595	
	4590	
	4592	
	4593	
	4594	
	-	
	4591	
	-	(\varnothing 24 • h. 6,3 mm)

- Marrone: lunga durata, lucida e rifinisce tutti i metalli
- Rosso: soffice e flessibile lucidatura oro
- Nero: duro per rifinire e lucidare cromo cobalto
- Bianco: soffice e flessibile lucida oro e ceramica
- Verde: standard per rifinire e lucidare cromo e oro
- Grigio: medi per cromo cobalto
- Blu: per un'alta glasatura di tutti i metalli
- Rosa: extra duri per cromo cobalto

MANDRINI

Ref	Descrizione	Q.tà	Modello
5424	Mandrini inossidabili HIPPIE per dischi	12 pz	
5425	Mandrini inossidabili HP	12 pz	
COSSHINY6	Mandrini per feltrini a ruota	6 pz	
5427	Mandrini a spirali per cilindri	12 pz	
7005*	Mandrino per dischi Fiber CUT \varnothing 6,4 mm	1 pz	
7081*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" \varnothing 2,0 mm	1 pz	
7082*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" \varnothing 2,0 mm	12 pz	
5400*	Pietra per modellare tutti gli abrasivi	1 pz	



5400

*disponibili solo su richiesta

TAGLIAPERNI, DISCHI SEPARATORI E DISCHI IN FIBRA



Ref	Descrizione	Q.tà
5163*	Tagliaperni 32x0,6 mm	100 pz
5164*	Tagliaperni 32x2,2 mm	100 pz
5165	Tagliaperni 32x1,6 mm	100 pz
5166*	Tagliaperni 32x1,2 mm	100 pz
5167	Tagliaperni 38x1,2 mm	100 pz
5168	Tagliaperni 32x0,8 mm	100 pz
5169*	Tagliaperni 38x0,8 mm	100 pz
5174	Tagliaperni RUBY SLITTER non contaminati 38x0,8 mm	100 pz
5211*	Tagliaperni FAST CUT lisci 38x0,8 mm	100 pz
5212*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x0,7 mm	100 pz
5213*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x1,7 mm	100 pz
5214*	Tagliaperni FAST CUT lisci 40x1,7 mm	100 pz
7022	Tagliaperni LIGHTING RED 32x1,6 mm	100 pz
7023	Tagliaperni LIGHTING RED 38x0,6 mm	100 pz
7024	Tagliaperni LIGHTING RED 38x1,0 mm	100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
5171	Dischi separatori NM SLIMS per ceramica 22x0,2 mm	100 pz
5176	Dischi RUBY SLITTER non contaminanti 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5177	Dischi STRIPPER ad alta velocità 22x0,6 mm	100 pz
5178	Dischi WAFER 2 lati 22x0,3 mm	100 pz
5180*	Dischi WAFER 1 lato 22x0,3 mm	100 pz
5182	Dischi separatori per ceramica 22x0,3 mm	100 pz
5190*	Dischi separatori ULTRA per ceramica 22x0,1 mm	25 pz
5203	Dischi per oro e ceramica 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5206	Dischi per oro e ceramica 1 lato 22x0,6 mm	100 pz
5209	Dischi per cromocobalto 22x0,6 mm	100 pz

*disponibili solo su richiesta

DISCHI IN FIBRA

Ref	Descrizione	Q.tà
5581	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,2 mm	12 pz
5583	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,3 mm	12 pz
5585	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x0,5 mm	12 pz
7001	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x1,2 mm	12 pz
7002*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 64x0,8 mm	6 pz
7003*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 76x0,8 mm	6 pz
7004*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 100x0,8 mm	6 pz



Ø da 22 mm a 100 mm • Scala 1:4

FRESE E DISCHI DIAMANTATI

Le diamantate, Dedeco e Micerium, di ottima qualità si possono avere sia nella versione Standard (S) che nelle versioni Gold (G) con rivestimento di nitruro di titanio. Sono disponibili anche dischi diamantati fino a 0,1 mm di spessore e cappucci diamantati intercambiabili per protesi.

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP COARSE

Ref	Mod.	Fresa
2701*	49/1060	
2702*	75/1060	
2703*	77/1060	
2704	78/1060	
2705	78/1090	
2706	79/1045	

FRESE DIAMANTATE MICERIUM HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
D713	23/4030	
D714	42/4030	
D716	48/4030	
D717	71/4030	
D718	212/4020	
D719	212/4030	
D725	501/016	
D726	537/016	
D727	558/016	
D728	559/023	
D729	563/014	
D730	563/018	

DISCO SINTERIZZATO

Ref	Descrizione	Q.tà
2807*	2 Lati 22 x 0.15 mm	1 pz

ABRASIVI NON RISCALDANTI KOOLIES* (Conf. 50 pz)

Misura	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0804	0805•	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812
	0819	0820•	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827
\varnothing	7/8"	7/8"	7/8"	3/4"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Spess.	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"



Nero: tradizionale multiuso **Verde fine:** per porcellana e smalto

*prodotti disponibili solo su richiesta
• 0805 e 0820 prodotti sempre disponibili

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2707	49/4060	
2708*	75/4060	
2709*	77/4060	
2710*	78/4060	
2711	78/4090	
2712*	79/4045	

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2715*	42/4050	
2720*	212/4040	
2721*	213/4040	
2722*	231/4080	
2723*	232/4030	
2724*	234/4080	

CAPPUCCI DIAMANTATI

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
2744*	Mandrino \varnothing 2,35 mm Cappuccio \varnothing 12,7 mm		1 pz 1 pz
2743*	Cappuccio \varnothing 12,7 mm		

DISCO SUPERFLESSIBILE WRAP-AROUND

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
D751	2 Lati 22 x 0.15 mm		1 pz
D752	1 lato 22 x 0.10 mm		1 pz

EUROGOLDIES HP

- Tipi di tagli più usati
- Bilanciamento ad alta precisione
- Standard ISO codificati per coloree
- Goldies al nitruro di titanio non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno
- Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, metalli, ceramica e composito

TAGLIO INCROCIATO REGULAR "E" PER METALLO, GESSO E ACRILICO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8310*	G071E	023	
8311*	G071E	027	
8351	G071E	040	
8312*	G071E	050	
8313*	G072E	060	
8352	G077E	029	
8353	G077E	060	
8354*	G078E	040	
8355*	G079E	031	
8314*	G079E	040	
8356*	G079E	045	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8357*	G079E	060	
8315	G137E	023	
8358*	G138E	016	
8359	G251E	060L	
8360*	G257E	023	
8361*	G257RE	060	
8362	G261E	023	
8363	G295E	023	
8364*	G351E	040	
8316*	G351E	060	

Per tagliare metallo, gesso e acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE FINE "FST" PER MATERIALI SOFFICI

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8327*	G79FST	040	
8328*	G129FST	023	
8329*	G136FST	016	
8330*	G138FST	023	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8331*	G139FST	023	
8332*	G251FST	060	
8333*	G390FST	014	

Per fresare parodonti e materiali di ribasatura soffice; ideali per tagliare il titanio a 15.000 rpm

TAGLIO INCROCIATO FINE "EF" PER METALLO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8317*	G078EF	040	
8318	G079EF	031	
8319*	G079EF	040	
8370*	G079EF	045	
8320*	G079EF	060	
8371*	G138EF	016	
8321*	G138EF	023	
8322*	G251EF	060	

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8372*	G251EF	060L	
8323*	G257EF	023	
8373*	G261EF	023	
8324*	G293EF	023	
8325	G295EF	023	
8326*	G351EF	040	
8374*	G351EF	060	

Per rifinire metallo gesso e acrilico

*Disponibili solo su richiesta

TAGLIO INCROCIATO SUPERFINE "SF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8365*	G079SF	045	
8366*	G257SF	023	
8335*	G0261SF	023	
8336*	G293SF	023	
8337*	G295SF	023	

Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE GROSSO "GSQ"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8338	G077GSQ	040	
8339*	G251GSQ	060	
8340*	G261GSQ	023	

Per Titanio e Protesi mobile

TAGLIO GROSSO PER TITANIO "GTI"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8344*	G079GTi	040	
8345*	G129GTi	023	
8346*	G138GTi	023	
8347*	G139GTi	023	

Per eseguire tagli rapidi su Titanio

TAGLIO A SPIRALE FINE "SPF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8375*	G79SPF	040	
8376*	G129SPF	023	
8377	G251SPF	060	

Per titanio e per sgrassatura di materiali soffici come paradenti, tray per sbiancamento e ribasatura

GOLDIES FG

Al nitruro di Titanio, non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno. Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, oro, metalli non preziosi, ceramica e composito.

Ref	Mod.	Fresa
2301*	TFD-1	
2302*	TFD-2	
2303	TFD-3	
2304	TFD-4	
2305	TFD-5	
2306*	TFD-6	

Ref	Mod.	Fresa
2311	D-7008	
2312	D-7106	
2313*	D-7803	
2314	D-7902	
2315	D-7104	
2316*	D-7204	

Ref	Mod.	Fresa
2401*	MCD-1	
2402*	MCD-2	
2403*	MCD-3	
2404*	MCD-4	
2405*	MCD-5	
2406*	MCD-6	

TAGLIO INCROCIATO GROSSO "SG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8341*	G072SG	060	
8342*	G079SG	045	
8343*	G079SG	060	
8367*	G251SG	060	
8368*	G351SG	060	

Disegno incrociato ampio per acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO MOLTO GROSSO "GE"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8348	G251GE	060	
8349*	G351GE	060	

Per una veloce riduzione di acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO SUPER GROSSO "XG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8334	G251XG	060	
8369	G351XG	070	

Per una extra veloce riduzione di acrilici e gesso e per rimuovere materiali soffici di ribasatura

TAGLIO VACUUM PER PLACCHE TERMOPLASTICHE

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8378	G219	023	
8379*	G219S	023	

Ideale per baseplate, splintaggi e tray per sbiancamento

M

Mandrini	23,90
Matrici	44-47
Max perni parapulpari	53
MicroClean	57,81
Midgets punte montate	89
Miscelatore sottovuoto	70
Mock up Kit	36
Monconi sfilabili	63-66
Mordenzanti	30-34
Muffole	75,82

N

Niranium	70-71
----------	-------

O

Occhiali protettivi	56,62
---------------------	-------

P

Pasta diamantata per studio	20-22
Pasta diamantata per laboratorio	87
Pasta profilassi Prohipaste	40
Parapost perni	50-52
Pennelli	18,62
Perfect	58
Perform Inkovac e Soft	82-83
Perni calcinabili	52,67
Perni canalari Whaledent	50-52
Perni in fibra	26-27,49
Perni di fusione in plastica	52,67
Perni endocanalari Ena Post	26-27,49
Perni parapulpari	53
Pindex System	62,64
Pinzette emostatiche Mosquito	62
Preformati per scheletrati	71
Pro Matrix	47
Punte montate	92

R

Resine	36,74,76-77, 80-82
Resina calcinabile	52,67
Resina per protesi mobile	74,82-83
Resina per provvisori	36-37,76-77
Resina soffice Perform Soft	83
Rifinitore Rutex	63
Rivestimenti	70-71
Rocket	67
Routine in gomma 5/8 e 7/8	88,90

S

Sabbiatrice orale	57
Saldatura	70-71
Sbiancamento	38-39
Scala colorei	10,14-15
Scaldacera	69
Scaldasiringhe	17
Seghetto a mano	62
Seghetto elettrico	63
Shiny	20-25
Siringa per tips in composito	11
Smart prophy	40
Soluzioni di pulizia	58
Spray orale	41
Spessimetro	62
Splintaggi con fibre	35
Stick per lucidare	71,77
Strumenti per modellazione	18,62
Supercolori per compositi e resine	18,73

T

Tagliaperni Dedeco	91
Trattamento discromie	38-39
Tender	72-75
Tender Acryl	74
Tender Flask	75
Tender Fiber	35
Tender Pink	74
Tender Repair	34
Tender Tray Magnetic	66
Temp	36,76-77
Temp Red	52,67
Temp Silic	36,74
Tips Enamel plus HRi	15-16
Tips Enamel plus HFO	16-17
Twin Tray	65
T.M.S.	53

U

Ultrasuoni BioSonic	59
Uncini per diga	49

V

Vacumix miscelatore	70
---------------------	----

Z

ZircoShiny	87
------------	----



Catalogo Generale 2021



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970
micerium@micerium.it • www.micerium.it