

**ENAMIEL PLUS**  
**HIRI FLOW**



# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus

BIS-GMA FREE VERSION  
**BPA  
FREE**  
DOES NOT CONTAIN BISPHENOL-A

## БЕЗ ШУПЛИ

По – висока еластичност



Корона

Стандартен течен фотополимер

Дентин

ENAMEL  HRi Flow<sup>HF</sup>  
plus

Дентин

АНАЛИЗ НАПРАВЕН ПОД МИКРОСКОП

# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus

## ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Пълнител %	Твърдост по ВИКЕРС МРА	Модул на ЕЛАСТИЧНОСТ МРА	ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ МРА	ЯКОСТ НА НАТИСК МРА	РЕНТГЕНОКОНТ- РАСТНОСТ
Течен фотоком- зит HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Стандартен фотополимер	55	350	6000	120	350	30% Al

- добре напълнен
- с висока флуоресцентност
- с висок вискозитет
- с висока рентгеноконтрастност
- с добри физични свойства
- без шупли

СИЛНО флуоресцентен



Материалът може да бъде използван като подложка за диситални зъби, при директни и индиректни възстановявания и в антериорната облас за V-ти клас кавитети

# ENAMEL HRI Flow<sup>HF</sup> plus



ПЪЛЕН  
КОМПЛЕКТ

## CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6

статив за шприците

9 x 2 g



МИНИ  
КОМПЛЕКТ

## CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3),

UD3,5 (A3,5), UD4

4 x 2 g



Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970  
micerium@micerium.it • www.micerium.it

File: Enamel plus HRI Flow BD v.1.0\_12-2013

estetica   
GRUPPO  
MICERIUM