

**ENAMMEL PLUS**  
**HRI FLOW**



# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus





**Biokompatibilní: formule neobsahuje Bis-GMA**

Bis-GMA je monomer, který může uvolňovat Bisfenol-A (BPA), organické sloučeniny, které v lidském těle vykazují estrogenní vlastnosti a způsobují zdravotní potíže.

## ŽÁDNÉ BUBLINKY

vyšší elasticita



ANALÝZA PŘI ZVĚTŠENÍ

# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	% PLNIV	TVRDOST PODLE VICKERSE MPa	MODUL ELASTICITY PODLE YOUNGA MPa	PEVNOST V OHYBU MPa	PEVNOST V TLAKU MPa	RADIOOPACITA
HRi "Flow HF"	<b>77</b>	<b>770</b>	<b>13485</b>	<b>148</b>	<b>394</b>	<b>210% Al</b>
Standardní Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

- Vysoce naplněný
- Vysoce fluorescentní
- Vysoce viskózní
- Vysoce elastický
- Vysoce radioopákní
- Vysoké fyzikální vlastnosti
- Žádné bublinky

**Vysoce fluorescentní**



Vhodné pro podložky kavit u přímých a nepřímých restaurací v distálním úseku a pro V. třídu ve frontálním úseku.

Vhodné také pro ortodoncii k lepení retenčních dlah a pro výrobu atačmentů u neviditelných rovnátek.

# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus



KOMPLETNÍ SET

## CHR2F

ENAMEL PLUS HRi FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6

Plexi stojánek

9 x 2 g



MINI SET

## CHR5F

ENAMEL PLUS HRi FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

5 x 2 g



ItalDent

Dovozce a distributor: ItalDent s.r.o.  
Rousovická 623/2 - 181 00 Praha 8  
Tel: +420 233 552 022 - GSM: +420 603 468 507  
info@italdent.cz - www.italdent.cz

Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970  
micerium@micerium.it • www.micerium.it

File: Enamel plus HRi Flow CS v.1.0.10-2013

estetica   
GRUPPO  
MICERIUM