

# ENAMEL PLUS HIRI FLOW





BIS-GMA FREE VERSION  
**BPA  
FREE**  
DOES NOT CONTAIN BISPHENOL-A

# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus

BIS-GMA FREE VERSION  
**BPA  
FREE**  
DOES NOT CONTAIN BISPHENOL-A

## KEINE LUFTBLASEN

Blasenfrei Hochelastisch



MIKROSKOPISCHE ANALYSE

# ENAMEL HRi Flow<sup>HF</sup> plus

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	FÜLLER ANTEIL%	VICKERS-HÄRTE MPa	ELASTIZITÄTS-MODUL MPa	BIEGE-FESTIGKEIT MPa	DRUCK-FESTIGKEIT MPa	RADIO-OPAZITÄT
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

- Hoher Fülleranteil
- Starke Fluoreszenz
- Ausgezeichnete Viskosität
- Übertroffene Elastizität
- Verbesserte Röntgensichtbarkeit
- Übertroffene physikalische Eigenschaften
- Keine Luftblasen

Stark fluoreszent



Geeignet als Kavitätenliner bei direkten und indirekten Seitenzahnrestorationen sowie für Klasse-V Frontzahnkavitäten

# ENAMEL HRI Flow<sup>HF</sup> plus



KOMPLETTKIT

## CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6

Plexiglasständer

9 x 2 g

MINIKIT

## CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4

5 x 2 g

**LOSER & CO**



*öfter mal was Gutes...*

Loser & Co GmbH Vertrieb von Dentalprodukten  
Benzstrasse 1c - D - 51381 Leverkusen  
Telefon: +49 2171/ 70 66 70  
Fax: +49 2171/ 70 66 66  
info@loser.eu • www.loser.eu

Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy  
Tel. +39 0185 7887 880  
hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enamel plus HRI Flow TED L V2\_2021-07

*estetica*   
**GRUPPO  
MICERIUM**

