



ENAMEL PLUS
HRI FLOW



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

Μεγαλύτερη ελαστικότητα



ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	FILLER%	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ VICKERS MPa	ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ MPa	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ MPa	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΑΜΨΗ MPa	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% AI
Στάνταρ Flow	55	350	6000	120	350	30% AI



Υψηλός φθορισμός

- Υψηλής συμπύκνωσης
- Υψηλός φθορισμός
- Υψηλότερου ιξώδους
- Μεγαλύτερη ελαστικότητα
- Υψηλή ακτινοσκιερότητα
- Υψηλές φυσικές ιδιότητες
- Χωρίς φυσαλίδες



Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κοιλότητα σαν liner στα οπίσθια δόντια καθώς επίσης και στη διαστρωμάτωση των προσθίων δοντιών ομάδας V.

ENAMEL HRI Flow^{HF} plus



COMPLETE KIT

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6

Plexiglass holder

9 x 2 g



MINI KIT

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4

5 x 2 g



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.com

Filic Enamel plus Hri Flow GR v1.0_10-2013

estetica 
GRUPPO
MICERIUM