



ENAMEL PLUS
HRI FLOW



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

SANS BULLES

plus grande élasticité



IMAGES DE MICROSCOPIE

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	% DE CHARGES	DURETÉ VICKERS MPa	MODULE DE YOUNG MPa	RÉSISTANCE À LA FLEXION MPa	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION MPa	RADIO-OPACITÉ
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Composite fluide standard	55	350	6000	120	350	30% Al

- Hautement chargé
- Hautement fluorescent
- Plus grande viscosité
- Plus grande élasticité
- Plus grande radio-opacité
- Excellentes propriétés physiques
- Sans bulles

Hautement fluorescent



Matériau à employer en tant que Liner des restaurations postérieures en méthode directe et indirecte et en antérieur pour les cavités de classe V.

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus



Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0297 DQS - Classe IIa - Fabricant GDF. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

bisico

AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

Distribué par BISICO FRANCE

120, allée de la Coudoulette 13680 Lançon de Provence

Tél. : 04 90 42 92 92

Fax : 04 90 42 92 61

www.bisico.fr

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880
Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it

KIT COMPLET

MC 476

ENAMEL PLUS HRI FLOW
UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2),
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5),
UD4 (A4), UD5, UD6

Embouts d'injection noirs Ø 1,2 mm (25)
Présentoir Plexiglas

9 x 2 g

KIT DE BASE

MC 290

ENAMEL PLUS HRI FLOW
UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3),
UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6

Embouts d'injection noirs Ø 1,2 mm (25)
Présentoir Plexiglas

7 x 2 g

MINI-KIT

MC 466

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

5 x 2 g

RECHARGES

ENAMEL PLUS HRI FLOW

2 g + 3 embouts d'injection

MC 291 UD0
MC 292 UD0,5
MC 293 UD1 (A1)
MC 294 UD2 (A2)
MC 295 UD3 (A3)
MC 296 UD3,5 (A3,5)
MC 297 UD4 (A4)
MC 298 UD5
MC 299 UD6

EMBOUTS
MC 300

25 embouts d'injection

estetica 
M
GRUPPO
MICERIM