

ENAMIEL PLUS
HIRI FLOW



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

JOKIŲ BURBULIUKŲ

Didesnis elastiškumas



Karūnėlė


Standartinis skystas
kompozitas

Dentinas



ENAMEL  HRi FLOW^{HF}
plus

Dentinas



ANALIZĖ PRO MIKROSKOPĄ

ENAMEL Hri Flow^{HF} plus

FIZINĖS CHARAKTERISTIKOS

| | UŽPILDAS % | TVIRTUMAS PAGAL VICKERS'Ą MPA | ELASTINGUMO MODULIS PAGAL YOUNG MPA | ATSPARUMAS LENKIMUI MPA | ATSPARUMAS SPAUDIMUI MPA | RENTGENOKONTRASTIŠKUMAS |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Hri "Flow HF" | 77 | 770 | 13485 | 148 | 394 | 210% AI |
| Standartinis skystas kompozitas | 55 | 350 | 6000 | 120 | 350 | 30% AI |

- Didelis užpildo kiekis
- Stipri fluorescencija
- Labai klampus
- Labai elastiškas
- Ryškus rentgenokontrastiškumas
- Aukštos fizinės savybės
- Be burbuliukų

Labai fluorescenciškas



Medžiagą galima naudoti kaip pamušalą atliekant krūminių dantų tiesiogines ir netiesiogines restauracijas, priekinių dantų V klasės ertmių užpildymui, laikinų laminačių gamybai bei nuolatiniams kompozitinių ir keramikinių laminačių cementavimui.

ENAMEL HRI Flow^{HF} plus



PILNAS
RINKINYS

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 9 x 2 g
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6
Stovėlis iš organinio stiklo

MINI
RINKINYS

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2) 5 x 2 g
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)



astravita

Atstovas Lietuvoje:
UAB ASTRAVITA
Tel.: (5) 2751000, 8 687 57133
EL. p.: astravita@gmail.com

Micerium S.p.A.

Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) Italy

Tel. +39 0185 7887 880

Fax +39 0185 7887 970

hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enamel plus HRI Flow LT v1.0_10-2013

estetica 
GRUPPO
MICERIUM