



ENAMIEL PLUS
Hiri Flow



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

NIE ZAMYKA PĘCHERZYKÓW POWIETRZA

Zwiększona elastyczność



ANALIZA POD MIKROSKOPEM

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	ZAWARTOŚĆ WYPEŁNIACZA %	TWARDOŚĆ WG VICKERS'A MPa	MODUŁ YOUNG'A MPa	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE MPa	ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE MPa	KONTRAST RTG
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

- Wysoka zawartość wypełniacza
- Wysoka fluorescencja
- Znakomita konsystencja
- Zwiększona elastyczność
- Bardzo wysoki kontrast rtg
- Znakomite parametry wytrzymałościowe
- Nie zamyka pęcherzyków powietrza

Wysoka fluorescencja



Dzięki najwyższym walorom wytrzymałościowym, materiał przeznaczony jest do wypełnień wszystkich klas ubytków, do pracy w zębach bocznych i przednich oraz do cementowania licówek ceramicznych i kompozytowych.

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus



KOMPLETNY
ZESTAW

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

9 x 2 g

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6

Stojak na strzykawki

MINI
ZESTAW

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

5 x 2 g

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

**Micer
DENT**

Micerdent

ul. Fabryczna 8/31 • 00-446 Warszawa
tel. (22) 620 81 52, 517 322 233, 603 997 373
info@micerdent.pl • www.micerdent.pl

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880
Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enamel plus HRI Flow PL v1.0_10-2013

estetica 
GRUPPO
MICERIUM

