


ENAMIEL PLUS
HIRI FLOW



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ

превосходная эластичность



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НАПОЛНЕННОСТЬ %	ТВЁРДОСТЬ ПО ВИККЕРСУ МРД	МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МРД	ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ МРД	ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ МРД	РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Обычный Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

- Наполненный
- Флуоресцентный
- Вязкий
- Эластичный
- Рентгеноконтрастный
- Улучшенный
- Без пузырьков

Высокая флуоресцентность



Материал используется как прокладка на жевательных зубах при прямых и непрямых реставрациях и на передних зубах при реставрациях V класса.

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus



ПОЛНЫЙ НАБОР

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

9 x 2 g

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6

Держатель из органического стекла



МИНИ-НАБОР

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

5 x 2 g

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970
hfo@micerium.it • www.micerium.com

File: Enamel plus HRI Flow RU v1.0_10-2013

estetica 
GRUPPO
MICERIUM